

Sanering med väteperoxidmaskin

Berörda enheter

Ambulanshelikoptern Norrbotten

Syfte

För att säkerställa en trygg och ren patient och arbetsmiljö.

Bakgrund

Väteperoxid är luktfri, smaklös, färglös och klibbar inte. Efter användningen omvandlas Väteperoxid till syre och vatten. Den påverkas inte av ljus, temperatur eller pH-nivåer. Mikroorganismer kan inte heller utveckla ett motstånd mot Väteperoxid. Väteperoxid är en biocid.

Väteperoxid har använts som smittskydd länge och är högeffektiv på grund av att den är celldödande och bryter igenom biofilmer. Väteperoxiden är framtidssäkrad och har ingen som helst miljöpåverkan. Appliceringen gör att vi aldrig behöver vara i direktkontakt med väteperoxiden. Med denna metod slipper vi använda olika kemikalier vid olika typer av smitta.

Checklista för saneringens tillvägagångssätt.

Helikoptern placeras inomhus
Torka av allt som varit i kontakt med patient och kroppsvätskor. Samt det som ni rört i.
Ha säkerhetsbältena utdragna under NOCO-drift.
ZOLL, Corpuls, ultraljudet och Hamilton får INTE vara i kabin under NOCO-drift (endast inplastad i sopsäckar)
Ha så mycket som möjligt av den använda utrustningen i kabinen. Bår, väskor, larmställ mm. som kan ha blivit kontaminerade. Häng upp väskorna och kläderna, så väteperoxiden kommer åt överallt.
Kabin och väteperoxid bör ha samma temperatur
Tanken är tillräckligt fylld med väteperoxid, minst 30 ml i flaskan
Maskinen är inkopplad till 230 v bakom läkarstolen
Maskinen är påslagen och korrekt inställd på 20 m3
Alla fönster och dörrar till helikoptern stängda
Bevaka hkp hela tiden under NOCO-drift. Inga dörrar får öppnas!
Starta maskinen.
När maskinen är startad tar ca 10 sek innan den börjar ge dimma
Den gasar i ca 1-3 min. Lyssnar efter ett fräsande ljud.
20 minuter med stängda dörrar, efter den har slutat fräsa.
Efter 20 minuter. Dra ut helikoptern utanför hangaren. Öppna alla dörrar och vädra i minst 5 min när den kommit ut.
Ta ur NOCO:n ur helikoptern. Säkerställ nivå på vätska så den är klar för nästa sanering. Byt flaska vid behov. Nya flaskor finns i städförrådet, där NOCO:n förvaras.
Återställ medicinsk utrustning. Kasta bort plasten från Hamilton och ZOLL.
Kabinen är klar för användning
Skyddsmask saneras enligt RN- rutin.
Ingen skillnad att använda NOCO i ambulansfordon kontra ambulanshelikopter AW169.

- Följ hygienföreskrifter och städning enligt rutin

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9528