

# Kardioskop

## När patienten kopplas upp på kardioskop:

1. Fäst elektroderna enligt anvisning
2. Kontrollera att strömsladd och nätverkssladd är i väggen
3. Slå på kardioskopet stora skärmen (C500) och sedan den lilla monitorn (M540).
4. Skriv in patienten genom att gå på "gubben" högst upp i högra hörnet på C500, skriv in patienten genom att skriva in personnumret tio siffror och tryck sedan "ok" och sedan på "hämta HIS". Avsluta med att trycka på den **gula knappen** (använd).
5. Kontrollera att kurvorna inte är brusiga – prova i så fall att dra ut strömkabeln som sitter i sängen.
6. Om patienten har pacemaker, ställ in detta genom att trycka på knappen i högerspalten på stora skärmen (C500) pacerdetektering. På EKG kurvan ska nu "blå spikar" visas.
7. Ring HIA tel. 82047 och meddela att patienten är uppkopplad. Ange kardioskopets nummer HIA 1,2 eller 3, patientens personnummer, namn, sal, tel.nr till avdelning 41, samt orsak till uppkoppling.

## Viktigt

- M540 ska vara låst, röd markering ska synas vid markeringen hänglås som sitter på mitten av M540.
- Omplaceringsbara elektroder kan sitta i tre dygn. Efter byte av elektrod:
  1. Tryck på sensorparametrar (C500)
  2. Gå på fliken EKG
  3. Tryck på "Lär om".

## För att ställa in intervalltid vid blodtryckstagning:

- Tryck på NIBT
- Gå på intervalltid (min)
- Välj tid
- Tryck på den stora grå knappen längst ned på höger sida av C500 för att bekräfta inställningen.
- Ta ett första blodtryck för att starta intervalltiden.
- För att få bort blodtrycksmanchetten, tryck in den lilla lila slangen mot lila snabbkoppling som sitter fast i M540.  
**OBS! Dra ej! Detta medför att nippeln går sönder.**

## Kardioskop

### När patienten kopplas bort från kardioskop

1. Ring HIA, tel. 82047. Uppge patientens namn och personnummer och nummer på kardioskopet (HIA 1,2 eller 3).
2. Skriv ut patienten från kardioskopet genom att gå på "gubben" högst upp i vänstra hörnet på C500, tryck på "skriv ut patienten".
3. Stäng av C500 genom att trycka på den gröna knappen längst ned till vänster och M540 genom att trycka på den gröna knappen.
4. Koppla loss elektroderna.
5. Ta bort nätverkskabeln från väggen samt ta ut strömkabeln från väggkontakten.
6. Rengör kardioskopet samt tillbehör genom att använda + 45 desinfektionsmedel. Se till att kablarna är upplindade på dess rätta plats.
7. Ställ tillbaka kardioskopet i rondrummet på strokesidan och sätt i strömkabeln i vägguttaget. Viktigt att kardioskopet alltid är ansluten till strömkälla

## EKG

1. Koppla upp patienten enligt anvisning på bild.
2. Vänta 10 minuter efter att omplaceringsbara elektroder är festsatta.
3. Tryck på puls (HF).
4. Välj fliken visa alla.
5. Kontrollera så EKG- kurvorna ser bra ut. Om inte, dra ut strömkabel till säng ur väggkontakten. Kontrollera så elektroderna sitter bra.
6. Tryck på vilo-EKG "skriv ut".
7. Vänta till EKG är färdiganalyserat.
8. Innan du kopplar bort EKG-"ormen" kan man kontrollera att EKG kommit in i Cosmic.