

# Bladderscan, Cube Scan Bio Con-700 DKE/UVA AnOplva Gällivare Sjukhus MT-nr 533330

## Berörda enheter

DKE/UVA, An/Op/Iva, Gällivare Sjukhus

## Allmänt

### Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavandet av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

### Användningsområde

Bladderscan är en ultraljudsapparat för mätning av blåsvolym.

### Placering

Förvaras på UVA

### Tillbehör

Gel, Aquasonic clear

### Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Om en kvinnlig patient är hysterektomerad används könet man.

### lordaningsställande

Apparaten ska vara på laddning då den inte används.

### Användning

Se vidare Användarhandboken i korgen bredvid.

### Skötsel/rengöring

Se s. 141-144 i Användarhandboken.

### Felsökning/åtgärd

Se Användarhandboken s 132

Vid fel på apparaten görs i första hand en felanmälan till Medicinsk Teknik via Insidan till Ärendeportalen. Behöver du personligen prata med någon kan du ringa Teknikakuten på 710 10.

## Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.