

# Hemocue Hb , DKE/UVA AnOplva, Gällivare Sjukhus Mt-nr 543484 DM

Hemocue

## Berörda enheter

DKE/UVA, An/Op/Iva, Gällivare Sjukhus

## Allmänt

### Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavandet av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

### Användningsområde

HemoCue Hb är ett system för att bestämma totalhalten hemoglobin i kapillärt, venöst eller arteriellt helblod.

### Placering

Är placerad på UVA.

### Dokumentation, förvaring

Bruksanvisningen förvaras på DKE bland övriga bruksanvisningar

### Tillbehör

Enstyckförpackade Hb kuvetter

HemoTrol kontroller (Eurotrol)

Förvaras i kyskåp

Nätadapter

## Ansvarsförhållanden

### Ansvarsområde

### Ansvarig

Apparatutbildning

Medicinteknisk ansvarig

Iordningsställande

Sjuksköterska/undersköterska

Funktionskontroll

Sjuksköterska/undersköterska

Rengöring

Sjuksköterska/undersköterska

Återställande

Sjuksköterska/undersköterska

## Instruktioner

### Restriktioner för användning inom användningsområdet

Läs i bruksanvisningen sidan 48 under begränsningar

### Iordningsställande/Funktionskontroll

Läs i bruksanvisningen under allmän information sätta på instrumentet sidan 9-12. Notera i underhållsschemat HemoCue Hb DM protokollet som finns i pärmen på UVA

### Instruktion för användande

För provtagning och mätning av kapillärblod läs i bruksanvisningen sidan 27-29. För mätning av venöst eller arteriellt blod se bruksanvisningen sidan 30.

### Skötsel/rengöring

För underhåll läs i bruksanvisningen sidan 38-40. Notera i underhållsschemat HemoCue Hb 201 DM som finns i pärmen på UVA.

### Felsökning/åtgärd

Felsökning schema finns att läsa på sidan 42-46 i bruksanvisningen. Notera i åtgärdsrapport under flik 3 i pärmen. Ett felsökning schema ”vad gör du om kontrollen inte stämmer” från Labmedicin . Vid behov kontakta MT.

## Service

HemoCue Hb 201 DM kontrolleras via Equalis test.

## Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll. Apparaten ingår i Equalis kvalitetssäkringsprogram

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.