

Braun infusomat space plus infusionspump

Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

Användningsområde

Infusionspumpen är avsedd att användas när infusionstakt och volym ska noggrant regleras.

Placering

Utrustning som inte används förvaras i apparatrummet (avd 56 yttre förråd).

Tillbehör

Avsedda aggregat förvaras i förrådsskåp på avd 56.

Ansvarsförhållanden

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparatutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Sjuksköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska
Rengöring	Sjuksköterska
Återställande	Sjuksköterska

Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Endast av tillverkare godkända infusionsaggregat får användas.

Iordningsställande

Se bruksanvisning samt lathund på apparaten.

Funktionskontroll

Före varje användning, se bruksanvisning.

Användning

Se bruksanvisning alt lathund.

Rengöring

Använd inga desinfektionsmedel i sprayform kring nätanslutningen. Apparaten rengörs mellan varje patient samt vid behov med Meliseptol. Detaljerad rengöringsanvisning finns i originalbruksanvisning.

Felsökning/åtgärd

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10

Service

Medicinsk Teknik ansvarar för service och förebyggande underhåll var annat år.

Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.