

# CADD-Legacy infusionspump - MT AVD 35

## *Syfte*

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

## *Användningsområde*

Infusionspumpen är avsedd att användas för infusion av olika läkemedel med olika hastigheter. Då patienten är i behov av infusionspump startas den på IVA/ post op för fortsatt användning på avdelningen

## *Placering och förvaring*

Utrustning som inte används finns på avdelning 57, post op. Bruksanvisningen placeras i pärm på expeditionen.

## *Tillbehör*

Avsedda tillbehör, såsom läkemedelskassett, slangar förvaras i läkemedelsrummet/förråd. Väskan till pumpen förvaras på den sal där patienten finns. Extra nyckel till apparaten finns i avdelningens nyckelskåp.

## *Ansvarsförhållanden*

Apparatutbildning	Medicinsk teknisk ansvarig
Iordningsställande	Sjuksköterska
Funktionskontroll	Sjuksköterska
Rengöring	Sjuksköterska
Återställande	Sjuksköterska

## *Restriktioner för användningen inom användningsområdet*

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas.

## *Iordningsställande*

Se apparatens bruksanvisning.

## *Funktionskontroll*

Vid varje start eller inprogrammering gör automatiskt en självtest och visar inprogrammerade värden. Se bruksanvisning sida.

## *Förberedelse och programmering av pumpen samt Användning*

Se bruksanvisningen

### *Skötsel/rengöring*

Se bruksanvisning

### *Felsökning/åtgärd*

Vid uppkomst av felmeddelande på display se bruksanvisning

Vid fel på apparaten, informera personal på IVA då pumpen återlämnas.

### *Service*

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll.

### *Utvärdering*

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och funktionskontroll.

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status.

### *Tips/råd*

Ta ur batteriet och sätt på skyddskassetten efter avslutad behandling.