

# Urinalysapparat Clinitek Stataus Pajala hälsocentral

## Syfte

Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal.

## Användningsområde

För att avläsa Multistix 7 urinalysstickor.

## Placering

På laboratoriet

## Tillbehör

Avsedda stickor finns i skåpet på laboratoriet, Multistix 7  
Kontrollstickor finns på diskbänken bakom apparaten, Chek-Stix combo pak

## Ansvarsförhållande

Ansvarsområde	Ansvarig
Apparatutbildning	Enhetschef
Iordningsställande	Undersköterska, sjuksköterska
Funktionskontroll	Undersköterska
Rengöring	Undersköterska, sjuksköterska

## Restriktioner för användningen inom användningsområdet

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas.

## Iordningsställande

Se användarhandboken ,finns på bordet direkt på höger sida när man kommer in på laboratoriet.

## Kvalitetskontroll

Görs varje fredag

## Användning

Se användarhandboken

## Skötsel/rengöring

Se användarhandboken ,kapitel 9

## Felsökning/åtgärd

Se användarhandboken, kapitel

## Service

Medicinsk teknik ansvarar för service

### Utvärdering

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningsställande, återställande, rengöring och funktionskontroll.

Vid teknikrond utvärderas också utrustningens status.

### Tips/ råd

Stäng av apparaten vid dagens slut. Apparaten ska alltid förvaras nätansluten.