








Beställningsunderlag rollator Crocodile (bakåtvänd)

Leverantör: Etac

Rollator Crocodile						
Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Brukarvikt	Max brukarlängd	Handt.höjd
	Storlek 1 (gul)	24822	3186801	30kg	115 cm	42-56 cm
	Storlek 2 (orange)	25046	3186802	45kg	150 cm	55-69 cm
	Storlek 3 (grå)	39718	3186803	80 kg	180 cm	69-87cm
Ingår i grundutförande						
Handtag: Höjd- och djupställbara Toppbygel: polstrad, höjjusterbar Hjul, fram: 150x30 massiva Hjul, bak: 200x30 massiva Backspärrsfunktion (kan urkopplas) OBS! om backspärrsfunktionen används rekommenderas tippskydd! Släpbroms						

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev. art nr	Kommentar
Handtag				
	Underarmsstöd inkl. handtag (par)			
	Stl. 1	x	3186858	Ställbar 46-77 cm
	Stl. 2	25170	3186859	Ställbar 62-95 cm
	Stl. 3	39721	3186860	Ställbar 77-107 cm
	Underarmsmanschett polstrad			
	En storlek	39545	31869370	Köp
	Knopp handtag			
		x	3186861	
Ledsagarhandtag				
	Stl 1-2	x	3186866	Justerbart i höjd och vinkel. Kan monteras på hö eller vä sida, fram eller bak.
Bromsar				
	Handbromsset, komplett set (par)			
	Stl. 1-2	x	3186834	
	Stl. 3	39723	3186873	
Sitsar				
	Sits komplett			
	Stl. 1	25169	3186820	Uppfällbar.
	Stl. 2	25217	3186821	
	Stl. 3	39722	3186863	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-10688	Version 3.0

	Hängsits			
	Stl. 1	31657	3186824	Finns bara för Strl. 1-2
Stl. 2	x	3186825		
Höftstöd (par)				
	8x19 cm (HxB)	x	3186819	
Ryggstöd				
	Ryggstöd			
	Till Strl. 1-3 11x18 cm	x	3186816	Hjälper till att stabilisera bäckenet. För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan
	Ryggstöd med sidostöd			
	Small: 9x12-23 cm Large: 9x18-29 cm	33985 39719	3186808 3186809	Ger sidostöd för höften. För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan.
	Bälte till ryggstöd med sidostöd			
		x	31SN4016	Köp För ökad säkerhet vid gång
	Ryggstöd justerbart			
	18x24-29 cm (HxB)	x	3186886	För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan
	Tvärstag			
	för Strl.3	39724	3186880	
Tippskydd (styck)				
	Stl 1-2	24823	3186815	Extra säkerhet för att förhindra att Crocodile tippar. OBS! Crocodile bör utrustas med tippskydd om backspärr används
	Stl 3	39720	3186815-3S	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-10688	Version 3.0