








# Beställningsunderlag rollator Crocodile (bakåtvänd)







Leverantör: Etac

Rollator Crocodile						
Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Brukarvikt	Max brukarlängd	Handt.höjd
	Storlek 0 (vit)	<b>54052</b>	3186800	30kg	105 cm	30–61 cm
	Storlek 1 (gul)	<b>24822</b>	3186801	30kg	115 cm	42–71 cm
	Storlek 2 (orange)	<b>25046</b>	3186802	45kg	150 cm	55–84 cm
	Storlek 3 (grå)	<b>39718</b>	3186803	80 kg	180 cm	75-104cm
Ingår i grundutförande						
Handtag: Höjd- och djupställbara (vändbara, se bruksanvisning) Toppbygel: polstrad, höjjusterbar Hjul, fram: 150x30 massiva Hjul, bak: 200x30 massiva Backspärrsfunktion (kan urkopplas) <b>OBS! om backspärrsfunktionen används rekommenderas tipskydd!</b> Släpbroms						





## Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev. art nr	Kommentar
Handtag				
	<b>Underarmsstöd inkl. handtag (par)</b>			
	Stl. 0–1	<b>54984</b>	3186858-1	
	Stl. 2	<b>57401</b>	3186859-1	
	Stl. 3	<b>39721</b>	3186860-1	
	<b>Handtag för handbroms på underarmsstöd</b>			
	Small	<b>57200</b>	3186874-1	Beställ dessa om underarmsstöd ska utrustas med handbromsset
	Medium	<b>57201</b>	3186874-2	
	Large	<b>57202</b>	3186874-3	
	<b>Underarmsmanschett polstrad</b>			
	En storlek	<b>39545</b>	31869370	Köp
	<b>Knopp handtag</b>			
		<b>x</b>	3186861	
	<b>Tvärstag handtag</b>			
	Stl. 0	<b>54055</b>	3186879-0	För montering fram mellan handtag Passar bara upp till Crocodile stl 2
	Stl. 1	<b>54056</b>	3186879-1	
	Stl. 2	<b>54057</b>	3186879-2	
Ledsagarhandtag				
	Stl 0–2	<b>57355</b>	3186866	Justerbart i höjd och vinkel. Kan monteras på hö eller vä sida, fram eller bak.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-10688	Version 21.0

Bromsar				
	<b>Handbromsset, komplett set (par)</b>			
	Stl. 1–2	<b>57739</b>	3186834	OBS! Parkeringsbroms
	Stl. 3	<b>39723</b>	3186873	
Sitsar				
	<b>Sits komplett</b>			
	Stl. 0	<b>54053</b>	3186820–01	Uppfällbar.
	Stl. 1	<b>25169</b>	3186820	
	Stl. 2	<b>25217</b>	3186821	
Stl. 3	<b>39722</b>	3186863		
	<b>Hängsits</b>			
	Stl. 1 omkrets 600mm	<b>31657</b>	3186824	Stl 1 passar Crocodile stl 0 och 1 Stl 2 passar Crocodile stl 2
Stl. 2 omkrets 700mm	<b>58639</b>	3186825		
	<b>Hängsits lättvikt</b>			
	<b>OBS!</b>			
	Hängsitsen på stl 0 ska användas i kombination med Bålstöd, art.nr 31868610 Hängsitsen på stl 1–2 ska användas i kombination med Ryggstöd med sidostöd, art.nr 3186808 alt 3186809 samt Bälte till ryggstöd med sidostöd, art.nr 31SN4016 – alternativt i kombination med Bålstöd art.nr 31868610-1S eller 31868610-2M.			
	Hängsits lättvikt stl 0–1	<b>58976</b>	3186824–1	
	Hängsits lättvikt stl 2	<b>58977</b>	3186825–1	
Höftstöd (par)				
	One size 8x19 cm (HxB)	<b>43552</b>	3186819	
Bålstöd				
	Bålstöd small stl. 0	<b>54054</b>	31868610	Ett omslutande stöd för användare i behov av extra stöd runt bål och höft
	Bålstöd small stl. 1	<b>58973</b>	31868610-1S	
	Bålstöd medium stl. 2	<b>58974</b>	31868610-2M	
Ryggstöd				
	<b>Ryggstöd</b>			
	One size Stl. 0–3 11x18 cm	<b>x</b>	3186816	Hjälper till att stabilisera bäckenet. För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan
	<b>Ryggstöd med sidostöd</b>			
	Small: 9x12-23 cm	<b>33985</b>	3186808	Ger sidostöd för höften.
	Large: 9x18-29 cm	<b>39719</b>	3186809	
	För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan.			
	<b>Bälte till ryggstöd med sidostöd</b>			
		<b>x</b>	31SN4016	Köp

 Process	Faktaägare	Upprättad av
[Process]	Service, Norrbottens läns landsting	Cecilia Pålsson
Dokumenttyp	Dokument-Id	Version
Informations dokument	divse-4-10688	21.0

				För ökad säkerhet vid gång
	<b>Ryggstöd justerbart</b> 18x24-29 cm (HxB) till stl 3	<b>43553</b>	3186886	För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan
	<b>Bälte till justerbart ryggstöd</b> One size	<b>X</b>	3185490-2	Köp Avsett att användas med justerbart ryggstöd Crocodile stl. 3
	<b>Tvärstag</b> för Strl.3	<b>39724</b>	3186880	
<b>Tippskydd (par)</b>				
	Stl 0-2 Stl 3	<b>24823</b> <b>39720</b>	3186815 3186815-3S	Extra säkerhet för att förhindra att Crocodile tippar.  <b>OBS! Crocodile bör utrustas med tippskydd om backspärr används</b>

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Cecilia Pålsson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-10688	<b>Version</b> 21.0