

Beställningsunderlag Drivaggregat med joystick - E-drive

Leverantör: Decon Wheel

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice, Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--


Viktig information

Vid flygresa med E-drive:


Li-ion batteri kategoriseras som farligt gods enligt IATA: s regler. Generellt är det inte ett problem att ta detta batteri med i flygplanen. Brukaren skall kontakta flygbolaget innan resa eller bokning.






Intyget för Li-ion batteri finns på Decon Wheels hemsida.




Drivaggregat E-drive (med joystick)

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	E-Drive Plus 22" Blackline	<input type="checkbox"/> 59097	MEDL322	Ökar stolsbredden ca 4 cm
	E-Drive Plus 24" Blackline	<input type="checkbox"/> 55372	MEDL324	Hastighet: 6 km/h Körsträcka: ca 30 km Brukarvikt: 125 kg
	E-Drive Plus 25" Blackline	<input type="checkbox"/> xxxxx	MEDL325	
	E-Drive Plus 26" Blackline	<input type="checkbox"/> xxxxx	MEDL326	
Ingår i grundutförandet				
Joystick med standardfäste (Rak, svängbar åt sidan, "swing Away-arm") Drivhjul med aluminiumdrivringar Batteri, Li-ion (Litiumjonbatteri) Laddare				

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Tillbehör Cross-rullstolar				
<ul style="list-style-type: none"> Om man behöver skifta mellan Etac´s standarhjul och E-drive måste följande beställas: QR-Axel + kullager: 58222 (QR21272-HW042), sats för två hjul 				
Monteringsats Drivhjulen				
	Cross 5/ Cross 5 XL Cross 6	<input type="checkbox"/> 58397	MED3404	Beställ 2 stycken. Standard: Batteriet place- rat bakom ryggstödet
	Prio	<input type="checkbox"/> 59191	MED3167	Beställ 2 stycken. Standard: Batteriet place- rat bakom ryggstödet
Monteringsats för Joy-stick med Swing Away-arm (std)				
	För korta armstöd (25 cm)	<input type="checkbox"/> xxxxx	MED1348	<i>Swing Away-arm ingår i grundutförandet</i>
	För långa armstöd (38 cm)	<input type="checkbox"/> 59190	MED1348L	Monteras på armstödet

	Monteringssats för Joy-stick med parallellbeslag			
	För korta armstöd (25 cm)	<input type="checkbox"/> 59142	MED1644	Parallell-arm ingår i monterings-satsen. Monteras på armstödet
För långa armstöd (38 cm)	<input type="checkbox"/> 58549	MED1644L		
	Vårdarstyrning med knappdosa för Cross 5/ Cross 6/ Prio			
	Vårdarstyrning, knappdosa	<input type="checkbox"/> 59255	MED 1200	
	Monteringssats för montering på höger sida	<input type="checkbox"/> 59256	MED1218	Montering på Körhandtag höger sida
	Monteringssats för montering på vänster sida	<input type="checkbox"/> 59256	MED1218	Montering på Körhandtag Vänster sida
	+ komplettering vä-sidigt montage	<input type="checkbox"/> xxxxx	MED1643	OBS! båda artiklarna behövs för montering vä-sida
	Vårdarstyrning med Joy-stick för Cross 5/ Cross 6/ Prio Flyttar den befintliga Joysticken från brukarstyrt till Vårdarstyrt			
	Montering av Joy-stock som vårdarstyrning	<input type="checkbox"/> 52559	MED1356	För montering av Joy-stick på körhandtagen. Passar både hö/vä sida
Tillbehör Panthera stolar				
<ul style="list-style-type: none"> • Om man behöver skifta mellan Panthera´s standarhjul och E-drive så funkar det med Panthera´s standardaxel. • Bakaxel Carbon + 1,5 behövs vid montering av drivhjulen • Bromsen behöver breddas, Beställ: S3 broms: 38846 (4630000) + bromsblad för PU-däck: 44777 (4630150) • Enhandsbroms är ej kompatibel med E-drive 				
	Monteringssats drivhjulen			
	Panthera S3 Swing, S3/U3	<input type="checkbox"/> 54444	MED3134	Beställ 2 stycken. Standard: Batteriet placerat bakom ryggstödet
Panthera S3/S3 Swing/U3 med höjningssats	<input type="checkbox"/> xxxxx	MED3409		
	Monteringssats för Joy-stick för Swing Away-arm (std)			
	Joystick höger sida	<input type="checkbox"/> 59075	MED1548	<i>Swing Away-arm ingår i grundutförandet</i>
	Joystick vänster sida	<input type="checkbox"/> 59075	MED1548	
+ joystickfäste vä	<input type="checkbox"/> 58560	MED4105	Monteras på armstödet	

	Monteringssats för Joy-stick för parallellbeslag			
	Joystick höger sida	<input type="checkbox"/> 59221	MED1654	Parallell-arm ingår i monteringsatsen.
	Joystick vänster sida	<input type="checkbox"/> 59221	MED1654	
+ monteringsbläck vä	<input type="checkbox"/> 58560	MED4105	Monteras på armstödet	
Övriga tillbehör oberoende av rullstolsmodell				
	Parallellarm till joystick			
		<input type="checkbox"/> 55786	XOF-48160-D00	<i>Ingår i monteringsatsen för parallell-beslag, se ovan.</i> Parallellarmen har mer inställningsmöjligheter än standardfästet samt att det går att svänga parallellt åt sidan (viker undan mer). Spaken för att kunna svänga undan armen sitter längst fram (markerad i gult).
	Extra batteri Li-ion			
		<input type="checkbox"/> 43090	XOC-82100-B00	Hyra