

# Beställningsunderlag Freewheel


Leverantör: Panthera

## Viktig information

På Panthera rullstolar skall förstärkt fotbåge användas tillsammans med freewheel för att säkerställa hållbarheten.

- Tänk på att tipprisken bakåt ökar när Freewheel monteras på ryggfästet.
- Freewheel är avsedd för utomhusbruk
- Freewheel kan monteras på Pantheras modeller:  
S2/S3, U2/U3, U2/U3 light, Panthera X samt Bambino

## Freewheel Standard

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	<b>Freewheel standard</b> inkl. monterings-set och ryggfäste för Panthera: S2/ S3 U2/ U3 U2 Light/ U3 Light Panthera X	<b>34063</b>	2600102	Hyresartikel  Inkl. monterings-set för: S3 U2/ U3 U2 Light/ U3 Light Panthera X  Fotbågshöjd: 6-11,5 cm (mätt från ovansidan fotbåge till golv) Ökar rullstolslängden med 46 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>• För montering på Bambino krävs monterings-set för Bambino, se sidan 2.</li> <li>• Kombinationen av Freewheel och smala fotbågar (bredd 30 eller 33 cm) avråder leverantören ifrån då det blir för trångt för fötterna när Freewheel är monterat.</li> </ul>

## Specialmodeller Freewheel för högt monterade fotbågar

### Viktig information

- När standard Freewheel inte räcker till gällande avståndet mellan undersida fotplatta och golv kan specialmodellerna vara ett alternativ.
- För montering på Bambino krävs monterings-set för Bambino, se nedan
- Kombinationen av Freewheel och smala fotbågar, bredd 30 eller 33 cm, avråder leverantören ifrån då det blir för trångt för fötterna när Freewheel är monterat.

Artikel	Sesam	Lev. Art nr	Kommentar
<b>Freewheel special 5,5"</b> Fotbågshöjd (mätt från ovansidan fotbåge till golv): 11,5 – 16,5 cm	<b>43502</b>	2600105	Hyresartikel  Freewheel är komplett inkl. monterings-set och ryggfäste för Panthera:
<b>Freewheel special 6"</b> Fotbågshöjd (mätt från ovansidan fotbåge till golv): 14 - 19 cm	<b>44781</b>	2600106	S3 U2/ U3
<b>Freewheel special 7,5"</b> Fotbågshöjd (mätt från ovansidan fotbåge till golv): 16,5 – 21,5 cm	<b>43658</b>	2600107	U2 Light/ U3 Light Panthera X
<b>Freewheel special 8,5"</b> Fotbågshöjd (mätt från ovansidan fotbåge till golv): 19 - 24 cm	<b>43465</b>	2600108	För montering på Bambino krävs monterings-set för Bambino, se nedan

## Monterings-set till Bambino/Bambino 3

Artikel	Sesam	Lev. Art nr	Kommentar
<b>Monterings-set för Bambino</b>			
	<b>37067</b>	2602061	Köp  Används vid montering på Bambino eller Bambino fotplatta tillsammans med speci-alhöjderna ovan.
<b>Monterings-set för Bambino 3</b>			
Bredd 24 cm	<b>53600</b>	4234224	Köp
Bredd 27 cm	<b>53601</b>	4234227	
Bredd 30 cm	<b>53602</b>	4234230	
Bredd 33 cm	<b>53603</b>	4234233	