


Beställningsunderlag rullstol Prio 3A

Leverantör: Etac

Grundutförande

*) = Lagervara

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art. nr	Kommentar
	40 cm	*53139	13421405	Färg: Svart Sitthöjd: Standard 45 cm utan sittdyna Sittdjup*: Läge 3: 44-51 cm (std: 45 cm) <i>Läge 2: 41,5-48,5 cm</i> <i>Läge 1: 39-46 cm</i> Totalbredd: Sittbredd + 21 cm Rygghöjd: 46-62 cm (standard: 52 cm) Ryggvinkel: 0 - 30° Sitsvinkel: -3 till +20° Brukarvikt: 135 kg Komfortlås** 4° sitsvinkel
	45 cm	*53140	13421409	
	50 cm	53141	13421413	
	55 cm	53142	13421417	

Information

***) Sittdjup:**

För ändring av sittdjup krävs förutom att flytta sitsläget även att kolven och sittplattan justeras.

Vid behov kan arbetsorder på denna anpassning göras.

*****) Komfortlås/Sitsvinklingen**

Sitsvinklingen stoppas framåt vid det förinställda komfortlåset, behåll sitsvinkelreglaget nedtryckt och tryck lätt framåt för att komma förbi komfortlåset.

Går att ställa i 0°, 4°, 8° och 12°

Ingår i grundutförandet

Rygg:	3A-rygg med dynamiskt bäckenstöd
Ryggdyna:	Polstrad Ryggdyna 3D, grå plysch
Benstöd:	Fasta benstöd vid vinkel med standardfotplattor
Armstöd:	Teleskop, 38x5 cm
Huvudstöd:	Plysch med 3 vred
Drivhjul:	24" massiva med plastad drivring
Länkhjul:	6,5" massiva med medium gaffel
Körhandtag:	Höjdregerbara
Brukarbroms	
Tramprör:	Integreradramen
Tippskydd:	Multi

Tänk på detta vid beställning av rullstol Prio

- Beställningsunderlaget innehåller ett urval av de mest frekventa tillbehören. För komplett tillbehörssortiment hänvisas till Etac's hemsida
- Beställ de komponenter som behövs för önskad sitthöjd, se tabell nedan eller på Etac's hemsida.
- Viktig information ska anges vid beställning i rutan "övrig information" i webSesam.
 - Önskad sitthöjd i klartext (om annan än standard) *ex. Önskar sitthöjd 42,5 cm*
 - Önskad drivhjulbalansering (om annan än standard) *ex. Balansläge 3*

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

Sitthöjdstabell


DRIVHJULSPOSITION

● = Standardinställning, om inget annat anges (D2)

Sitthöjden är alltid i standardinställning om inget annat anges

Bak: 45 cm

Fram: 45 cm






Sitthöjden ska alltid ställas i samma höjd fram-bak

Nedan finns ett urval av sitthöjder, för fler sitthöjder se manual Prio på [Etac´s hemsida](#)










Sitthöjder	Drivhjul	Position Drivhjul	Länkhjul	Framgaffel	Position Gaffel	Kommentar
38,0 cm	20" 36918* x2	E-rad	6" 37133 x2	Kort 53110 x2	1	OBS! Bromsadapter behövs vid användning av drivhjulstorlek 20-22" vid vissa balanslägen se info nedan i tillbehörstabellen.
40,5 cm	22" 53100 x2	E-rad	6,5" Standard	Kort 53110 x2	2	
42,5 cm	24" Standard	E-rad	6,5" Standard	Medium Standard	1	
● 45,0 cm	24" Standard	D-rad	6,5" Standard	Medium Standard	2	
47,5 cm	24" Standard	C-rad	6,5" Standard	Medium Standard	2	
50,0 cm	24" Standard	B-rad	6,5" Standard	Medium Standard	3	

Tillbehör










* = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev. Art nr	Kommentar
Drivhjul				
	Drivhjul massiva med rostfri drivring			
	24"	36920	27567	
	22"	36919	27555	
	20"	36918	27544	
	Drivhjul massiva med plastad drivring			
	24"	53101	27566	<i>Ingår i grundutförandet</i>
22"	53100	27554		
	Adapter för broms vid användning av 20-22" drivhjul (par)			
	Bromsadapter behövs vid användning av drivhjulstorlek 20-22" och vissa balanslägen, se nedan			
	Krävs vid 20" drivhjul vid balansläge 2 OBS! Balansläge 3 ej möjlig med 20" hjul.	*53103	28654	
Krävs vid 22" drivhjul vid balansläge 3	53102	28403		
Drivringar				
	Cellgummi			
	24"	*18517	80800	
	22"	16965	24551	
	20"	16523	24442	
	Plastad svart			
	24"	*22181	80894	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	22"	23388	80895	
20"	37048	81229		











Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

Länkhjul						
	6,5" (165x30)		17221	27866	<i>Ingår i grundutförandet</i>	
	6" (150x30)		37133	27863		
Länkhjulsgaffel						
	Medium		53111	28422	<i>Ingår i grundutförandet</i>	
	Kort		53110	28421		
	Breddat framgaffelfäste		19884	25763	Används bla. tillsammans med snäva benstöd	
Begränsning av tilt och ryggvinkling						
Förklaringsstabell (lathund) till artiklar nedan i listan:						
Produkt	Sesam	Begränsning tilt fram	Begränsning tilt bak	Begränsning ryggvinkling fram	Begränsning ryggvinkling bak	Låsning av tilt/ryggvinkling
Vinkelbegränsning komfortlås	54377	x				
Gaskolvsclips	49796		x		x	
Ryggvinkelbegränsning (band)	58168			x		
Lås vinkelreglage sits/rygg	49795					x
	Gaskolvsclips – för begränsning rygg- och tilt bakåt					
	För tiltbegränsning av sits- och/ eller ryggvinkeln. Sits: 1 clips begränsar 2° Rygg: 1 clips begränsar 2,5°		*49796	28163	Köp 10-pack Kläms runt glaskolven	
	Ryggvinkelbegränsning – för begränsning framåt					
	Genom att justera remmens längd kan den aktiva ryggstödsinställningen kontrolleras. Ryggen stannar alltid vid den förinställda vinkeln.		58168	28573	Köp Kan kombineras med clippen (49796, se ovan) för att begränsa ryggvinkeln bakåt.	
	Vinkelbegränsning komfortlås					
			54377	28802	Komfortlås för begränsning av den manuella tilten framåt.	
	Lås vinkelreglage sits/rygg					
	Förhindrar att ryggvinkel alt. Tilt-vinkel kan aktiveras		*49795	28047	Köp. För att aktivera reglage dras spärren uppåt. För att återgå till spärrat läge tryck nedåt.	
Benstödsalternativ						
	Benstödsöverdel, vid vinkel					
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck		17333	25574-01	<i>Ingår i grundutförandet</i>	
	Benstödsöverdel, snäv vinkel					
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck		*16512	25570-01	Styck Fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. (L: 28 cm) OBS! Endast i kombination med breddat framgaffelfäste, Sesam: 19884 x 2	












Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

	Vinkelställbar benstödsöverdel med vadplatta					
	Till sb: 40 cm	Höger	*53104	27857-65-1	Exkl. Fotplatta. Fotplattan flyttas över från standardbenstöd eller beställs separat, se nedan	
		Vänster	*53105	27857-65-2		
	Till sb: 45 cm	Höger	*53106	27858-65-1		
		Vänster	*53107	27858-65-2		
	Till sb: 50 cm	Höger	50519	27859-65-1		
		Vänster	50520	27859-65-2		
	Till sb: 55 cm	Höger	53108	27860-65-1		
	Vänster	53109	27860-65-2			
	Amputationsbenstöd					
	Passar både höger och vänster sida		*17944	25516-60	Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled	
Fotplatta/tillbehör						
	Fotplatta standard inkl. rör					
	Till sittbredd: 40 cm	Höger	17352	25644-1	Ingår i grundutförandet Längd rör: 33-51cm Djup: 13 cm	
		Vänster	17353	25644-2		
	Till sittbredd: 45 cm	Höger	19878	25736-1		
		Vänster	19954	25736-2		
	Till sittbredd: 50-55 cm	Höger	17356	25646-1		
		Vänster	17357	25646-2		
	Fotplatta med långt infästningsrör (+10 cm)					
Till sittbredd: 40 cm	Höger	*30412	25650-1	Infästningsrör + 10 cm		
	Vänster	*30109	25650-2			
Till sittbredd: 45 cm	Höger	*19879	25737-1			
	Vänster	*31441	25737-2			
Till sittbredd: 50-55 cm	Höger	*20763	25652-1			
	Vänster	*20764	25652-2			
	Hel fotplatta, komplett					
	Till Sittbredd: 40-47,5 cm		22871	25937		
	Till Sittbredd: 50-60 cm		33047	26853		
	Hälband					
			*11722	24458	Köp, styck	
	Vadband					
	För sittbredd: 40 cm		53112	27909	Köp	
	För sittbredd: 45 cm		50442	27919		
	För sittbredd: 50 cm		53113	27920		
	För sittbredd: 55 cm		53114	27921		
	Vadmatta					
	75 cm		*41787	63186-60	Köp. Plysch Monteras/justeras med kardborre	
	90 cm		41788	63187-60		
	Förlängningsdel till fotplatta					
	Till sittbredd: 40 cm		21932	50798	Monteras på befintlig fotplatta	
	Till sittbredd: 45 cm		21933	50799		
	Till sittbredd: 50-55 cm		21934	50800		
	Polstring till delade fotplattor					
	42,5 – 50 cm	Höger	*41790	63189-60-1	Köp. Material: Plysch	
		Vänster	*41792	63189-60-2		
	52,5 – 60 cm	Höger	47875	63192-60-1		
		Vänster	47876	63192-60-2		








Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

	Polstring till hel fotplatta			
	Till sittbredd: 40-47,5 cm	51978	63190-60	Köp. Material: Plysch
Till sittbredd: 50-60 cm	x	63191-60		
	Knästöd yttre			
	Höger	54049	28777-1	Hjälper till att hålla benen på plats
Vänster	51151	28777-2		
Armstöd				
	Teleskop, längd 38 cm, bredd: 5 cm (st)			
	Höger	53117	28826-1	<i>Ingår i grundutförandet</i>
Vänster	53118	28826-2		
	Teleskop, längd 49 cm, bredd: 8,5 cm (st)			
	Höger	53119	28827-1	
Vänster	53120	28827-2		
	Armstödsdyna Hemi (st)			
	Höger	*20579	25770-60-1	Passar endast till långa armstöd Överdrag i plysch.
Vänster	*20482	25770-60-2		
	Polstring till armstöd, standard			
	Lång armstödsdyna (38 cm)	*17178	62283-60	Köp, styck Passar till armstödsdynan som ingår som standard
	Polstring sidostöd			
	Höger	*51152	63271-1	Köp Ger ökad komfort och minskar sittbredden med 1,5 cm/ sida
Vänster	*51153	63271-2		
Bord				
	Bord, transparent plexiglas inkl. fixerband			
	Till Sb: 40 cm	14779	25188	Passar till armstöden med längd: 38 cm, som ingår i grundutförandet
	Till Sb: 45 cm	19876	25731	
	Till Sb: 50 cm	24084	26020	
	Till Sb: 55 cm	24086	26022	
Bord, transparent plexiglas inkl. fixerband				
Till Sb: 40 cm	50280	27971	Passar till armstöden med längd: 49 cm.	
Till Sb: 45 cm	50000	27972		
Till Sb: 50 cm	53115	27973		
Till Sb: 55 cm	53116	27974		
	Hemibord, transparent plexiglas			
	Till Sb: 40 cm	30176	26566	Hemibord finns endast till sb. 40 och 45 cm
	Till Sb: 45 cm	31200	26568	
	Till Sb: 40 cm + breddat 2,5cm	30110	26567	Passar till armstöden med längd: 38 cm, som ingår i grundutförandet
	Till Sb: 45 cm + breddat 2,5 cm	30617	26569	
Huvudstöd Övriga huvudstöd hänvisas till R82:s sortiment, se Etac´s hemsida.				
	Huvudstöd			
	26x14 cm	53124	28644-60	<i>Ingår i grundutförandet.</i> Med tre vred i standardutförandet Överdrag: Plysch









Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

	Huvudstöd med sidostöd			
		53123	28536-65	Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdrag: Grå hygien
	Minnesfunktion till huvudstöd			
	Huvudstöd kan utrustas med en minnesfunktion för att säkerställa korrekt inställning.	48012	28564	
Ryggalternativ/tillbehör				
	Ryggdyna, 3D			
	För sittbredd: 40 cm	53128	63343-60	<i>Ingår i grundutförandet.</i> Mörkgrå plysch
	För sittbredd: 45 cm	53129	63344-60	
	För sittbredd: 50 cm	53130	63345-60	
	För sittbredd: 55 cm	53131	63346-60	
	Ryggkilar, polyetenskum (par)			
	9,0 x 2,0 x 13,0 cm (BxHxL)	41784	28030	Köp, par Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform. Inkl. självhäftande kardborre.
	11,0 x 2,0 x 18,5 cm (BxHxL)	41785	28139	
	17,5 x 2,5 x 20,0 cm (BxHxL)	41786	28140	
	Breddningssköld rygg (styck)			
	20x15x1 cm	*53223	28637	Köp, styck Kan användas för att fördela tryck samt bredda ryggen.
	Breddningssats rygg 3A			
	OBS! Passar bara Prio 3A i sittbredd 40 och 45 cm	54426	28786	Skapar en bredare rygg upptill, fördelar tryck från ryggör
	Ryggförlängare 3A			
	Sittbredd: 40-45cm	51501	28659	Förlänger rygghöjden med + 6 cm
	Sittbredd: 50-55 cm	51502	28660	
	Förlängning till ryggdyna			
	Sittbredd: 40 cm		28787-65	Används för att täcka avståndet mellan sits och rygg när ex. ryggförlängning används.
	Sittbredd: 405cm		28788-65	
	Sittbredd: 50 cm		28789-65	
	Sittbredd: 55 cm		28790-65	
Bålstöd/ sidodyna				
	Bålstöd, sidosvängbart och avtagbart			
	Höger	53121	28181-1	Justerbart i höjd, djup och ärsutsvängbart.
	Vänster	53122	28181-2	
	Sidodyna			
	Höger	*41419	63171-60-1	Köp Ger ett lätt stöd sidledes. Monteras med kardborre under ryggklädslen.
	Vänster	*41420	63171-60-2	
	Sidostopp (styck)			
	Rak 40 mm	*41421	28136	Styck Kombineras med kil eller sidostödsdyna. Monteras i ryggörret.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

Ekerskydd																																		
	Ekerskydd Plast (Gult tryck Etac)																																	
	24"	*13871	25504-29	Styck Passar ej i kombination med enhandsdriften eller vårdarbromsade hjul																														
	22"	*11746	25503-29																															
	20"	*16016	25502-29																															
		Ekerskydd för vårdarbromsade hjul (Grått tryck Etac)																																
		24"	53127	28818-28	Styck Med större uttag i mitten för navet																													
22"		53126	28817-28																															
20"		53125	28816-28																															
Enhandsdrift (både drivenhet + teleskop axel behövs för komplett set)																																		
	Drivenhet			OBS! Kan inte kombineras med vårdarbroms eller med ekerskydd. Endast möjlig i följande höjder och balansering:																														
	24"	27583	26522																															
	22"	31379	26533																															
	20"	30758	26534																															
	Teleskopaxel																																	
	Till Sb: 40 cm	27584	27318																															
	Till Sb: 45-50 cm	27585	27319																															
	Till Sb: 55 cm	29249	27320																															
	Ange på beställningen:																																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vilken sida framdrivningen ska placeras på • Vilken balansering som önskas, enl. tabell i höger kolumn 																																	
																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Drivhjul</th> <th>Sitthöjd</th> <th>Länkhjul</th> <th>Balansering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">24"</td> <td>47,5</td> <td>6,5"</td> <td>C 2-3</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>6,5"</td> <td>B 2-3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">22"</td> <td>45,5</td> <td>6,5"</td> <td>C 2-3</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>6,5"</td> <td>B 2-3</td> </tr> <tr> <td>50,5</td> <td>6,5"</td> <td>A 1-3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">20"</td> <td>43</td> <td>6,5"</td> <td>C 2-3</td> </tr> <tr> <td>45,5</td> <td>6,5"</td> <td>B 2-3</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>6,5"</td> <td>A 1-3</td> </tr> </tbody> </table>	Drivhjul	Sitthöjd	Länkhjul	Balansering	24"	47,5	6,5"	C 2-3	50	6,5"	B 2-3	22"	45,5	6,5"	C 2-3	48	6,5"	B 2-3	50,5	6,5"	A 1-3	20"	43	6,5"	C 2-3	45,5	6,5"	B 2-3	48	6,5"	A 1-3
Drivhjul	Sitthöjd	Länkhjul	Balansering																															
24"	47,5	6,5"	C 2-3																															
	50	6,5"	B 2-3																															
22"	45,5	6,5"	C 2-3																															
	48	6,5"	B 2-3																															
	50,5	6,5"	A 1-3																															
20"	43	6,5"	C 2-3																															
	45,5	6,5"	B 2-3																															
	48	6,5"	A 1-3																															
Broms																																		
	Broms med vinklat rött handtag																																	
	Höger	53135	27951-1	<i>Ingår i grundutförandet</i>																														
	Vänster	53136	27951-2																															
	Bromsspakförlängare																																	
	Passar både höger och vänster sida	*15818	25515																															
	Enhandsbroms komplett																																	
	Höger	*27582	27531-1	Bromsspakförlängare ingår! Passar ej till 20" drivhjul																														
	Vänster	*27295	27531-2																															
Vårdarbroms																																		
Vid behov kontakta hjälpmedelskonsulent för vidare utredning.																																		

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0

Käpphållare				
	Universal	*34219	27327	2-delad (resården fästs runt käppröret)
Höftbälte, Positioneringsbälte				
	Längd 100 cm	*53134	27904	Köp
	Längd: 128 cm	53137	28544	
Fäste för bröstsele				
		41852	28186	För övre infästning av bröstsele. Monteras på huvudstödsstaget
Körbygel				
	Körbygel, Höjdreglerbar			
	Till Sb: 40,0 cm	18852	25580-01	
	Till Sb: 45,0 cm	18854	25582-01	
	Till Sb: 50,0 cm	18855	25583-01	
	Till Sb: 55,0 cm	27904	26069-01	
	Körbygel, Höjd- och vinkelreglerbar			
	Till Sb: 40,0 cm	50617	27163	
	Till Sb: 45,0 cm	53132	27165	
	Till Sb: 50,0 cm	53133	27167	
	Till Sb: 55,0 cm	-	Finns ej	
Övriga tillbehör				
	Droppställning			Ej i kombination med bord. Fästs på ramen
	Komplett med fäste	53138	28341	
	Breddningssats (komplett sats för breddning på båda sidor)			
	Ökar bredden mellan armstöden med 2 cm (1 cm/sida)	54032	27892	
	Brukarmanövrerad själv-tilt			För begränsning av vinkling bakåt kan clipsen (sesam: 49796) användas på gaskolven. Manuella tilten kräver bålstabilitet samt att användaren kan luta fram för att kunna tilta upp.
	Manuell tilt – fäste Monteras <u>under HÖGER</u> armstöd om inget annat anges vid beställning.	53346	28770	
	För brukarmanövrerad el-tilt gäller särskilt förskrivning			

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 30.0