

Beställningsunderlag ståstöd Rabbit Up

Leverantör: Etac

Rätt storlek på drivhjulen	Mått (fingrar till golv)	Drivhjulsstorlek
Mät barnets längd från fingrarna ner till golvet. Jämför måttet med måtten i tabellen för att hitta rätt storlek på drivhjulen.	25-35 cm	22"
	30-40 cm	24"
	35-45 cm	26"
	40-54 cm	29"
	47-61 cm	32"
	57-71 cm	36"











Rabbit Up (med stängd drivring)					
<i>*Önskas annan storlek på drivhjul än markerad färg kontakta hjälpmedelskonsulent där sesam nr saknas. Hjulen beställs i styck</i>					
Strl	Hjul	Färg	Sesam	Lev art. nr	Kommentar
Strl. 1	22"	Gul	X	318621222-21S	Max brukarvikt: 40 kg
	24" endast drivhjul		*	31134210	
	26" endast drivhjul		*	31134211	
Strl. 2	26"	Blå	54513	318622124-21S	Max brukarvikt: 50 kg
	29" endast drivhjul		*	31134212	
	32" endast drivhjul		54757	31134213	
Strl. 3	26" endast drivhjul		*	31134211	Max brukarvikt: 60 kg
	29"	Grå	X	318623125-21S	
	32" endast drivhjul		54757	31134213	
Strl. 4	32" endast drivhjul		54757	31134213	Max brukarvikt: 70 kg
	36"	Silver	50882	318624127-21S	
Ingår i grundutförandet					
Chassi					
Bröstplatta	Multijusterbar inkl. bälte				
Fotplatta	Höjd- och vinkeljusterbar 31x30 cm (strl. 1) 43x36 cm (strl.2-4)				
Drivhjul	Enligt strl och lista ovan				
Länkhjul	75mm				
Ekerskydd	Klar plast				
Drivring	Stängd				
Broms	Brukarmanövrerad parkeringsbroms				











Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10079	Version 14.0

Tillbehör

*= Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Hälstöd till fotplatta				
	Strl 1-2, small 10x4 cm (BxH)	31487	31861251	Par Inkl. fästen
	Strl 3-4, large 14,5x4 cm (BxH)	41547	31861252	
Fotstöd				
Vikbar fotsandal för uppfällbar fotplatta				
	Strl 1, 9,5x20 cm (BxD)	29260	31861221	Par Inkl. fästen och remmar
	Strl 2-3 11,5x24 cm (BxD)	33396	31861222	
	Strl 4-5 15x30 cm (BxD)	33397	31861223	
Andfötter				
	Strl. 0 17,5 cm	38532	3186149	Par Både för mag- och ryggstående
	Strl. 1-2 21,5 cm	34768	3186147	
	Strl. 3 24,0 cm	25307	3186148	
	Fotremmar kardborre 35-53 cm	19990	3185102	Köp, par
Fotplattor, delade				
	Strl 1 9,5x20 cm (BxD)	33398	31861201	Inkl. vikbar fotsandal med remmar. Används ffa vid benlängdsskillnad.
	Strl 2-3 11,5x24 cm (BxD)	33399	31861202	
Knästöd				
Knästöd delat				
	Strl. 1 7,5 cm	33392	31861311	Inkl. fästen och remmar. Rekommenderas som standard till strl. 2-4
	Strl. 2-3 9,5 cm	*33358	31861312	
	Strl. 4 11,5 cm	*31695	31861313	
Knästöd standard				
	Strl. 1 6x6 cm	*33386	31861301	
	Strl. 2-3 7x8 cm	33390	31861302	
	Strl. 4 7x10 cm	33391	31861303	
Bord				
Bord med leklåda				
	Strl. 1-4 inkl. fäste	28927	31862501	BxHxDJ 31x9x10
Bord, plast				
	Strl. 1-4 inkl. fäste	*37849	31862515	44x34 cm
Bord med leklåda, quick release funktion				
	One size – komplett artikel för montering i bröstplattans stag	55230	31862525	Quick release: enkelt ta bort bord och ge bra åtkomst till drivhjul. Monteringssats för att kunna
	Monteringssats låg	55231	31862525-KIT	
Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting		Upprättad av Cecilia Pålsson	
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10079		Version 14.0	

	montering			montera i centerstaget
Magplatta				
	One size, 13x19 cm	32324	31861411	Inkl. fästen. Rekommenderas endast vid speciella fall, ffa vis större storlekar.
Bålstöd				
	Small Inre omkrets: 47-64 cm	*38336	31861810	Inkl. fästen. används då ordinarie bröstplatta ej ger tillräckligt stöd
	Medium Inre omkrets: 67-78 cm	*38535	31861820	
	Large Inre omkrets: 87-114 cm	*38536	31861830	
	Överdrag bålstöd			
	Small	39543	31869810-160	Köp
	Medium	39544	31869820-260	
	large	41793	31869830-360	
	Mellandyna			
	Strl. 2-4, liten 5,5x11 cm	33359	31861421	Fyller utrymmet mellan bålstödsdynorna
	Strl. 2-4, stor 5,5x16 cm	33385	31861422	
Ryggstöd				
	Strl. 1-4 19x13 cm	*31696	31861401	Inkl. fästen och stag. Används för att få ett stopp bak. Se längre ned för info om längre stag + 10 cm
Höftstöd				
	Small Ø 47-64 cm, H: 8,5 cm	*38533	31861610	Enkel att applicera. Rekommenderas som 1:a alternativ
	Medium Ø 67-78 cm, H: 11 cm	*37396	31861620	
	Large Ø 87-114 cm, H: 14 cm	*38534	31861630	
Sidostöd				
	Sidostöd främre			
	Strl. 1 15,5x11x7,5 cm	*33379	31861601	Inkl. bälten och fästen Rekommenderas endast vid speciella fall
	Strl. 2-3 20-27x11x7,5 cm	*33357	31861602	
	Strl. 4 25-32x16x10,5 cm	*31698	31861603	
	Sidostöd bakre			
	Strl. 1 15,5x11x7,5 cm (BxHxD)	*33383	31861501	Inkl. fäste, stag och bälte Används istället för höftstöd för att få en mer specifik fixation av bäckenet.
	Strl. 2-3 20-27x11x7,5 cm (BxHxD)	*33384	31861502	
	Strl. 4 25-32x16x10,5 cm (BxHxD)	*31697	31861503	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10079	Version 14.0

	Förlängningsstag för ryggstöd och sidostöd bakre			
	Förlängningsstag + 10cm	x	31172179-10	100 mm längre stag för användare med t ex uttalad höftböjning som förhindrar närhet till centerstag. Passar ryggstöd och sidostöd bakre.
	Sidostöd med rotationsmöjlighet			
	Strl. 1 15,5x11x7,5 cm (BxHxD)	33380	31861611	Inkl. bälten och fästen Rekommenderas endast vid speciella fall
	Strl. 2-3 20-27x11x7,5 cm (BxHxD)	33381	31861612	
	Strl. 4 25-32x16x10,5 cm (BxHxD)	33382	31861613	
Huvudstöd				
Nedan visas ett urval av huvudstöden från Etac, för fullständigt sortiment se Etacs hemsida				
	Anatomiskt huvudstöd inkl. överdrag			
	Litet Turtlestag 13 cm Turtlestag 25 cm	30208 30561	319923492-83 319923493-83	Bredd: 20 cm
	Medium Turtlestag 13 cm Turtlestag 25 cm	31460 27963	319945492-83 319945493-83	Bredd: 26 cm
		Stort Turtlestag 13 cm Turtlestag 25 cm	27640 29178	319967492-83 319967493-83
		Stag till huvudstöd		
	Strl. 1-2, 20 cm Strl. 1-2	37788	31861424-3	
	Strl. 3-4, 33 cm Strl. 3-4	37527	31861424-4	
Övrigt				
	Förlängningsdel till centrumstag 8 cm	*33362	31861480	Kan behövas när stöd ska monteras

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10079	Version 14.0