


Beställningsunderlag för bälten och selar

Leverantör: HEA Medical

Följande selar är ett urval av HEA's sortiment, för övriga bälten/selar, se HEA's hemsida.

Fästmetod för höftbälten		
Trekant och sölja 		
Olika spännen för höftbälten		
Fixspänne Lätt, öppnas genom att samtidigt trycka upp- och nedifrån 	Tryckspänne Låg profil med rundade hörn. Spännets överdel är utbytbar. Lock med liten öppning och Säkerhetslock är tillvalslock 	Metallspänne Mini Starkt och säkert spänne i barnstorlek. Säkerhetslock finns som tillbehör. 
Olika åtdrag		
1. 	2. 	3. 
1. En från mitten: Är normalutförandet och finns på alla modeller med alla spännen. 2. Två från sidorna: Gör det lättare att lirka in den sittande till den önskade ställningen. 3. Två från mitten: Ger justeringsmöjlighet på båda sidor. Finns endast till bälte med fixspänne.		

Storlek höftbälte
Dynlängden anger total dynlängd i cm. Mät ner över höfterna och välj så lång dynlängd som möjligt. Det fördelar trycket på en större yta, vilket gör det bekvämare för användaren. Se även " Måttguide – Bodypoint sortiment " på HEA's hemsida 



Att tänka på vid montering av bälten/selar på olika stolsmodeller

Länk till HEAs monteringsanvisningar "[Montering av höftbälten och bröstselar på rullstol](#)"



Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0

Artiklar markerade med*= Lagervara, övriga artiklar är beställningsvara


Höftbälte Bodypoint med 2-fästpunkter - Tryckspänne

Åtdrag: En från mitten Spänne: Tryckspänne (strl. S har metallspänne mini) Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	S	32 cm		2,5 cm	28078	HB235-S32-B1
	M	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	23399	HB205-M36-B1
	M	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	24967	HB205-M46-B1
	L	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	24796	HB205-L62-B1
Åtdrag: Två från sidorna Spänne: Tryckspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	M	40 cm	5,5 cm	3,8 cm	27586	HB209-M40-B1
	M	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	*22822	HB209-M46-B1

Höftbälte Bodypoint med 2-fästpunkter - Fixspänne



Åtdrag: En från mitten Spänne: Fixspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	S	32 cm	4,5 cm	2,5 cm	x	HB215-S32-B1
	S	38 cm	5,0 cm	2,5 cm	x	HB215-S38-B1
	M	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	23192	HB215-M36-B1
	M	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	23445	HB215-M46-B1
	L	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	x	HB215-L62-B1
Åtdrag: Två från mitten Spänne: Fixspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	S	32 cm	4,5 cm	2,5 cm	x	HB216-S32-B1
	S	38 cm	5,0 cm	2,5 cm	*23113	HB216-S38-B1
	M	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	*22789	HB216-M36-B1
	M	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	24868	HB216-M46-B1
	L	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	27264	HB216-L62-B1

Höftbälte Bodypoint med 2-fästpunkter - Rehabspänne



Åtdrag: En från mitten Spänne: Rehabspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	M	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	34059	HB225-M36-B1
	M	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	x	HB225-M46-B1
	L	46 cm	7,0 cm	5,0 cm	x	HB225-L62-B1

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0


Höftbälte Bodypoint Evoflex med 2-fästpunkter - Fixspänne

Åtdrag: En från mitten Spänne: Tryckspänne Fästmetod: Flänsmutter						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Medium	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	36252	EB205-M46
	Large	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	x	EB205-L62
Åtdrag: En från mitten Spänne: Rehabspänne Fästmetod: Flänsmutter						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Medium	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	35855	EB225-M46
	Large	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	x	EB225-L62


Höftbälte Bodypoint med 4-fästpunkter - Tryckspänne

Åtdrag: En från mitten Spänne: Tryckspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Medium	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	x	HB405-M36-B1
	Medium	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	23302	HB405-M46-B1
	Large	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	37706	HB405-L62-B1
Åtdrag: Två från sidorna Spänne: Tryckspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Medium	40 cm	5,5 cm	3,8 cm	x	HB409-M40-B1
	Medium	46 cm	5,5 cm	5,0 cm	27708	HB409-M46-B1


Höftbälte Bodypoint med 4-fästpunkter - Fixspänne

Åtdrag: Två från mitten Spänne: Fixspänne Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Small	32 cm	4,5 cm	2,5 cm	41962	HB416-S32-B1
	Small	38 cm	5,0 cm	2,5 cm	24309	HB416-S38-B1
	Medium	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	35954	HB416-M36-B1
	Medium	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	30750	HB416-M46-B1
	Large	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	33736	HB416-L62-B1






Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0

Åtdrag: Två från sidorna						
Spänne: Fixspänne						
Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Small	38 cm	5,0 cm	2,5 cm	x	HB419-S38-B1
	Medium	40 cm	5,5 cm	3,8 cm	34931	HB419-M40-B1
	Medium	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	x	HB419-M46-B1

Höftbälte Bodypoint med 4-fästpunkter - Rehabspänne

Åtdrag: En från mitten						
Spänne: Rehabspänne						
Fästmetod: Trekant och sölja						
Bild	Strl	Dynlängd	Dynbredd	Bandbredd	Sesam	Lev art nr
	Medium	36 cm	5,5 cm	3,8 cm	X	HB425-M36-B1
	Medium	46 cm	5,5 cm	3,8 cm	X	HB425-M46-B1
	Large	62 cm	7,0 cm	5,0 cm	X	HB425-L62-B1

Övriga tillhör till höftbälten

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr
Säkerhetslock för Tryckspänne och Metallspänne Mini			
6 mm öppning. Förhindrar oönskade öppningar av höftbälten.			
	Till tryckspänne strl S-M	34155	FS018C
	Till tryckspänne strl L	33242	FS019C
	Till Metallspänne mini (Bandbredd: 25 mm)	31822	FS029C
Fäste för montering på Cross, Cross XL, och Transit (för 8 mm hål)			
En sats räcker till ett höftbälte med två fästpunkter.			
	För bälte Strl. S	För bandbredd: 2,5 cm	*41975
	För bälte Strl. M	För bandbredd: 3,8 cm	*34965
	För bälte Strl. L, XL	För bandbredd: 5,0 cm	*34966
Rörsvep för montering av bälten på Panthera rullstolar			
Rördiameter Ø 19 mm - Levereras i par			
	Rörsvep med inlägg	Ø 22-25 mm	22790
Beslag för montering på av Evoflex- bälte på Panthera rullstolar (S2 och U2)			
Fästs på rullstolens befintliga skruvar för armstöd - Levereras i par			
	Gäller montering av Evoflex-bältet	37256	HWH115
Beslag för montering på av Evoflex- bälte på Etac (cross)rullstolar			
Fästs i de förborrade hålet för transportfästet - Levereras i par			
	Gäller montering av Evoflex-bältet	37146	C115


Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0

Bröstselar

Storlek Bröstselar

Mät Axelbredden. Om storleken hamnar mellan två storkekar, ta med faktorer som växt-/viktförändringar och klädbyten i beräkningen.

XX-Small:	21-24 cm
X-Small:	24-28 cm
Small:	28-33 cm
Medium:	33-41 cm
Large:	41-48 cm
X-Large:	48-56 cm



Storlek Monoflex

Mät runt framsidan av brukarens bål från sida till sida (från ryggstödsrör till ryggstödsrör) i den höjd som Monoflex ska bäras.


X-Small:	36-45 cm
Small:	46-55 cm
Medium:	56-65 cm
Large:	66-75 cm
X-Large:	76-85 cm



Bröstsele SKA ALLTID användas i kombination med höftbälte!


Bröstsele Pivot Fit standard

Åtdrag: Framifrån

	XXS	Axelbredd: 21-24 cm	38344	SH250XXS-B1	Används alltid i kombination med höftbälte Är oelastiskt, har hållbar, lättrensjord polyesteryta. Kan begränsa rörelser när behovet av positionering är betydande, t.ex. vid kraftig kyfos eller bäckenrotation
	XSmall	Axelbredd: 24-28 cm	37032	SH250XS-B1	
	Small	Axelbredd: 28-33 cm	22952	SH250S-B1	
	Medium	Axelbredd: 33-41 cm	*22953	SH250M-B1	
	Large	Axelbredd: 41-48 cm	25931	SH250L-B1	
	X-Large	Axelbredd: 48-56 cm	28468	SH250XL-B1	


Bröstsele, stayflex standard

Åtdrag: Framifrån



	Small		26403	SH310S	Används alltid i kombination med höftbälte Ger ett elastiskt stöd för överkroppen. Passar de flesta, stor stödyta, dragkedja fram.
	Medium		26838	SH310M	
	Large		27034	SH310L	
	X-Large		33153	SH310XL	

Bröstsele, stayflex slank



Åtdrag: Framifrån

	Medium		33939	SH330M	Används alltid i kombination med höftbälte Ger ett elastiskt stöd för överkroppen Passar särskilt kvinnor, dragkedja fram.
	Large		38679	SH330L	
	X-Large		37352	SH330XL	



Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0

Bröstsele, stayflex utan dragkedja "onepiece"				
Åtdrag: Framifrån				
	X-Small Small Medium Large	X X 28492 28491	SH311XS SH311S SH311M SH311L	Används alltid i kombination med höftbälte Ger ett elastiskt stöd för överkroppen. Passar de flesta, stor stödyta, hel fram.
Bröstsele, Monoflex med sidospänne				
	X-Small Small Medium Large X-Large	41184 41182 41181 41158 41183	SH120XS-B1 SH120S-B1 SH120M-B1 SH120L-B1 SH120XL-B1	Används alltid i kombination med höftbälte Ett elastiskt bröstbälte som ger jämnt och bekvämt stöd för bålen. Levereras med trekant och sölja.

Fästbeslag till Bröstselear






Monteringsfästen				
	E-Rör för Azalea, Dahlia, Emineo, Cirrus (för plattovalt nackstödsfäste)	37494	37619K	Gör det möjligt att fästa bröstselars övre axelband på rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter. Azalea-rullstolarna har eget bältesfäste som tillhör (34324), se beställningsunderlaget.
	E-Rör för Cross (för nackstödsfäste med 15x15 fyrkantör)	37822	37612K	Gör det möjligt att fästa bröstselars övre axelband på rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter.

Vristselar

Storlek Vristselar				
Omkrets:	X-Small Small Medium Large X-Large	14-17 cm 17-20 cm 19-23 cm 22-29 cm 28-33 cm		
Vristsele SKA ALLTID användas i kombination med höftbälte!				
Vristsele, ALL-IN-ONE				
Vristsele all-in-one har både kardborrelåsning spänne med låg profil				
	XS S M L XL	42703 42704 42705 42706 42707	FT240XS FT240S FT240M FT240L FT240XL	Används alltid i kombination med höftbälte Säljs i par.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0

Övrigt

Elastiskt Universalband					
	S	8 x 148 cm	28629	SP110S	Universalbandet kan användas som stöd för över- och underkropp eller över benen.
	L	11 x 148 cm	28628	SP110L	
	XL	15 x 148 cm	33653	SP110XL	
Vadmatta, nättyg					
	S	Stolsbredd: 35-42 cm	28967	SP103S	Fästs med kardborrbandförsedda remmar. Framsida av luftigt meshtyg. Höjd: 18-24 cm (beroende på storlek)
	M	stolsbredd: 40-52 cm	28493	SP103M	
	L	stolsbredd: 45-55 cm	33348	SP103L	
Vadband, nättyg					
	S	Stolsbredd: 35-40 cm	33468	SP102S	Vadband som enkelt och snabbt tas av eller sätts på. Framsida av luftigt meshtyg. Höjd: 8-10 cm (beroende på storlek)
	M	Stolsbredd: 40-47 cm	28550	SP102M	
	L	Stolsbredd: 45-52 cm	30407	SP102L	
Grensele/Sittsele					
	Grensele		*11758	3735	Grenselen knyts fast i stolens bakkant. Grenbanden knäpps ihop på ryggsidan med ett fix-spänne. Polstrad med fårskinn.
	Sittsele		38527	3750	Blå markisväv på utsidan och svart, luftigt meshtyg på insidan mot kroppen. Den öppnas och stängs med kardborrband på vardera sida över låren. Selen fästs i stolens bakkant med två band.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id selserv-4-172	Version 8.0