


# Beställningsunderlag hygienstol Clean

Leverantör: Etac

Viktig information
<p>Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.</p> <p>Att tänka på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)</li> <li>• Vid i- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ger ökad stabilitet (större understödsyta)</li> <li>• Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)</li> </ul>



## Clean Höjdreglerbar

\* = Lagervara











Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Clean Höjdreglerbar	*37491	80209205	Passar både golv och väggmonterade toalettstolar. Färg: Grå Sitthöjd: 47,5-60 cm Sitsbredd: 48 cm Bredd mellan armst: 43,5 cm Total bredd: 53,5 cm Brukarvikt: 130 kg
<b>Ingår i grundutförande</b>				
Rygg med ryggklädsel av mesh Armstöd Standardsits (intimurtag 21,5 x 36,5 cm)		Fotplatta Låsbara hjul Bäckengeider		

## Tillbehör

\* = Lagervara

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<b>Bäcken</b>				
	Bäcken med handtag utan lock	*32538	80209254	Köp. Färg: Grå
<b>Ryggalternativ</b>				
	<b>Comfort komfortskal</b> Komfortskal till Clean  Hård ryggplatta	38102  41083	80209228  84006146	Köp. Mjuk rygg med integrerade armstödsdynor. <b>OBS – Passar endast tillsammans med hård ryggplatta, se nedan</b>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1664	Version 17.0

	<b>Bålstöd</b>		<b>35701</b>	80209509	Köp. Ger stöd åt bålen för ett bättre sittande
<b>Benstödsalternativ</b>					
	<b>Vinkelställbart benstöd - Levereras med fotstöd för motsatta sida inkl. fästen</b>	<b>Utgått från leverantör, ej längre beställningsbar!</b>			
	<b>Delade fotstöd – Levereras inkl. fästen</b>		<b>42695</b>	80209250	
	Fotstöd, par Uppfällbara				
<b>Sits</b>					
	<b>Mjuksits</b> Värmereflekerande mjuksits Bredd urtag: 18 cm		<b>*37596</b>	80209260	Köp.
	<b>Komfortsits mjuk</b> En extra mjuk sits, skålad för ökad komfort. Mått urtag: B15 x L36,7 cm		<b>37569</b>	80209301	Köp
	Mått urtag: B18 x L36,7 cm		<b>42482</b>	80209227	Köp
<b>Säkerhet</b>					
	<b>Säkerhetsbälte, delbart</b>		<b>10746</b>	80209034	Köp. Fästs i ryggen
	<b>Höftbälte, enkelt</b>		<b>*32542</b>	80209440	Köp. Fästs runt rören med kardborre
	<b>Kan användas antingen som höft- eller bröstbälte</b> Längd: 65-130 cm		<b>44782</b>	80209524	Köp.
	<b>Bröstbälte, enkelt</b>		<b>32543</b>	80209442	Köp. Fästs i ryggstödet. <b>Används alltid i kombination med höftbälte!</b>
<b>Övrigt</b>					
	<b>Tvärslå</b>		<b>*28286</b>	80209246	För ökad trygghet och stöd för brukaren. <b>OBS! Ersätter inte bröst- och höftbälte som säkerhet</b>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1664	Version 17.0