

Beställningsunderlag hygienstol

Combi bred

Leverantör: Handicare


Viktig information

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.

Att tänka på:

- Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)
- Vid in- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ger ökad stabilitet (större understödsyta)
- Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)

*) = Lagervara

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr		
	Hygienstol Combi bred <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	28037	201911314	Sitthöjd:	50,5-63 cm
				Bredd mellan armst:	53 cm
				Total bredd	64 cm
				Sitsbredd:	51 cm
				Sittdjup:	43,5 cm
				Brukarvikt:	200 kg

Ingår i grundutförande

Armstöd, uppfällbara

Fotstöd, fasta med fotplatta

Ryggstöd, med ryggplatta


Standard sits, mjuk (Intimurtag: 32,5x19,5 cm)

Hjul 100 mm med låsning





Bäckengeider

Tillbehör i sortiment

*) = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev. Art nr	Kommentar
Vadband				
	Består av två delar som monteras på höger och vänster fotstöd. Kopplas ihop med kardborrelås	x	200384004	Köp

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5970	Version 14.0

Vinkelställbart benstöd				
	Benstöd som går att vinkelställa för att ex. ge stöd åt ett gipsat ben. Utan fotplatta (endast främre dynor)	42929	201061004	<p>Artikeln innehåller endast främre dynor.</p> <p>För att få ett komplett vinkelställbart benstöd måste man utgå ifrån och beställa amputationsbenstödet och komplettera med denna främre dyna.</p>
Amputationsbenstöd				
	Kupad dyna. Passar både höger och vänster sida	42222	201060004	
Hink/potta				
	Nyckelhålsformad hink med lock	*26973	853100034	Köp
Höftbälte				
	<p>Längd: 50-120 cm</p> <p>Bredd: 7,5 cm</p>	26972	200382004	<p>Köp</p> <p>Fästs på sidan av ryggstödet ram.</p> <p>Lås med säkerhetsspänne.</p> <p>Vadderat syntetmaterial</p>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5970	Version 14.0