

# Beställningsunderlag Ocean 2

Leverantör: Invacare

## Viktig information

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.


### Att tänka på:

- Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)
- Vid i- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ger ökad stabilitet (större understödsyta)
- Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)

## Ersättningskedja Hygienstol standard

1:a hand	Ocean 2	37415
2:a hand	Swift Mobil 2	43250
3:e hand	Swift Mobil 2	52985

## Ocean 2

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	<b>Ocean 2 (2014)</b>  Utgående sortiment – levereras i mån av tillgång på lager	<b>37415</b>	1564435	<b>Sitthöjd:</b> 47,5-60 cm <b>Höjd sits – fotplatta:</b> 25,5 – 49,5 cm <b>Bredd mellan armstöd:</b> 46 cm <b>Total bredd:</b> 56 cm <b>Sitsbredd:</b> 48 cm <b>Sittdjup:</b> 45 cm <b>Brukarvikt:</b> 150 kg

## Ingår i grundutförande

### Armstöd

**Fotstöd** inkl. hälband och uppfällbara fotplattor

**Sits:** Intimurtag: 32,5x19,5 cm



**Ryggstöd:** med justerbart ryggband

**Hjul:** låsbara









### Bäckengeider

## Tillbehör







\*) = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev. Art nr	Kommentar
<b>Fotstödsalterativ</b>				
	<b>Amputations- och vadstöd</b> <i>Nytt! Med fler infästningshål.</i>			Vinkelställbart som kan justeras i djup och vinkel
	Höger	*43247	AP1643573	
	Vänster	*43248	AP1643574	
	<b>Vinkelställbara benstöd inkl. fotplatta</b> <i>Nytt! Med fler infästningshål.</i>			Leverantören rekommenderar att använda tippstöd fram tillsammans med vinkelställbara benstöd
	Höger	*43245	AP1643543	
	Vänster	*43246	AP1643572	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5920	Version 25.0

Armstödsalternativ				
	<b>Breddningssats</b>	<b>*27906</b>	1470086	Breddar avståndet mellan armstöden med 8 cm.
	<b>Armstödslåsning (par)</b>	<b>*32198</b>	1470077	Låser armstöden i upp/nerfällt läge.
Ryggalternativ				
	<b>Mjukrygg med sidostöd (blå)</b>	<b>*42219</b>	13681	<b>Köp</b> OBS! Förkortar sittdjupet Förskjuter tyngdpunkten fram.
	<b>Bålstöd inkl. fäste (st)</b> (passar både hö och vä sida)	<b>37590</b>	1535077	
Drivhjul 24"				
	<b>Inklusive bromsar</b>	<b>25052</b>	16379	
Sitsar				
	<b>Mjuksits med hygienurtag</b> Mått hygienurtag: 31,5x18 cm	<b>*25765</b>	16341	<b>Köp</b> – Placeras ovanpå standardsitsen
	<b>Mjuksits med ovalt hål</b> Mått hygienurtag: 22,5x15 cm	<b>*25044</b>	16342	<b>Köp</b> – Placeras ovanpå standardsitsen
	<b>Extra mjuk mjuksits</b> Mått hygienurtag: 33x21,5 cm <b>OBS! passar endast Ocean 2, ej äldre modeller!</b>	<b>*33949</b>	1531259	<b>Köp</b> – Placeras ovanpå standardsitsen
	<b>Stänkskydd</b>	<b>*25766</b>	16511	<b>Köp.</b> Placeras i hygienurtaget på mjuksitsen Passar ej i med ovalt hål eller extra mjuk mjuksits.
	<b>Liberty hygiendyna</b>	<b>*38347</b>	LTC3	<b>Köp.</b> Består av tetraformade luftfyllda celler omgivna av tunt skikt av silikon. Används ovanpå std.sitsen.
Bäcken				
	<b>Bäcken med lock och handtag</b>	<b>*23814</b>	10230	<b>Köp</b>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5920	Version 25.0

Säkerhet				
	<b>Bröstmålte, inkl. fäste</b> Mått: 98-110 cm	<b>*30423</b>	1470081	<b>Köp.</b> Bröstmålte fästs på ryggrören.
	<b>Höftpositioneringsbälte, inkl. fäste</b> Mått: 98-110 cm	<b>*30136</b>	1470082	<b>Köp.</b> Höftbälte fästs under sitsen.
	<b>Bröstmåltesklämman(st)</b>	<b>32526</b>	1522314	<b>Köp</b> Reservdel till bröstbälte ovan. Kan även användas för att fästa ryggbandet för att förhindra att det hasar ner
	<b>Höftbältesklämman(st)</b>	<b>39711</b>		<b>Köp</b> Reservdel till höftbälte ovan.
	<b>Tippskydd/tippstöd fram (par)</b>	<b>*37681</b>	1553395	Se rekommendation vid användning av vinkelställbara benstöd
Övrigt				
	<b>Barriär (tvärså), 54 cm</b> <b>För Ocean/ Ocean 2</b>	<b>*26280</b>	10167-10	För ökad trygghet och stöd för brukaren.
	<b>Barriär (tvärså), 62 cm</b>	<b>32465</b>	1470078	<b>OBS! Ersätter inte bröst- och höftbälte som säkerhet</b>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5920	Version 25.0