

Beställningsunderlag hygienstol Tango XL

Leverantör: Now Boarding

Viktig information


Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.

Att tänka på:

- Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)
- Vid i- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ger ökad stabilitet (större understödsyta)
- Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)

Hygienstol Tango XL

*) = Lagervara

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	
	Tango XL	*53061	51005705	Sitthöjd: 53 cm Höjd, golv till geider: 44 cm Bredd mellan armstöd: 56 cm Total bredd 69 cm Sitsbredd: 56 cm Sittdjup: 47 cm Brukarvikt: 250 kg

Ingår i grundutförande

Armstöd, uppfällbara

Fotstöd, fasta med fotplatta

Ryggstöd, med mjuk ryggplatta

Standard sits, mjuk, 2-delad

Hjul 125 mm med låsning (ett med riktningsspärr)

Bäckengeider

Tillbehör

*) = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev. Art nr	Kommentar
Hink/potta				
	Bäcken med lock	*53062	69501104	Köp
Höftbälte				
		*53063	69758044	Köp
Förhöjande distanser				
	Distanser som förhöjer chassit med 30 mm (Kit med 4 st.)	55192	75005693	Höjd från golv upp till geider är 44 cm i standardutförandet.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13564	Version 4.0