



Beställningsunderlag rollator Carl-Oskar

Leverantör: Human Care





Rollator Carl-Oskar

*Lagervara








Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Carl-Oskar - Standardmodeller				
	Carl-Oskar 62 cm Utgående – levereras i mån av tillgång på lager	24220	11250Q6	Total bredd: 62cm Sithöjd: 64 cm Handtagshöjd: 77-95 cm Brukarvikt: 150 kg Vikt: 11,3 kg
	Carl-Oskar 67 cm Utgående – levereras i mån av tillgång på lager	28630	11350Q	Total bredd: 67cm Sithöjd: 64 cm Handtagshöjd: 77-95 cm Brukarvikt: 150 kg Vikt: 11,3 kg
Carl-Oskar - Förstärkt				
	Carl-Oskar 67 cm förstärkt	*30615	61325	Total bredd: 67cm Sithöjd: 64 cm Handtagshöjd: 77-95 cm Brukarvikt: 275 kg Vikt: 13,3 kg
Nya Carl-Oskar levereras ut med en transporthake för att kunna säkra rollator i hopfällt läge				

Tillbehör

*Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Korg				
	Korg	*23931	10605	Köp Maxvikt: 10 kg
Bricka				
	Passar alla storlekar	*34454	10651	Köp
Käpphållare				
	Käpphållare	*24315	10603	Köp
Ryggband				
	Passar till: 57, 62 och 67 cm.	*24316	10621	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-9964	Version 24.0

Syrgashållare				
		21871	10615	Inkl spännband. Passar syrgastub:1-5 l.
Droppställning				
		*43346	92907	Maxbelastning 3 kg.
Handtag				
OBS!				
– Hemiplegihandtag FÅR INTE monteras på rollator Sittbredd 57 cm pga. Tipprisken.				
– Hemiplegihandtag FÅR INTE monteras på båda sidor samtidigt – vid behov av underarmsstöd på både höger och vänster sida hänvisas till RA-rollator				
	Hemiplegihandtag hö	33440	22116	Inkl. enhandsbroms vä
	Hemiplegihandtag vä	33441	22115	Inkl. enhandsbroms hö
	Teleskoprör kort till underarmsstöd	53373	20-010K	Köp 12 cm kortare rör om man önskar lägre underarmsstöd. Beställs tillsammans med ovan underarmsstöd
Bromsalternativ				
	Släpbroms	*54233	10624	Par Gör rollatorn mindre lätttrullad. Enkel montering utan verktyg.
	Antistatisk vajer	*52713	89745	Köp Om man upplever problem med stötar från rollator när släpbroms är monterad.
	Enhandsbroms	*28287	10652	Köp Möjliggör att styra bromsarna med en hand.
Steghjälp				
	Steghjälp	33431	10612	Underlättar förflyttning över hinder.
Stänkskydd				
	Stänkskydd	28514	10608	Par Skyddar ben och klädsel

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divise-4-9964	Version 24.0