





Beställningsunderlag Bälten och selar från Etac

Barn- och juniorprodukter

[Länk till leverantörens produktinfo om västar och selar](#)

Selar och bälten

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Neopren-höftbälte				
<i>Lämplig även vid bad</i>				
Det är framför allt användbart till Swan och Flamingo. Passar till alla storlekar. Bredd 25 mm				
	Strl. 1	L: 27-37 cm	40638	3185423-1
	Strl. 2	L: 31-42 cm	38779	3185423-2
	Strl. 3	L: 42-50 cm	40631	3185423-3
				
Y-bälte				
Y-bältet gör att lår och bäcken kan bibehålla positionen mot sits och ryggstöd. Det används för att förhindra att användaren ändrar bäckenläge och glider framåt på sitsen.				
	XS	H-H: 17-32 cm	x	3185725-XS
	S	H-H: 21-35 cm	x	3185725-S
	M	H-H: 25-41 cm	x	3185725-M
	L	H-H: 32-44 cm	x	3185725-L
	XL	H-H: 41-52 cm	x	3185725-XL
				

Västar





Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Torsoväst				
Torsovästen ger ett fast och flexibelt stöd över bröstet. Den är designad för att ge support, hålla bålen upprätt och förhindra att användaren faller framåt.				
	XS	S-P: 200-270 mm	x	3185705-XS
	S	S-P: 270-320 mm	x	3185705-S
	M	S-P: 320-405 mm	x	3185705-M
	L	S-P: 405-470 mm	52531	3185705-L
	XL	S-P: 470-520 mm	x	3185705-XL
	XXL	S-P: 520-600 mm	x	3185705-XXL
				
Sternumsele				
Sternumsele används liksom västarna för att stödja barnets överkropp. Om det finns tendenser till att huvudet och överkroppen faller framåt är detta en utmärkt sele som ger extra mycket stöd åt bröstet.				
	Strl. 0	A: 10, B: 24, C: 8 cm	x	3185430-0
	Strl. 1	A: 16, B: 36, C: 8 cm	x	3185430-1
	Strl. 2	A: 21, B: 46, C: 14 cm	47989	3185430-2
				

















Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Kryssväst				
Kryssvästen ger ett fast och flexibelt stöd över bröstet och bålens sidor. Den används för att förhindra att användaren faller framåt eller rör sig i sidled.				
	XS	S-P: 200-315 mm	53721	3185720-XS
	S	S-P: 260-345 mm	x	3185720-S
	M	S-P: 345-450 mm	x	3185720-M
	L	S-P: 450-530 mm	x	3185720-L
	XL	S-P: 530-620 mm	x	3185720-XL
				
H-sele polstrad				
Den polstrade H-selen är med sina breda skulder-polstringar utmärkt för att stödja i sittande ställning, när man har problem med stabilitet i den övre delen av överkroppen.				
	Strl. 0	A: 29, B: 19, C: 24-31 cm	24367	3185428-1
	Strl. 1	A: 36, B: 26, C: 26-33 cm	23525	3185428-2
	Strl. 2	A: 42, B: 32, C: 26-33 cm	24466	3185428-3
	Strl. 3	A: 52, B: 41, C: 29-37 cm	x	3185428-4
				
Väst med blixtlås				
Stödjer barnets överkropp. Banden är lätta att montera och avlägsna och säkerställer tillsammans med blixtlåset att västen är enkel att ta på och av barnet.				
	Strl. 0	A: 3,5 - B: 6,5 - C: 14 D: 9 - E: 28 cm	16055	3189111-060
	Strl. ¾	A: 4 - B: 6,5 - C: 14,5 D: 11 - E: 28 cm	18272	3189111-07560
	Strl. 1	A: 6 - B: 6,5 - C: 18 D: 13 - E: 34 cm	20624	3189111-160
	Strl. 2	A: 6,5 - B: 9 - C: 24 D: 14,5 - E: 40 cm	18274	3189111-260
	Strl. 3	A: 7 - B: 12 - C: 28 D: 15 - E: 46 cm	46609	3189111-360
	Strl. 4	A: 7 - B: 17 - C: 35 D: 19 - E: 49 cm	43023	3189111-460
				
Brösthälte				
Vadderat och justerbart bröstbälte för stöd för överkroppen.				
	Strl. 1	50-70 cm	x	3185480-1
	Strl. 2	60-95 cm	x	3185480-2
Neoprenväst större UTGÅTT från leverantör!				
<i>Lämplig även vid bad</i>				
Materialet gör västen elastisk och eftergivlig för barnets rörelser.				
	XS	A: 12 - B: 35 - C: 11 cm		AI7176
	S	A: 14 - B: 40 - C: 14 cm		AI7175
	M	A: 16 - B: 48 - C: 16 cm		AI7152
	L	A: 16 - B: 55 - C: 17 cm		AI7151
				

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Väst med blixtlås, nät				
<i>Lämplig vid bad</i>				
Västen har 6 fixeringsband samt blixtlås.				
	Strl. 0	A: 3,5 - B: 6,5 - C: 14 D: 9 - E: 28 cm	28080	3189111-040
	Strl. ¾	A: 4 - B: 6,5 - C: 14,5 D: 11 - E: 28 cm	30560	3189111-07540
	Strl. 1	A: 6 - B: 6,5 - C: 18 D: 13 - E: 34 cm	30925	3189111-140
	Strl. 2	A: 6,5 - B: 9 - C: 24 D: 14,5 - E: 40 cm	x	3189111-240
	Strl. 3	A: 7 - B: 12 - C: 28 D: 15 - E: 46 cm	34500	3189111-340
	Strl. 4	A: 7 - B: 17 - C: 35 D: 19 - E: 49 cm	32563	3189111-440
				

För hand- och fot

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Handledsmanschett (styck)				
Handledsmanschetten används om barnet har problem med att armarna kommer ut över stolens sidor och ned i t.ex. ett drivhjul.				
	Strl. 1	A: 12 B: 20 cm	x	3185425-1
	Strl. 1	A: 17 B: 30 cm	x	3185425-2
	Strl. 1	A: 21 B: 32 cm	x	3185425-3
	Strl. 1	A: 25 B: 34 cm	x	3185425-4
				
Ankelselar (styck)				
Ankelselar kan användas för positioneringsändamål eller för att förhindra att fötterna och benen stöter i hinder eller personer. De breda remmarna runt vristen säkerställer att användaren känner sig trygg och säker. Detta kan vara viktigt för att få kontroll över muskeltonus och rörelsefunktioner.				
	XS	C: 160-230 mm	49747	3185745-XS
	M	C: 230-310 mm	x	3185745-M
	XL	C: 290-380 mm	x	3185745-XL
Neoprensandal (par)				
Sandalerna monteras på fotplattan och bidrar till att barnets fötter bibehåller bästa position.				
	One size	12 x 6 cm	x	3185696-1
Fotremmar med fixlock (par)				
	One size	Ø max 56 cm	19612	3185096