

















# Beställningsunderlag rollator Crocodile (bakåtvänd)

Leverantör: Etac

Rollator Crocodile						
Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Brukarvikt	Max brukarlängd	Handt.höjd
	Storlek 0 (vit)	<b>54052</b>	3186800	30kg	105 cm	30-61 cm
	Storlek 1 (gul)	<b>24822</b>	3186801	30kg	115 cm	42-71 cm
	Storlek 2 (orange)	<b>25046</b>	3186802	45kg	150 cm	55-84 cm
	Storlek 3 (grå)	<b>39718</b>	3186803	80 kg	180 cm	75-104cm
Ingår i grundutförande						
Handtag: Höjd- och djupställbara (vändbara, se bruksanvisning) Toppbygel: polstrad, höjjusterbar Hjul, fram: 150x30 massiva Hjul, bak: 200x30 massiva Backspärrsfunktion (kan urkopplas) <b>OBS! om backspärrsfunktionen används rekommenderas tippskydd!</b> Släpbroms						

## Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev. art nr	Kommentar
Handtag				
	<b>Underarmsstöd inkl. handtag (par)</b>			
	Stl. 0-1	<b>54984</b>	3186858-1	Ställbar 46-77 cm
	Stl. 2	<b>25170</b>	3186859	Ställbar 62-95 cm
	Stl. 3	<b>39721</b>	3186860	Ställbar 77-107 cm
	<b>Underarmsmanschett polstrad</b>			
	En storlek	<b>39545</b>	31869370	Köp
	<b>Knopp handtag</b>			
		<b>x</b>	3186861	
	<b>Tvärstag handtag</b>			
	Stl. 0	<b>54055</b>	3186879-0	För montering fram mellan handtag
	Stl. 1	<b>54056</b>	3186879-1	
	Stl. 2	<b>54057</b>	3186879-2	
Ledsagarhandtag				
	Stl 0-2	<b>x</b>	3186866	Justerbart i höjd och vinkel. Kan monteras på hö eller vä sida, fram eller bak.
Bromsar				
	<b>Handbromsset, komplett set (par)</b>			
	Stl. 1-2	<b>x</b>	3186834	
	Stl. 3	<b>39723</b>	3186873	
Sitsar				
	Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting		Upprättad av Cecilia Pålsson
	Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-10688		Version 12.0

	<b>Sits komplett</b>			
	Stl. 0	<b>54053</b>	3186820-01	Uppfällbar.
	Stl. 1	<b>25169</b>	3186820	
	Stl. 2	<b>25217</b>	3186821	
	Stl. 3	<b>39722</b>	3186863	
	<b>Hängsits</b>			
	Stl. 1 omkrets 600mm	<b>31657</b>	3186824	Båda sitsar passar strl. 1 - 2
	Stl. 2 omkrets 700mm	<b>x</b>	3186825	
<b>Höftstöd (par)</b>				
	8x19 cm (HxB)	<b>43552</b>	3186819	
<b>Bålstöd</b>				
	Bålstöd small	<b>54054</b>	31868610	Finns bara för strl. 0
<b>Ryggstöd</b>				
	<b>Ryggstöd</b>			
	Till Strl. 1-3 11x18 cm	<b>x</b>	3186816	Hjälper till att stabilisera bäckenet.  För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan
	<b>Ryggstöd med sidostöd</b>			
	Small: 9x12-23 cm	<b>33985</b>	3186808	Ger sidostöd för höften.  För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan.
	Large: 9x18-29 cm	<b>39719</b>	3186809	
	<b>Bälte till ryggstöd med sidostöd</b>			
		<b>x</b>	31SN4016	Köp För ökad säkerhet vid gång
	<b>Ryggstöd justerbart</b>			
	18x24-29 cm (HxB)	<b>x</b>	3186886	För montering på stl 3 krävs tvärstag, se nedan
	<b>Tvärstag</b>			
	för Strl.3	<b>39724</b>	3186880	
<b>Tippskydd (par)</b>				
	Stl 0-2	<b>24823</b>	3186815	Extra säkerhet för att förhindra att Crocodile tappar.  OBS! Crocodile bör utrustas med tippskydd om backspärr används
	Stl 3	<b>39720</b>	3186815-3S	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-10688	Version 12.0