




Beställningsunderlag Hälavlastare

*= Lagervara, resterande artiklar beställningsvara

Hälavlastare – enpatients (styck)					
Bild	Produkt	Leverantör	Lev art nr	Sesam nr	Pris
	Heelift Glide original <i>Utgått 210820, ersatt av: Body Armor</i>				
	Elimineras effektivt trycket mot hälen genom att hälen höjs upp från omgivande tryck. Består av fast polyretanskum med mjuk, glatt yttertyg vilket gör att patientens ben kan glida på ex. lakan. Passar både höger- och vänster fot.				
	En storlek	Etac	DABAHR-N	*40716	Styck 401: -/st
	Heel up Ytterskiktet är tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande non-woven material som gör Heel up behaglig direkt mot huden. Enkel hantering - Heel up blåses upp innan användning och justeras till varje enskild användares anatomi och behov.				
	Short 32 Längd (Vad): 32 cm Bredd (fot): 18 cm Höjd (fotsula): 25 cm	HEA Medical	70007	49765	Styck 160: -/st
	Medium 39 Längd (Vad): 39 cm Bredd (fot): 18 cm Höjd (fotsula): 25 cm		70001	*49763	
	Long 48 Längd (Vad): 48 cm Bredd (fot): 18 cm Höjd (fotsula): 25 cm		70002	49764	Styck 171: -/st
	Max 50 Längd (Vad): 50 cm Bredd(fot): 18 cm Höjd (fotsula): 30 cm		700018	49766	
	Gelbodies Häl/ankel Består av en gelédyna i ett grått överdrag (Coolband). Coolbandmaterialet släpper igenom luft och är behagligt mot huden och kan tvättas i maskin. Mätinstruktion: Mät största omkretsen där produkten ska användas. Hamnar storleken enligt tabell mellan två storlekar, välj då den större storleken.				
	Small 20-25 cm omkrets	Salubrious	GB030-2	48900	Par 495: -/par
	Medium 25-30 cm omkrets		GB031-2	48901	
	Large 30-36 cm omkrets		GB032-2	48902	

Hälavlastare – flerpatients (styck)					
Bild	Storlek	Leverantör	Lev art nr	Sesam nr	Pris
	Molly				
	Består av en kärna i trögskum med ett vätsketätt överdrag. Ska fästas löst runt benet och ska alltid kunna rotera. Rekommendation om att strumpa eller tubgas används mellan Molly och huden. Passar både höger och vänster fot. Överdraget kan maskintvättas i 95°.				
	Storleksguide:				
	Avståndet mellan häl och underlag ska vara ca 2 cm. Det går också att mäta brukarens benlängd för att avgöra vilken storlek som passar (se mått nedan)				
	Small Benlängd: 78-85 cm	Care of Sweden	51-100011	36663	Styck 683: -/st
Medium Benlängd: 86 – 94,5 cm	51-100012		36664		
Large Benlängd: 102 - 103 cm	51-100013		36665		
	Maxxcare heelpro evolution				
	Hälavlastaren har inbyggda luftkuddar med ett glatt material på utsidan och en mjuk insida. Kan maskintvättas i 60°. Passar både höger och vänster fot.				
	Storleksguide:				
	< 38 cm: Small 38-43 cm: Standard ≥ 43 cm: XL				
	Small	Invacare	060004S	49720	Styck 404: -/st
Standard	060001ST		40620		
XL	060003XL		40717		
	AireRx Protect Häl/ankel				
	Tryckfördelande skum under foten, hälen. Ytmaterialet GlideWear® skyddar mot friktion och skjuvningsproblematik.				
	Mätinstruktion: Mät största omkretsen där produkten ska användas. Hamnar storleken enligt tabell mellan två storlekar, välj då den större storleken.				
	Small 20-25 cm omkrets	Salubrious	ARP030-LR	48903	Par 1 088: -/par
	Medium 25-30 cm omkrets		ARP031-LR	48904	
Large 30-36 cm omkrets	ARP032-LR		48905		