


# Beställningsunderlag rullstol Prio 3A

Leverantör: Etac

## Grundutförande

\*) = Lagervara

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art. nr	Kommentar
	40 cm	<b>*53139</b>	13421405	<b>Färg:</b> Svart <b>Sitthöjd:</b> Standard 45 cm utan sittdyna <b>Sittdjup*:</b> Läge 3: 44-51 cm (std: 45 cm) <i>Läge 2: 41,5-48,5 cm</i> <i>Läge 1: 39-46 cm</i> <b>Totalbredd:</b> Sittbredd + 21 cm <b>Rygg höjd:</b> 46-62 cm (standard: 52 cm) <b>Ryggvinkel:</b> 0 - 30° <b>Sitsvinkel:</b> -3 till +20° <b>Brukarvikt:</b> 135 kg <b>Komfortlås**</b> 4° sitsvinkel
	45 cm	<b>*53140</b>	13421409	
	50 cm	<b>53141</b>	13421413	
	55 cm	<b>53142</b>	13421417	

### Information

**\*) Sittdjup:**

För ändring av sittdjup krävs förutom att flytta sitsläget även att kolven och sittplattan justeras.

Vid behov kan arbetsorder på denna anpassning göras.

**\*\*\*) Komfortlås/Sitsvinklingen**

Sitsvinklingen stoppas framåt vid det förinställda komfortlåset, behåll sitsvinkelreglaget nedtryckt och tryck lätt framåt för att komma förbi komfortlåset.

Går att ställa i 0°, 4°, 8° och 12°

### Ingår i grundutförandet

<b>Rygg:</b>	3A-rygg med dynamiskt bäckenstöd
<b>Ryggdyna:</b>	Polstrad Ryggdyna 3D, grå plysch
<b>Benstöd:</b>	Fasta benstöd vid vinkel med standardfotplattor
<b>Armstöd:</b>	Teleskop, 38x5 cm
<b>Huvudstöd:</b>	Plysch med 3 vred
<b>Drivhjul:</b>	24" massiva med plastad drivring
<b>Länkhjul:</b>	6,5" massiva med medium gaffel
<b>Körhandtag:</b>	Höjddreglerbara
<b>Brukarbroms</b>	
<b>Tramprör:</b>	Integreradramen
<b>Tippskydd:</b>	Multi

### Tänk på detta vid beställning av rullstol Prio

- Beställ de komponenter som behövs för önskad sitthöjd, se tabell nedan eller på Etac's hemsida.
- Viktig information ska anges vid beställning i rutan "övrig information" i webSesam.

Önskad sitthöjd i klartext (om annan än standard)

*ex. Önskar sitthöjd 42,5 cm*

Önskad drivhjulbalansering (om annan än standard)

*ex. Balansläge 3*

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

## Sitthöjdstabell


### DRIVHJULSPOSITION

● = Standardinställning, om inget annat anges (D2)

Sitthöjden är alltid i standardinställning om inget annat anges

Bak: 45 cm

Fram: 45 cm






Sitthöjden ska alltid ställas i samma höjd fram-bak

Nedan finns ett urval av sitthöjder, för fler sitthöjder se manual Prio på [Etac´s hemsida](#)










Sitthöjder	Drivhjul	Position Drivhjul	Länkhjul	Framgaffel	Position Gaffel	Kommentar
38,0 cm	20" 36918* x2	E-rad	6" 37133 x2	Kort 53110 x2	1	OBS! Bromsadapter behövs vid användning av drivhjulstorlek 20-22" vid vissa balanslägen se info nedan i tillbehörstabellen.
40,5 cm	22" 53100 x2	E-rad	6,5" Standard	Kort 53110 x2	2	
42,5 cm	24" Standard	E-rad	6,5" Standard	Medium Standard	1	
● 45,0 cm	24" Standard	D-rad	6,5" Standard	Medium Standard	2	
47,5 cm	24" Standard	C-rad	6,5" Standard	Medium Standard	2	
50,0 cm	24" Standard	B-rad	6,5" Standard	Medium Standard	3	

## Tillbehör











\* = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev. Art nr	Kommentar
<b>Drivhjul</b>				
	<b>Drivhjul massiva med rostfri drivring</b>			
	24"	36920	27567	
	22"	36919	27555	
	20"	36918	27544	
	<b>Drivhjul massiva med plastad drivring</b>			
	24"	53101	27566	Ingår i grundutförandet
22"	53100	27554		
	<b>Adapter för broms vid användning av 20-22" drivhjul (par)</b>			
	Bromsadapter behövs vid användning av drivhjulstorlek 20-22" och vissa balanslägen, se nedan			
	Krävs vid 20" drivhjul vid balansläge 2 OBS! Balansläge 3 ej möjlig med 20" hjul.	*53103	28654	
Krävs vid 22" drivhjul vid balansläge 3	53102	28403		
<b>Drivringar</b>				
	<b>Cellgummi</b>			
	24"	*18517	80800	
	22"	16965	24551	
	20"	16523	24442	
	<b>Plastad svart</b>			
	24"	*22181	80894	Ingår i grundutförandet
	22"	23388	80895	
20"	37048	81229		









Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

Länkhjul				
	6,5" (165x30)	<b>17221</b>	27866	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	6" (150x30)	<b>37133</b>	27863	
Länkhjulsgaffel				
	Medium	<b>53111</b>	28422	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	Kort	<b>53110</b>	28421	
Gaskolvsclips – för begränsning bakåt				
	För tiltbegränsning av sits- och/ eller ryggvinkeln. Sits: 1 clips begränsar 2° Rygg: 1 clips begränsar 2,5°	<b>*49796</b>	28163	Köp 10-pack Kläms runt glaskolven
Ryggvinkelbegränsning – för begränsning framåt				
	Genom att justera remmens längd kan den aktiva ryggstödsinställningen kontrolleras. Ryggen stannar alltid vid den förinställda vinkeln. Kan kombineras med clipsen (49796, se ovan) för att begränsa ryggvinkeln bakåt.	<b>x</b>	28573	Köp
Lås vinkelreglage sits/rygg				
	Förhindrar att ryggvinkel alt. Tilt-vinkel kan aktiveras	<b>*49795</b>	28047	Köp. För att aktivera reglage dras spärren uppåt. För att återgå till spärrat läge tryck nedåt.
Benstödsalternativ				
	Benstödsöverdel, vid vinkel			
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck	<b>17333</b>	25574-01	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	Benstödsöverdel, snäv vinkel			
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck	<b>*16512</b>	25570-01	Styck Fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. (L: 28 cm) Passar endast med 5" länkhjul
	Vinkelställbar benstödsöverdel med vadplatta			
	Till sb: 40 cm	Höger	<b>*53104</b>	27857-65-1
		Vänster	<b>*53105</b>	27857-65-2
	Till sb: 45 cm	Höger	<b>*53106</b>	27858-65-1
		Vänster	<b>*53107</b>	27858-65-2
	Till sb: 50 cm	Höger	<b>50519</b>	27859-65-1
		Vänster	<b>50520</b>	27859-65-2
Till sb: 55 cm	Höger	<b>53108</b>	27860-65-1	
	Vänster	<b>53109</b>	27860-65-2	
	Amputationsbenstöd			
	Passar både höger och vänster sida	<b>*17944</b>	25516-60	<i>Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled</i>










Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

Fotplatta/tillbehör					
	<b>Fotplatta standard inkl. rör</b>				<i>Ingår i grundutförandet</i> Längd rör: 33-51cm Djup: 13 cm
	Till sb: 40 cm	Höger	17352	25644-1	
		Vänster	17353	25644-2	
	Till sb: 45 cm	Höger	19878	25736-1	
		Vänster	19954	25736-2	
	Till sb: 50-55 cm	Höger	17356	25646-1	
		Vänster	17357	25646-2	
	<b>Fotplatta med långt infästningsrör (+10 cm)</b>				
	Till sb: 40 cm	Höger	*30412	25650-1	
		Vänster	*30109	25650-2	
Till sb: 45 cm	Höger	*19879	25737-1		
	Vänster	*31441	25737-2		
Till sb: 50-55 cm	Höger	*20763	25652-1		
	Vänster	*20764	25652-2		
	<b>Hel fotplatta, komplett</b>				
	40-47,5 cm		22871	25937	
	50-60 cm		33047	26853	
	<b>Hälband</b>				
			*11722	24458	
	<b>Vadband</b>				
	För sb: 40 cm		53112	27909	
	För sb: 45 cm		50442	27919	
	För sb: 50 cm		53113	27920	
	För sb: 55 cm		53114	27921	
	<b>Vadmatta</b>				
	75 cm		*41787	63186-60	
	90 cm		41788	63187-60	
	<b>Förlängningsdel till fotplatta</b>				
	Till sb: 40 cm		21932	50798	
	Till sb: 45 cm		21933	50799	
	Till sb: 50-55 cm		21934	50800	
	<b>Polstring till delade fotplattor</b>				
	42,5 – 50 cm	Höger	*41790	63189-60-1	
		Vänster	*41792	63189-60-2	
	52,5 – 60 cm	Höger	47875	63192-60-1	
		Vänster	47876	63192-60-2	
	<b>Knästöd yttre</b>				
	Höger		54049	28777-1	
	Vänster		51151	28777-2	
<b>Armstöd</b>					
	<b>Teleskop, längd 38 cm, bredd: 5 cm (st)</b>				
	Höger		53117	28826-1	
	Vänster		53118	28826-2	
	<b>Teleskop, längd 49 cm, bredd: 8,5 cm (st)</b>				
	Höger		53119	28827-1	
	Vänster		53120	28827-2	










Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

	<b>Armstödsdyna Hemi (st)</b>			
	Höger	*20579	25770-60-1	Passar endast till långa armstöd Överdrag i plysch.
Vänster	*20482	25770-60-2		
<b>Polstring till armstöd, standard</b>				
	Lång armstödsdyna (38 cm)	*17178	62283-60	Köp, styck Passar till armstödsdynan som ingår som standard
	<b>Polstring sidostöd</b>			
	Höger	*51152	63271-1	Köp Ger ökad komfort och minskar sittbredden med 1,5 cm/ sida
Vänster	*51153	63271-2		
<b>Bord</b>				
	<b>Bord, transparent plexiglas inkl. fixerband</b>			
	Till Sb: 40 cm	14779	25188	Passar till armstöden med längd: 38 cm, som ingår i grundutförandet
	Till Sb: 45 cm	19876	25731	
	Till Sb: 50 cm	24084	26020	
	Till Sb: 55 cm	24086	26022	
	<b>Bord, transparent plexiglas inkl. fixerband</b>			
	Till Sb: 40 cm	50280	27971	Passar till armstöden med längd: 49 cm.
	Till Sb: 45 cm	50000	27972	
Till Sb: 50 cm	53115	27973		
Till Sb: 55 cm	53116	27974		
	<b>Hemibord, transparent plexiglas</b>			
	Till Sb: 40 cm	30176	26566	Hemibord finns endast till sb. 40 och 45 cm
	Till Sb: 45 cm	31200	26568	
	Till Sb: 40 cm + breddat 2,5cm	30110	26567	Passar till armstöden med längd: 38 cm, som ingår i grundutförandet
	Till Sb: 45 cm + breddat 2,5 cm	30617	26569	
<b>Huvudstöd</b> Övriga huvudstöd hänvisas till R82:s sortiment, se Etac´s hemsida.				
	<b>Huvudstöd</b>			
	26x14 cm	53124	28644-60	<i>Ingår i grundutförandet.</i> Med tre vred i standardutförandet Överdrag: Plysch
	<b>Huvudstöd med sidostöd</b>			
		53123	28536-65	Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdrag: Grå hygien
	<b>Minnesfunktion till huvudstöd</b>			
	Huvudstöd kan utrustas med en minnesfunktion för att säkerställa korrekt inställning.	48012	28564	
<b>Ryggalternativ/tillbehör</b>				
	<b>Ryggdyna, 3D</b>			
	För sb: 40 cm	53128	63343-60	<i>Ingår i grundutförandet.</i> Mörkgrå plysch
	För sb: 45 cm	53129	63344-60	
	För sb: 50 cm	53130	63345-60	
	För sb: 55 cm	53131	63346-60	



Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

	<b>Ryggkilar, polyetenskum (par)</b>			
	9,0 x 2,0 x 13,0 cm (BxHxL)	<b>41784</b>	28030	Köp, par Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform. Inkl. självhäftande kardborre.
	11,0 x 2,0 x 18,5 cm (BxHxL)	<b>41785</b>	28139	
	17,5 x 2,5 x 20,0 cm (BxHxL)	<b>41786</b>	28140	
	<b>Breddningssköld rygg (styck)</b>			
	20x15x1 cm	<b>*53223</b>	28637	Köp, styck Kan användas för att fördela tryck samt bredda ryggen.
	<b>Breddningssats rygg 3A</b>			
	<b>OBS!</b> Passar bara Prio 3A i sittbredd 40 och 45 cm	<b>54426</b>	28786	Skapar en bredare rygg upptill, fördelar tryck från ryggrör
	<b>Ryggförlängare 3A</b>			
	Sittbredd: 40-45cm	<b>51501</b>	28659	Förlänger rygghöjden med + 6 cm
	Sittbredd: 50-55 cm	<b>51502</b>	28660	
	<b>Förlängning till ryggdyna</b>			
	Sittbredd: 40 cm		28787-65	Används för att täcka avståndet mellan sits och rygg när ex. ryggförlängning används.
	Sittbredd: 405cm		28788-65	
	Sittbredd: 50 cm		28789-65	
	Sittbredd: 55 cm		28790-65	
<b>Bålstöd/ sidodyna</b>				
	<b>Bålstöd, sidosvängbart och avtagbart</b>			
	Höger	<b>53121</b>	28181-1	Justerbart i höjd, djup och är utsvängbart.
	Vänster	<b>53122</b>	28181-2	
	<b>Sidodyna</b>			
	Höger	<b>*41419</b>	63171-60-1	Köp Ger ett lätt stöd sidledes. Monteras med kardborre under ryggklädseln.
	Vänster	<b>*41420</b>	63171-60-2	
	<b>Sidostopp (styck)</b>			
	Rak 40 mm	<b>*41421</b>	28136	Styck Kombineras med kil eller sidostödsdyna. Monteras i ryggröret.
<b>Ekerskydd</b>				
	<b>Ekerskydd Plast (Gult tryck Etac)</b>			
	24"	<b>*13871</b>	25504-29	Styck Passar ej i kombination med enhandsdrift eller vårdarbromsade hjul
	22"	<b>*11746</b>	25503-29	
	20"	<b>*16016</b>	25502-29	
	<b>Ekerskydd för vårdarbromsade hjul (Grått tryck Etac)</b>			
	24"	<b>53127</b>	28818-28	Styck Med större uttag i mitten för navet
	22"	<b>53126</b>	28817-28	
	20"	<b>53125</b>	28816-28	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

Enhandsdrift (både drivenhet + teleskop axel behövs för komplett set)				
	<b>Drivenhet</b>			OBS! Kan inte kombineras med vårdarbroms eller med ekerskydd. Ej drivhjulspos: E1 – E3 D1 – D3 C1 el. B1  <b>Ange på beställningen vilken sida framdrivningen ska placeras.</b>
	24"	<b>27583</b>	26522	
	22"	<b>31379</b>	26533	
	20"	<b>30758</b>	26534	
	<b>Teleskopaxel</b>			
	Till Sb: 40 cm	<b>27584</b>	27318	
Till Sb: 45-50 cm	<b>27585</b>	27319		
Till Sb: 55 cm	<b>29249</b>	27320		
Broms				
	<b>Broms med vinklat rött handtag</b>			<i>Ingår i grundutförandet</i>
	Höger	<b>53135</b>	27951-1	
	Vänster	<b>53136</b>	27951-2	
	<b>Broms med bromsspaksförlängare</b>			
	Höger	<b>50225</b>	27895-1	
	Vänster	<b>50226</b>	27895-2	
	<b>Enhandsbroms komplett</b>			Bromsspaksförlängare ingår! <b>Passar ej till 20" drivhjul</b>
	Höger	<b>*27582</b>	27531-1	
	Vänster	<b>*27295</b>	27531-2	
	<b>Vårdarbroms</b>			
	<i>Vid behov kontakta hjälpmedelskonsulent för vidare utredning.</i>			
Käpphållare				
	Universal	<b>*34219</b>	27327	2-delad (resården fästs runt käppröret)
Höftbälte, Positioneringsbälte				
	Längd 100 cm	<b>*53134</b>	27904	Köp
	Längd: 128 cm	<b>53137</b>	28544	
Fäste för bröstsele				
		<b>41852</b>	28186	För övre infästning av bröstsele. Monteras på huvudstödsstaget
Körbygel				
	<b>Körbygel, Höjdreglerbar</b>			
	Till Sb: 40,0 cm	<b>18852</b>	25580-01	
	Till Sb: 45,0 cm	<b>18854</b>	25582-01	
	Till Sb: 50,0 cm	<b>18855</b>	25583-01	
	Till Sb: 55,0 cm	<b>27904</b>	26069-01	
	<b>Körbygel, Höjd- och vinkelreglerbar</b>			
	Till Sb: 40,0 cm	<b>50617</b>	27163	
	Till Sb: 45,0 cm	<b>53132</b>	27165	
	Till Sb: 50,0 cm	<b>53133</b>	27167	
	Till Sb: 55,0 cm	-	Finns ej	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0

Övriga tillbehör			
	<b>Droppställning</b>		
	Komplett med fäste	<b>53138</b>	28341
	<b>Brukarmanövrerad själv-tilt</b>		
	<i>Denna funktion gör det möjligt för användare att själv justera sitsvinklingen för vila och aktivitet.</i>		
Manuell tilt – fäste	<b>53346</b>	28770	För begränsning av vinkling bakåt kan clipsen (sesam: 49796) användas på gaskolven.  Manuella tilten kräver bålstabilitet samt att användaren kan luta fram för att kunna tilta upp.
<p><b>Monteras under HÖGER armstöd om inget annat anges vid beställning.</b></p>			
För brukarmanövrerad el-tilt gäller särskilt förskrivning			

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-13562	Version 23.0