

Beställningsunderlag madrasser

Viktig information om användning av madrass och grind



Avstånd mellan madrassens överkant och grindens övre kant (i uppfällt läge) ska vara minst 22 cm.

Om detta avstånd blir mindre än 22 cm och behov av grindar finns kan det vara aktuellt med grindförhöjning. Utifrån bedömning av förskrivare kan ett mindre avstånd mellan madrass och sänggrindens överkant vara aktuellt om brukare är stillaliggande och ingen risk finns att rulla, ramla eller tippa över grindar. Denna bedömning ska alltid dokumenteras.


OBS! Antidecubitusmadrass ersätter aldrig vändschema utan är ett komplement till behandlingen.

* = Lagervara




MADRASS I SKUM - enkel

Artikel	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Solatium Maximal				
Leverantör: Comco				
<i>Denna madrass är inte avsedd för verksamheter att utrusta sina sängar med - hänvisar verksamheterna till att utrusta med madrass Optimal Cura, Optima 5zon, se längre ner i underlaget.</i>				
<i>Enkel kallskumsmadrass som läggs direkt på sängbotten.</i>				
	80 x 200 x 13 cm	51707	MAX5013-080200	Köpartikel Material: Kallskum Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 13 cm Brukarvikt: 0-150kg
	85 x 200 x 13 cm	*51708	MAX5013-085200	
	90 x 200 x 13 cm	51709	MAX5013-090200	
	105 x 200 x 13 cm	51710	MAX5013-105200	
	120 x 200 x 13 cm	55101	MAX5013-120200	
Solatium distansmadrass				
<i>Enkel basmadrass som används som distansmadrass/ förhöjningsdyna för placering under en bäddmadrass.</i>				
	80 x 200 x 6 cm	51711	SDM-3506-080200	Köpartikel Material: Kallskum Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 6 cm
	85 x 200 x 6 cm	51712	SDM-3506-085200	
	90 x 200 x 6 cm	51713	SDM-3506-090200	
	105 x 200 x 6 cm	51714	SDM-3506-105200	



ERSÄTTNINGSMADRASS I SKUM - avancerad, t.o.m. kategori 2

Artikel	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Optimal Cura				
Leverantör: Care of Sweden				
<i>Optimal Cura är en tvåskiktsmadrass där det övre skiktet består av viscoelastiskt skum (så kallat trögsaum) och det undre skiktet består av kallsaum, ger goda tryckutjämnande egenskaper. Lägg direkt på sängbotten.</i>				
	80 x 200 x 13 cm	34600	55-080200	Köpartikel Material: Kallsaum med trögsaum överst Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 13 cm Brukarvikt: 0-130 kg
	85 x 200 x 13cm	34971	55-085200	
	90 x 200 x 13 cm	37097	55-090200	
	105 x 200 x 13 cm	38175	55-105200	
	120 x 200 x 13 cm	38825	55-120200	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-13288	Version 16.0

Optimal Cura Evac				
Leverantör: Care of Sweden				
<i>En tvåskiktsmadrass där det övre skiktet består av viscoelastiskt skum (så kallat trögskum) och det undre skiktet består av kallskum, ger goda tryckutjämnande egenskaper.</i>				
<i>Hygienöverdrag med handtag på långsida. Läggs direkt på sängbotten.</i>				
	80 x 200 x 13 cm	51719	553-080200	Köpartikel Material: Kallskum med trögskum överst Överdrag: Hygien m. handtag Höjd: 13 cm Brukarvikt: 0-130 kg
	85 x 200 x 13cm	37551	553-085200	
	90 x 200 x 13 cm	51720	553-090200	
	105 x 200 x 13 cm	51721	553-105200	
	120 x 200 x 13 cm	51722	553-120200	
Optimal 5zon – Madrass för tyngre brukare				
<i>Madrass för tyngre brukare i kallskum i olika skikt, ger goda tryckutjämnande egenskaper.</i>				
<i>Läggs direkt på sängbotten.</i>				
	80 x 200 x 14 cm		561-080200	Köpartikel Material: Kallskum Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 14 cm Brukarvikt: 0-180 kg
	85 x 200 x 14 cm	52181	561-085200	
	90 x 200 x 14 cm	51723	561-090200	
	105 x 200 x 14 cm	51724	561-105200	
	120 x 200 x 14 cm	52182	561-120200	
Optimal 5zon Evac – Madrass för tyngre brukare				
<i>Madrass för tyngre brukare i kallskum i olika skikt, ger goda tryckutjämnande egenskaper.</i>				
<i>Hygienöverdrag med handtag på långsida. Läggs direkt på sängbotten.</i>				
	80 x 200 x 14 cm		56-080200	Köpartikel Material: Kallskum Överdrag: Hygien m. handtag Höjd: 14 cm Brukarvikt: 0-180 kg
	85 x 200 x 14 cm	52185	56-085200	
	90 x 200 x 14 cm	34453	56-090200	
	105 x 200 x 14 cm	51725	56-105200	
	120 x 200 x 14 cm	52186	56-120200	


TILLBEHÖR

Kilkudde/stödkil				
Leverantör: Care of Sweden				
<i>Stödkil för positionering, stöd och avlastning.</i>				
	70 x 26 x 15/5 cm	37456	51-100001	Köpartikel Beställs styck Material: Kallskum inkl. hygienöverdrag
	50 x 26 x 15/5 cm	51726	51-100003	
Madrassförlängning Optimal				
<i>Används för att förlänga madrassen i sängen. Placeras i sängens huvudända.</i>				
	Förlänger 10 cm, Passar madrasser 13-15 cm höga			
	80x10x14	51727	5112-0801014	Köpartikel Material: Kallskum inkl. hygienöverdrag Måtten anges: B x L x H
	85x10x14	*42098	5112-0851014	
	90x10x14	42678	5112-0901014	
	105x10x14	51730	5112-1051014	
	120x10x14	42679	5112-1201014	
	Förlänger 20 cm, Passar madrasser 13-15 cm höga			
	80x20x14	51728	5112-0802014	Köpartikel Material: Kallskum inkl. hygienöverdrag Måtten anges: B x L x H
	85x20x14	*42097	5112-0852014	
	90x20x14	51729	5112-0902014	
105x20x14	51731	5112-1052014		
120x20x14	51732	5112-1202014		


Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-13288	Version 16.0

MADRASS/MADRASSYSTEMSYSTEM, KATEGORI 2

BÄDDMADRASS I SKUM, kategori 2

Artikel	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Optimal 5zon				
Leverantör: Care of Sweden				
<i>Mjuk och följsam bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig basmadrass. Ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2.</i>				
	80 x 200 x 6 cm	41685	58-080200	Köpartikel
	85 x 200 x 6 cm	*34102	58-085200	Material: Kallskum
	90 x 200 x 6 cm	30050	58-090200	Överdrag: Hygienöverdrag
	105 x 200 x 6 cm	28540	58-105200	Höjd: 6 cm
	120 x 200 x 6 cm	34655	58-120200	Brukarvikt: 0-150 kg

BÄDDMADRASS i luft med kompressor, kategori 2

Bild	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
OptiCell Soft Plus				
Leverantör: Järven Healthcare				
<i>Statisk luftmadrass som används förebyggande och vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 2. Placeras ovanpå minst 6 cm hög befintlig basmadrass. Manuell inställning efter brukarens vikt och vid lägesändringar.</i>				
	Kompressor			
	Pump OC-15	51740	12-990913-001	OBS! Köpartikel – ej på hyra Kompletteras med madrass nedan
	Madrass OptiCell Soft Plus			
	85 x 200 x 13cm	51737	12-060020-007	OBS! Köpartikel – ej på hyra
	105 x 200 x 13 cm	51738	12-060020-009	Överdrag: Hygienöverdrag
120 x 200 x 13 cm	51739	12-060020-010	Höjd: 13 cm Brukarvikt: 30-250 kg	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-13288	Version 16.0

MADRASSYSTEM, KATEGORI 3







Artikel	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Curocell Area Zone				
Leverantör: Care of Sweden				
<p><i>Madrass som kombinerar luft och skum. (skumbotten, 9 luftceller och BM Optimal 5zon madrass på toppen). Madrassen är självinställande utan elektrisk pump. Inbyggd hälfunktion. Placeras direkt på sängbotten. Skapar förutsättningar till komfort och tryckutjämning. Levereras inkl. hygienöverdrag och transportväska.</i></p>				
	80 x 200 x 18 cm	51733	ZS105-080200-SE0000	Köpartikel Material: Skum + luftceller Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 18 cm Brukarvikt: 0-230 kg
	85 x 200 x 18 cm	51734	ZS105-085200-SE0000	
	90 x 200 x 18 cm	51735	ZS105-090200-SE0000	
	105 x 200 x 18 cm	51736	ZS105-105200-SE0000	
	120 x 200 x 18 cm	52061	ZS105-120200-SE0000	

Bild	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
CuroCell S.A.M Pro				
Leverantör: Care of Sweden				
<p>Utgående – levereras ut i första hand, i mån av tillgång på lager</p> <p><i>Statisk luftmadrass som används förebyggande och vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 3, samt vid smärterapi. Manuell inställning efter brukarens vikt och vid lägesändringar. Placeras ovanpå minst 6 cm hög befintlig basmadrass.</i></p>				
	Kompressor			
		43599	SP101-SE0000	Hyresartikel Kompletteras med madrass nedan
	Madrass			
	85 x 200 x 10 cm	43598	SM103-085200-SE0000	Hyresartikel
105 x 200 x 10 cm	46881	SM101-105200-SE0000	Överdrag: Hygienöverdrag	
120 x 200 x 10 cm	46882	SM101-120200-SE0000	Höjd: 10 cm Brukarvikt: 250 kg	
	Tillbehör till Curocell SAM pro:			
	Inner överdrag "Soft" - Höjer komforten för känsliga brukare.			
	85 x 200x 10 cm	37000	CC-928043	Köpartikel

OptiCell 3 NX V2				
Leverantör: Järven Healthcare				
<p><i>Växeltrycksmadrass med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Kan koppla ur hälceller för extra hälavlastning. Placeras ovanpå minst 6 cm hög befintlig basmadrass</i></p>				
	Kompressor			
	Pump OC-30	52039	12-990500-002	Hyresartikel Kompletteras med madrass nedan
	Madrass			
	85 x 200 x 13 cm	52216	12-020335-002	Hyresartikel
	105 x 200 x 13 cm	52217	12-020335-004	Överdrag: Hygienöverdrag
120 x 200 x 13 cm	52218	12-020335-005	Höjd: 13 cm Brukarvikt: 230 kg	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-13288	Version 16.0

MADRASSYSTEM, KATEGORI 4

Artikel	Storlek	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
CuroCell AUTO 420**				
Leverantör: Care of Sweden Utgående – levereras ut i första hand, i mån av tillgång på lager Växeltrycksmadrass med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Med hälffunktion för avlastning. Placeras direkt på sängbotten.				
	Komplett madrasssystem: Pump & madrass			
	85 x 200 x 20 cm	41653	CC-471212	Hyresartikel Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 20 cm Brukarvikt: 250 kg Komplett madrasssystem: Består av både Pump & madrass
OptiCell 4 PRO **				
Leverantör: Järven Health Care Växeltrycksmadrass med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Kan koppla ur hälceller för extra hälavlastning. Placeras direkt på sängbotten.				
	Kompressor			
	Pump OC-30	52039	12-990500-002	Hyresartikel Kompletteras med madrass nedan
	Madrass OptiCell 4 PRO V2 R6			
	85 x 200 x 16 cm	52036	12-020325-002	Hyresartikel Överdrag: Hygienöverdrag Höjd: 16 cm Brukarvikt: 0-210 kg
105 x 200 x 16 cm	52037	12-020325-004		
120 x 200 x 16 cm	52038	12-020325-005		

**) Vilken kategori 4 madrass som utleverans beror på tillgången på lager.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-13288	Version 16.0