

# Beställningsunderlag hygienstol Clean

Leverantör: Etac

## Viktig information


Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.

Att tänka på:

- Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)
- Vid i- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ger ökad stabilitet (större understödsyta)
- Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)

## Clean Höjdreglerbar

\* = Lagervara

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Clean Höjdreglerbar	*37491	80209205	Passar både golv och väggmonterade toalettstolar. <b>Färg:</b> Grå <b>Sitthöjd:</b> 47,5-60 cm <b>Sitsbredd:</b> 48 cm <b>Bredd mellan armst:</b> 43,5 cm <b>Total bredd:</b> 53,5 cm <b>Brukarvikt:</b> 130 kg



### Ingår i grundutförande

Rygg med ryggklädsel av mesh  
Armstöd  
Standardsits (intimurtag 21,5 x 36,5 cm)










Fotplatta  
Låsbara hjul  
Bäckengeider

## Tillbehör

\* = Lagervara

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<b>Bäcken</b>				
	Bäcken med handtag utan lock	*32538	80209254	<b>Köp.</b> Färg: Grå
<b>Ryggalternativ</b>				
	Comfort komfortskal			
	Komfortskal till Clean	38102	80209228	<b>Köp.</b> Mjuk rygg med integrerade armstödsdynor. <b>OBS – Passar endast tillsammans med hård ryggplatta, se nedan</b>
	Hård ryggplatta	41083	84006146	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1664	Version 16.0

	<b>Bålstöd</b>		<b>35701</b>	80209509	<b>Köp.</b> Ger stöd åt bålen för ett bättre sittande
<b>Benstödsalterativ</b>					
	<b>Vinkelställbart benstöd - Levereras med fotstöd för motsatta sida inkl. fästen</b>	<b>Utgått från leverantör, ej längre beställningsbar!</b>			
	<b>Delade fotstöd – Levereras inkl. fästen</b>		<b>42695</b>	80209250	
	Fotstöd, par Uppfällbara				
<b>Sits</b>					
	<b>Mjuksits</b> Värmereflekerande mjuksits Bredd urtag: 18 cm		<b>*37596</b>	80209260	<b>Köp.</b>
	<b>Komfortsits mjuk</b> En extra mjuk sits, skålad för ökad komfort. Mått urtag: B15 x L36,7 cm		<b>37569</b>	80209301	<b>Köp</b>
	Mått urtag: B18 x L36,7 cm		<b>42482</b>	80209227	<b>Köp</b>
<b>Säkerhet</b>					
	<b>Säkerhetsbälte, delbart</b>		<b>10746</b>	80209034	<b>Köp.</b> Fästs i ryggen
	<b>Höftbälte, enkelt</b>		<b>*32542</b>	80209440	<b>Köp.</b> Fästs runt rören med kardborre
	<b>Bröstbälte, enkelt</b>		<b>32543</b>	80209442	<b>Köp.</b> Fästs i ryggstödet. <b>Används alltid i kombination med höftbälte!</b>
<b>Övrigt</b>					
	<b>Tvärså</b>		<b>*28286</b>	80209246	För ökad trygghet och stöd för brukaren. <b>OBS! Ersätter inte bröst- och höftbälte som säkerhet</b>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1664	Version 16.0