

# Beställningsunderlag för Ocean Vip/ Ocean Vip Ergo – Ocean Dual Vip/ Ocean Dual Vip Ergo

Leverantör: Invacare

## Viktig information

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.



Att tänka på:

- Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)
- Vid i- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ger ökad stabilitet (större understödsyta)
- Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)

## Ersättningskedja hygienstol med sitstilt

1: a hand	<b>Ocean Vip</b>	27050
2: a hand	<b>Swift Mobil tilt</b>	32593
3: e hand	<b>Ocean Vip</b>	37398
4: e hand	<b>Ocean Vip Ergo</b>	50173
5:e hand	<b>Swift Mobil tilt 2</b>	52986

## Ocean Vip



Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	<b>Ocean Vip</b> <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	<b>37398</b>	1525950	<b>Sitthöjd:</b> 51-61 cm <b>Höjd sits – fotplatta:</b> 34,5 – 46,5 <b>Bredd mellan armst:</b> 47,5 cm <b>Total bredd:</b> 59,5 cm <b>Sitsbredd:</b> 50 cm <b>Sittdjup:</b> 45 cm <b>Sitstilt:</b> 0 till 35° <b>Brukarvikt:</b> 150 kg
	<b>Ocean Vip Ergo</b> <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	<b>*50173</b>	1643738	<b>Sitthöjd:</b> 51-61 cm <b>Höjd sits – fotplatta:</b> x <b>Bredd mellan armst:</b> 45,5 cm <b>Total bredd:</b> 56,5 cm <b>Sitsbredd:</b> 48 cm <b>Sittdjup:</b> 48 cm <b>Sitstilt:</b> -5° till 40° <b>Brukarvikt:</b> 150 kg

## Ingår i grundutförande

**Armstöd**  
**Fotstöd**, med hälband och vinkelställbara fotplattor  
**Standard sits** (Intimurtag: 32,5x19,5 cm)  
**Huvudstöd** med standardstag  
**Ryggstöd**, fällbart med justerbart ryggband  
**Hjul med låsning**  
**Bäckengeider**

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5918	Version 28.0

Ersättningskedja hygienstol med sitstilt- och fällbar ryggvinkel				
1: a hand	<b>Ocean Dual Vip</b>	28882		nackstöd med standardstag
2: a hand	<b>Ocean Dual Vip</b>	37416		nackstöd med standardstag
3: e hand	<b>Ocean Dual Vip</b>	42259		nackstöd med multijusterbart stag
4: e hand	<b>Ocean Dual Vip Ergo</b>	50174		nackstöd med multijusterbart stag


Ocean Dual Vip				
Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	<b>Ocean Dual Vip</b> <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	<b>42259</b>	1641374	<b>Sitthöjd:</b> 51-61 cm <b>Höjd sits – fotplatta:</b> 34,5 – 46,5 <b>Bredd mellan armst:</b> 47,5 cm <b>Total bredd:</b> 62,5 cm <b>Sitsbredd:</b> 50 cm <b>Sittdjup:</b> 45 cm <b>Sitstilt:</b> 0 till 35° <b>Ryggvinkel:</b> 10 till 50° <b>Brukarvikt:</b> 150 kg
	<b>Ocean Dual Vip Ergo</b>	<b>*50174</b>	1648832 1647439	<b>Sitthöjd:</b> 47,5-60 cm (bak) 53,5-65,8 cm (fram) <b>Höjd sits – fotplatta:</b> x <b>Bredd mellan armst:</b> 45,5 cm <b>Total bredd:</b> 56,5 cm <b>Sitsbredd:</b> 48 cm <b>Sittdjup:</b> 48 cm <b>Sitstilt:</b> -5° till 40° <b>Ryggvinkel:</b> 5 till 35° <b>Brukarvikt:</b> 150 kg

### Ingår i grundutförande










Armstöd med armstödslås  
 Hjul med låsning  
 Bäckengeider  
 Tippskydd bak  
 Huvudstöd med multijusterbart stag\* (se ovan ersättningskedja)  
 Fotstöd, med hälband och vinkelställbara fotplattor  
 Standard sits (Intimurtag: 20,5 x 32 cm)  
 Ryggstöd, fällbart med justerbart ryggband

## Tillbehör












\*) = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev. Art nr	Kommentar
<b>Fotstödsalterantiv</b>				
	<b>Amputations- och vadstöd – utgående äldre modell</b>			Vinkelställbart som kan justeras i djup och vinkel
	Höger	<b>37451</b>	1556893	
	Vänster	<b>37452</b>	1556894	
	<b>Amputations- och vadstöd - Med fler infästningshål</b>			
Höger	<b>*43247</b>	AP1643573		
Vänster	<b>*43248</b>	AP1643574		





Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5918	Version 28.0

	<b>Vinkelställbara benstöd inkl. fotplatta – utgående äldre modell</b>			Leverantören rekommenderar att använda tippstöd fram tillsammans med vinkelställbara benstöd
	Höger	<b>36879</b>	1546439	
	Vänster	<b>36880</b>	1546705	
	<b>Vinkelställbara benstöd inkl. fotplatta - Med fler infästningshål</b>			
Höger	<b>*43245</b>	AP1643543		
Vänster	<b>*43246</b>	AP1643572		
<b>Armstödsalterativ</b>				
	<b>Passar endast Ocean Vip och Ocean Dual Vip (ej till nya Ergo-modellen)</b>			
	<b>Breddningssats</b>	<b>*27906</b>	1470086	Breddar avståndet mellan armstöden med 8 cm.
	<b>Passar endast Ocean Vip och Ocean Dual Vip (ej till nya Ergo-modellen)</b>			
	<b>Armstödslåsning (par)</b>	<b>*32198</b>	1470077	Låser armstöden i upp/nerfällt läge. <i>Ingår i grundutförandet på Ocean Dual Vip</i>
	<b>Passar endast Ocean Vip Ergo och Ocean Dual Vip Ergo</b>			
	<b>Armstödslåsning 2.0 (par)</b>		AP1643760	Låser armstöden i upp/nerfällt läge. <i>Ingår i grundutförandet på Ocean Dual Vip Ergo</i>
<b>Ryggalterativ</b>				
	<b>Mjukrygg med sidostöd (blå)</b>	<b>*42219</b>	13681	<b>Köp</b> OBS! Förkortar sittdjupet Förskjuter tyngdpunkten fram.
	<b>Bålstöd inkl. fäste (st)</b> (passar både hö och vä sida)	<b>37590</b>	1535077	
<b>Nackstödsalternativ</b>				
	<b>Multijusterbart stag till nackstöd</b>	<b>*37397</b>	1531613	Djupställbart, sidojusterbart  <b>OBS! Standard på nyaste utförandet av Ocean Dual Vip (sesam: 42259)</b>
<b>Sitsar</b>				
	<b>Passar endast Ocean Vip och Ocean Dual Vip (ej till nya Ergo-modellen)</b>			
	<b>Mjuksits med hygienurtag</b> Mått hygienurtag: 31,5x18 cm	<b>*27133</b>	1470075	<b>Köp</b> – Placeras ovanpå standardsitsen
	<b>Mjuksits med ovalt hål</b> Mått hygienurtag: 22,5x15 cm	<b>*25044</b>	16342	<b>Köp</b> – Placeras ovanpå standardsitsen

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5918	Version 28.0

	<b>Extra mjuk mjuksits</b> Mått hygienurtag: 33x21,5 cm	<b>*33949</b>	1531259	<b>Köp</b> – Placeras ovanpå standardsitsen
	<b>Stänkskydd</b>	<b>*25766</b>	16511	<b>Köp.</b> Placeras i hygienurtaget på mjuksitsen Passar ej i med ovalt hål eller extra mjuk mjuksits.
<b>Passar endast Ocean Vip Ergo och Ocean Dual Vip Ergo</b>				
	<b>Mjuksits standard</b> Mått hygienurtag: 34x26 cm	<b>50176</b>	AP1603142	<b>Köp</b>
	<b>Mjuksits standard med litet hål</b> Mått hygienurtag: 22,5x15 cm	<b>50177</b>	AP1603145	<b>Köp</b>
	<b>Extra mjuk mjuksits</b> Mått hygienurtag: 33x21,5 cm	<b>50180</b>	AP60121311	<b>Köp</b>
	<b>Stänkskydd Ergo</b>	<b>50178</b>	AP16031555	<b>Köp</b>
<b>Bäcken</b>				
	<b>Bäcken med lock och handtag</b>	<b>*23814</b>	10230	<b>Köp</b>
<b>Säkerhet</b>				
	<b>Bröstmålte, inkl. fäste</b> Mått: 98-110 cm	<b>*30423</b>	1470081	<b>Köp.</b> Bröstmålten fästs på ryggrören.
	<b>Höftpositioneringsbälte, inkl. fäste</b> Mått: 98-110 cm	<b>*30136</b>	1470082	<b>Köp.</b> Höftbältet fästs under sitsen.
	<b>Bröstmåltesklämma(st)</b>	<b>32526</b>	1522314	<b>Köp</b> Reservdel till bröstbälte ovan. Kan även användas för att fästa ryggbandet för att förhindra att det hasar ner
	<b>Höftbältesklämma(st)</b>	<b>39711</b>		<b>Köp</b> Reservdel till höftbälte ovan.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5918	Version 28.0

	<b>Tippskydd för Ocean stolarna (Passar ej Ergo-stolarna)</b>			
	<b>Tippstöd bak (par)</b>	<b>*28874</b>	1470833	Standard på Ocean Dual Vip. Tillbehör till Ocean Vip <i>Passar ej Ergo-stolarna</i>
	<b>Tippskydd/tippstöd fram (par)</b>	<b>* 34598</b>	1535936	Se rekommendation vid användning av vinkelställbara benstöd <i>Passar ej Ergo-stolarna</i>
	<b>Tippskydd för Ocean Ergo-stolarna</b>			
	<b>Tippskydd fram alt bak till Ocean Vip Ergo Ocean Dual Vip Ergo</b>	<b>*50179</b>	AP1603992	Passar till Ocean Dual Vip Ergo fram  <i>Tippskydd bak ingår i grundutförande för Ocean Dual Vip Ergo</i>
<b>Övrigt</b>				
	<b>Barriär (tvärså), 54 cm</b> <i>Passar ej Ergo-stolarna</i>	<b>*26280</b>	10167-10	För ökad trygghet och stöd för brukaren.
	<b>Barriär 2.0 std Ergo</b> <i>Passar för Ergo-modellerna</i>	<b>51455</b>	AP60123732	<b>OBS! Ersätter inte bröst- och höftbälte som säkerhet</b>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5918	Version 28.0