



Beställningsunderlag rollator Rebel

Leverantör: Human Care



Rollator Rebel

*=Lagervara








Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Rebel - Standardmodeller				
	Rebel 57 cm smal	*27973	22140Q6	Sitthöjd: 62 cm Handtagshöjd: 75-93 cm Total bredd: 57 cm Brukarvikt: 140 kg
	Rebel 62 cm standard	*24314	22240Q6	Sitthöjd: 62 cm Handtagshöjd: 75-93 cm Total bredd: 62 cm Brukarvikt: 140 kg
	Rebel 62 cm låg	33592	22241	Sitthöjd: 54 cm Handtagshöjd: 68-86 cm Total bredd: 62 cm Brukarvikt: 140 kg
	Rebel 62 cm hög	53498	22244	Sitthöjd: 62 cm Handtagshöjd: 80-98 cm Total bredd: 62 cm Brukarvikt: 140 kg
Rebel - Förstärkt				
	Rebel 62 förstärkt Utgående - levereras i mån av tillgång på lager	50830	71221	Sitthöjd: 62 cm Handtagshöjd: 75-93 cm Total bredd: 62 cm Brukarvikt: 250 kg
	Rebel 67 förstärkt	*29410	71321	Sitthöjd: 62 cm Handtagshöjd: 75-93 cm Total bredd: 67 cm Brukarvikt: 250 kg
Nya Rebel levereras ut med en transporthake för att kunna säkra rollator i hopfällt läge				

Tillbehör

*=Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Korg				
	Korg	*23931	10605	Köp Maxvikt: 10 kg
Bricka				
	Passar alla storlekar	*34454	10651	Köp

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-9961	Version 24.0

Käpphållare				
	Käpphållare	*24315	10603	Köp Underlättar medtagande av käpp.
Ryggband				
	Passar till: 57, 62 och 67 cm	*24316	10621	
Broms				
	Släpbroms	*54233	10624	Par Gör rollatorn mindre lätttrullad. Enkel montering utan verktyg.
	Antistatisk vajer	*52713	89745	Köp Om man upplever problem med stötar från rollator när släpbroms är monterad
	Enhandsbroms	*28287	10652	Möjliggör att styra bromsarna med en hand.
Syrgashållare				
	Syrgashållare inkl spännband.	21871	10615	Passar syrgastub: 1-5 l.
Hemilegihandtag				
OBS!				
– Hemilegihandtag FÅR INTE monteras på rollator Sittbredd 57 cm pga. Tipp risken.				
– Hemilegihandtag FÅR INTE monteras på båda sidor samtidigt – vid behov av underarmsstöd på både höger och vänster sida hänvisas till RA-rollator				
	Underarmsstöd för svag sida höger.	33440	22116	Inkl. enhandsbroms vä.
	Underarmsstöd för svag sida vänster.	33441	22115	Inkl. enhandsbroms hö.
	Teleskoprör kort till underarmsstöd	53373	20-010K	Köp 12 cm kortare rör om man önskar lägre underarmsstöd. Beställs tillsammans med ovan underarmsstöd
Droppställning				
	Droppställning	*43346	92907	Max belastning 3 kg

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-9961	Version 24.0