

# Beställningsunderlag för Cross 5 XL

Leverantör: Etac



## Grundutförande

Sittbredd	Sesam nr kort ram	Sesam nr lång ram	Lev.art nr	Kommentar
47,5 cm	37432	37433	13126111/13126112	<b>Färg:</b> Midnattsblå <b>Sittdjup:</b> 36-42 cm (kort ram) 42-48 cm (lång ram) <i>Med 3Arygg kan sittdjupet förlängas ytterligare 7 cm i varje storlek</i> <b>Sitthöjd:</b> 40-51 cm <b>Rygghöjd:</b> 32-45 cm (std: 40 cm) <b>Camber:</b> 2° <b>Total bredd:</b> Sittbredd + 21 cm <b>Brukarvikt:</b> 160 kg
50,0 cm	37430	37408	13126113/13126114	
52,5 cm	37085	37377	13126115/13126116	
55,0 cm	37434	37435	13126117/13126118	
57,5cm	37436	37437	13126119/13126120	
60,0 cm	37438	37439	13126121/13126122	
<b>Tillbehör som ingår i grundutförandet</b>				
<b>Rygg 3A</b> (kan justeras höjd, vinkel och djup) <b>Benstöd</b> , svängbara med vinkelställbara fotplattor <b>Armstöd</b> , korta (25 cm), höj- och sänkbara <b>Körhandtag</b> , höjreglerbara avtagbara			<b>Tippskydd</b> (x2) <b>24" drivhjul</b> massiva med rostfri drivring <b>6,5" länkhjul</b> , massiva <b>Brukarbroms med vinklat, rött handtag</b> <b>Transportfästen</b>	

## Mall för val av sitthöjd/köregenskaper

(Andra kombinationer och mer information, se Etac´s Handbok Cross)

Beställ de komponenter som behövs för önskad sitthöjd, se tillbehörslista nedan




<b>DRIVHJULSPOSITION</b>				
<b>Välj Balansläge 1-6, Standard pos.4</b>				
Om annan pos. än standard önskas ska detta anges i meddelanderutan i WebSesam				
Sitthöjden ställs alltid plant om inget annat anges av förskrivaren.				
<p><b>Stolen är godkänd för lägre sitthöjder än i tabellen nedan, men då sänks brukarvikten till 100/135 kg vilket motsvarar Standard Cross 5.</b>                      – Kontakta konsulent vid fundering på lägre sitthöjd!</p>				
● = Grundinställning (D4)				
<b>OBS!</b> Tippskydden är densamma för alla höjder (36195 x 2)				
Sitthöjder	Drivhjul	Position Drivhjul	Länkhjul	Framgaffel
40,0 cm	20" 36918 x2	D-rad	6" 37133 x2	Kort förstärkt 37132 x2
	22" 36919 x2	E-rad		

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-819	Version 22.0









41,0 cm	24" Standard	F-rad	6,5" Standard	Kort förstärkt 37132 x2
42,0 cm	20" 36918 x2	C-rad	6,5" Standard	Kort förstärkt 37132 x2
	22" 36919 x2	D-rad		
43,0 cm	24" Standard	E-rad	6,5" Standard	Kort förstärkt 37132 x2
44,0 cm	20" 36918 x2	B-rad	6,5" Standard	Medium förstärkt Standard
	22" 36919 x2	C-rad		
● 45,0 cm	24" 36920 x 2	D-rad	6,5" 17221 x2	Medium förstärkt Standard 37158x2
46,0 cm	20" 36918 x2	A-rad	6,5" Standard	Medium förstärkt Standard
	22" 36919 x2	B-rad		
47,0 cm	24" Standard	C-rad	6,5" Standard	Medium förstärkt Standard
48,0 cm	22" 36919 x2	A-rad	6,5" Standard	Medium förstärkt Standard
49,0 cm	24" 36920 x 2	B-rad	6,5" Standard	Medium förstärkt Standard
51,0 cm	24" Standard	A-rad	6,5" Standard	Medium förstärkt Standard

## Tillbehör – sortiment








\*=Lagervara

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Drivhjul</b>				
<b>OBS! Dessa drivhjul passar endast till Cross 5 (får ej monteras på Cross 1)</b>				
	<b>Drivhjul</b> 24" massiva med rostfria drivr. 22" massiva med rostfria drivr 20" massiva med rostfria drivr.	36920 *36919 *36918	27567 27555 27544	Ingår i std.
<b>Drivringar</b>				
	<b>Drivring - cellgummi</b> 24" 22" 20" <b>Drivring - Plastad grå/svart</b> 24" 22" 20"	*18517 16965 16523 *22181 23388 37048	80800 24551 24442 80894 80895 81229	
<b>Länkhjul/ framgaffel</b>				
	<b>Länkhjul</b> 6" 6,5"	*37133 *17221	25664 25339	Ingår i std.








Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-819	Version 22.0

	<b>Framgaffel (förstärkta)</b> Medium Kort	<b>*37158</b> <b>*37132</b>	24835 24834	Ingår i std.
<b>Benstödsalternativ</b>				
	<b>Vinkelställbar benstödsöverdel med polstrad vadplatta</b>  -Benstödsöverdel (passar både höger - vänster)  -Konsol för vadplatta  -Polstrad vadplatta: 45-50 cm 50-60 cm	<b>*11503</b>  <b>*15753</b>  <b>*16497</b> <b>*36921</b>	25660-01  24544-01  62104-60 62451-60	OBS! Benstödsöverdel+ konsol+ polstrad vadplatta behövs för ett komplett vinkelställbart benstöd. Standardfotplattan används.
	<b>Vinkelställbar benstödsöverdel med vadplatta plast</b>	<b>*24209</b>	26100	Passar både höger- vänster
	<b>Amputationsbenstöd</b> Höger Vänster	<b>31677</b> <b>38415</b>	26210-60-1 26210-60-2	Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled.
<b>Fotplatta</b>				
	<b>Fotplatta med långt infästningsrör</b> Sittbredd 47,5 cm Höger Vänster  Sittbredd 50-60 cm Höger Vänster	<b>*19879</b> <b>*31441</b>  <b>*20763</b> <b>*20764</b>	25737-1 25737-2  25652-1 25652-2	10 cm längre än standard (Standard: 33-51cm)
	<b>Hälband</b>	<b>*11722</b>	24458	
	<b>Vadband</b> Sittbredd: 45-47,5 cm Sittbredd: 50-52,5 cm Sittbredd: 55-60 cm	<b>*16357</b> <b>16358</b> <b>x</b>	25358 25359 26062	Köp
	<b>Förlängningsdel till fotplatta</b> Sittbredd: 45-47,5 cm Sittbredd: 50-60 cm	<b>21933</b> <b>21934</b>	50799 50800	Monteras på befintlig fotplatta
	<b>Polstring till delade fotplattor</b> 42,5 – 50 cm Hö 42,5 – 50 cm Vä  52,5 – 60 cm Hö 52,5 – 60 cm Vä	<b>41790</b> <b>41792</b>  <b>47875</b> <b>47876</b>	63189-60-1 63189-60-2  63192-60-1 63192-60-2	Köp

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-819	<b>Version</b> 22.0

<b>Armstödsalternativ</b>				
	<b>Långa armstöd 38 cm</b> Höger Vänster	<b>*11337</b> <b>*11339</b>	25173-1 25173-2	
	<b>Polster till korta armstöd (25 cm)</b> <b>Polster till långa armstöd (38 cm)</b>	<b>*16648</b> <b>*17178</b>	62282-60 62283-60	Köp Köp
	<b>Armstödsdyna Hemi</b> Höger Vänster	<b>*20579</b> <b>*20482</b>	25770-60-1 25770-60-2	Överdrag i plysch. Monteras på långa armstöd
<b>Lårstöd</b>				
	<b>Kort modell (50 cm)</b> Höger Vänster	<b>35543</b> <b>35544</b>	27391-1 27391-2	Monteras på befintligt armstöd.
	<b>Kort modell (57 cm)</b> Höger Vänster	<b>35104</b> <b>35105</b>	27392-1 27392-2	
<b>Bord, transparent plexiglas</b>				
	Till Sittbredd: 47,5 cm Till Sittbredd: 50,0 cm Till Sittbredd: 52,5 cm Till Sittbredd: 55,0 cm Till Sittbredd: 57,5 cm Till Sittbredd: 60,0 cm	<b>*19876</b> <b>*15235</b> <b>24084</b> <b>24085</b> <b>24086</b> x	25731 24601 26020 26021 26022 26907	Bordet monteras på långa armstöd.
<b>Huvudstöd</b>				
	<b>Huvudstöd (26x14 cm)</b>	<b>*18856</b>	24462-60	Reglerbar i höjd, djup, vinkel.  Kompletteras med huvudstödsfäste och monteras på körbygel
	<b>Huvudstödsstödsfäste</b>	<b>*27445</b>	25795	
	<b>Körbygel</b> Till Sittbredd: 47,5 cm Till Sittbredd: 50,0 cm Till Sittbredd: 52,5 cm Till Sittbredd: 55,0 cm Till Sittbredd: 57,5 cm Till Sittbredd: 60,0 cm	X <b>39057</b> <b>38686</b> <b>30467</b> <b>27904</b> x	27434-01 26063-01 26064-01 26068-01 26069-01 26070-01	
<b>Ryggalternativ</b>				
	<b>Komfortöverdrag</b> Till Sittbredd: 47,5 cm Till Sittbredd: 50,0 cm Till Sittbredd: 52,5 cm Till Sittbredd: 55,0 cm Till Sittbredd: 57,5 cm Till Sittbredd: 60,0 cm	<b>36959</b> <b>36960</b> <b>42478</b> <b>52031</b> <b>54750</b> <b>54751</b>	62961-60 62962-60 62963-60 62964-60 62965-60 62966-60	Köp Med extra tjock polstring

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-819	<b>Version</b> 22.0

<b>Ryggkilar</b>				
	Kort 15 cm Lång 30 cm	*36961 *40755	63012-60 63013-60	Köp. Mjuka ryggkilar som fästs med kardborre mot klädseln
<b>Bålstöd</b>				
	Plysch, polstrat. Justerbart i höjd, djup och bredd	34119	27395	
<b>Ekerskydd</b>				
	20" 22" 24"	*16016 *11746 *13871	25502-29 25503-29 25504-29	Plast med gult tryck.
<b>Enhandsdrift</b>				
	<b>Drivenhet</b> 24" 22" 20" <b>Teleskopaxel</b> Sittbredd: 45-50 cm Sittbredd: 52,5-57,5 cm Sittbredd: 60 cm	27583 31379 30758 27585 29249 x	26522 26533 26534 27319 27320 27321	Både drivenhet och teleskop axel behövs.  <b>Ange i beställningen på vilken sida framdrivningen ska placeras.</b>
<b>Broms</b>				
	<b>Bromsspakförlängare</b>	*15818	25518	Passar både höger och vänster sida
	<b>Enhandsbroms komplett</b> Höger Vänster	*27582 *27295	27531-1 27531-2	
<b>Käpphållare</b>				
	Universal	*34219	27327	
<b>Höftbälte</b>				
	Höftbälte, ca 100 cm långt.	*20589	25668	Köp
	Höftbälte, ca 120 cm långt	*27085	26163	
	Universal med snäpplås – går att korta (ca 165 cm långt)	*11721	62190	
<b>Monteringssats till Lille Viking</b>				
<b>Vid behov av denna artikel, kontakta hjälpmedelskonsulent</b>				
	Sittbredd: 37,5 – 47,5 cm Sittbredd: 50 – 57,5 cm		UB200624K UB200624L	Körbygel bör användas för stabilitet (se nedan).
<b>Körbygel till Lille Viking</b>				
	Till sittbredd: 47,5 cm Till sittbredd: 50,0 cm Till sittbredd: 52,5 cm Till sittbredd: 55,0 cm Till sittbredd: 57,5 cm	31443 28084 31444 30160 31445	26298-01 26299-01 26300-01 26301-01 26302-01	Körbygel som är förlängd 5 cm vilket gör att vårdaren kommer lite längre ifrån motorn och får då bättre gångutrymme.

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-819	<b>Version</b> 22.0