

Beställningsunderlag Cross 5

Leverantör: Etac



Grundutförande

*= Lagervara

| Sittbredd | Sesam nr Kort ram | Sesam nr Lång ram | Lev.art nr Kort/lång ram | Kommentar |
|--|--|----------------------|--|--|
| 35,0 cm | 36909 | 37458 | 13126001/13126002 | Färg: Midnattsblå |
| 37,5 cm | 36910 | 37460 | 13126003/13126004 | Sittdjup: 36-42 cm (kort ram) |
| 40,0 cm | 36911 | 37403 | 13126005/13126006 | 42-48 cm (lång ram) |
| 42,5 cm | 36912 | 37034 | 13126007/13126008 | Med 3Arygg kan sittdjupet förlängas |
| 45,0 cm | 36913 | 37154 | 13126009/13126010 | +7 cm i varje storlek |
| 47,5 cm | 36914 | 37461 | 13126011/13126012 | Sitthöjd: 34-51 cm |
| 50,0 cm | 36915 | 37462 | 13126013/13126014 | Rygghöjd: 32-45 cm (std: 40 cm) |
| | | | | Total bredd: Sittbredd + 21 cm |
| | | | | Camber: 2° |
| | | | | Brukarvikt: 135 kg |
| Tillbehör som ingår i grundutförandet | | | | |
| Rygg 3A | Kan justera höjd, vinkel och djup | | 24" drivhjul | Massiva med rostfri drivring |
| Sits | inkl. sitsförlängningsband | | 6,5" länkhjul | Massiva |
| Benstöd | Svängbara med vinkelställbara fotplattor | | Framgaffel | Medium |
| Armstöd | Korta (25 cm), höj och sänkbara | | Brukarbroms med vinklat, rött handtag | |
| Körhandtag | Höjdregerbara avtagbara | | Transportfästen | |
| Tippskydd | | | | |

Tänk på detta vid beställning av cross 5...

- Förskriv de komponenter som behövs för önskad sitthöjd, enligt höjdtabell nedan.
- Viktig information som anges vid beställning (anges i rutan "övrig information" i WebSesam)

Önskad sitthöjd i klartext (om annan än standard)


ex. *Önskar sitthöjd 38,5 cm*

Önskad drivhjulsbalansering (1-6, standardläge är 4)

ex. *Balansläge 3*






Mall för val av sitthöjd/köregenskaper





(Andra kombinationer och mer information, se Etac´s Handbok Cross)









| DRIVHJULSPOSITION | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| <p>● = Standardinställning, om inget annat anges (D4)</p> <p>Sitthöjden ställs alltid plant om inget annat anges av förskrivaren. Cross 5:ans standard-tipskydd passar till alla sitthöjder.</p> | | | | | |
|  | | | | | |
| Sitthöjder | Drivhjul | Position Drivhjul | Länkhjul | Framgaffel | Övriga tillbehör som måste förskrivas för önskad sitthöjd |
| 34,0 cm | 20" 36918 x2 | G-rad | 4" 36194 x2 | Extra kort 36917 x 2 | Framgaffelfäste, lågt: 36193 x 2 |
| | | | | | Lock till framgaffelfäste: 37249 x 2 |
| <p>OBS! Vid användning av 4" länkhjul sänks brukarvikten till 100 kg! Vid sitthöjd 34 cm måste man komplettera med: <u>kort, snäv benstödsöverdel samt fotplattor med kort infästningsrör</u></p> | | | | | |
| 36,0 cm | 20" 36918 x2 | F -rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | Framgaffelfäste, lågt: 36193 x 2 Lock till framgaffelfäste: 37249 x 2 |
| 36,5 cm | 22" 36919 x2 | G-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | Framgaffelfäste, lågt: 36193 x 2 Lock till framgaffelfäste: 37249 x 2 Distans för montering i G-rad: 37047 x 2 |
| 38,0 cm | 20" 36918 x2 | E-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 38,5 cm | 22" 36919 x2 | F-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 39,0 cm | 24" Standard | G-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | Distans för montering i G-rad: 37047 x 2 |
| 40,0 cm | 20" 36918 x2 | D-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 40,5 cm | 22" 36919 x2 | E-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 41,0 cm | 24" | F-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 42,0 cm | 20" 36918 x2 | C-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 42,5 cm | 22" 36919 x2 | D-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 43,0 cm | 24" | E-rad | 5" 27308 x2 | Kort 15798 x2 | |
| 44,0 cm | 20" 36918 x2 | B-rad | 6,5" | Kort 15798 x2 | |
| 44,5 cm | 22" 36919 x2 | C-rad | 6,5" | Medium | |
| ● 45,0 cm | 24" 36920 x 2 | D-rad | 6,5" 17221 x2 | Medium 36916 x2 | |
| 46,0 cm | 20" 36918 x2 | A-rad | 6,5" | Medium | |
| 46,5 cm | 22" 36919 x2 | B-rad | 6,5" | Medium | |
| 47,0 cm | 24" | C-rad | 6,5" | Medium | |
| 48,5 cm | 22" 36919 x2 | A-rad | 6,5" | Medium | |
| 49,0 cm | 24" | B-rad | 6,5" | Medium | |
| 51,0 cm | 24" Standard | A-rad | 6,5" Standard | Medium Standard | |







Tillbehör - sortiment











* = Lagervara







| Bild | Artikel | Sesam nr | Lev. Art nr | Kommentar |
|---|---|---------------|-------------|---|
| Drivhjul (styck) | | | | |
| | Massivt däck inkl. drivring | | | |
| | 24" Massiva med rostfri drivring | 36920 | 27567 | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
| | 22" Massiva med rostfri drivring | 36919 | 27555 | |
| | 20" Massiva med rostfri drivring | 36918 | 27544 | |
| Drivringar, Standardhjulen är utrustade med rostfria drivringar. | | | | |
| | Cellgummi | | | |
| | 24" | *18517 | 80800 | |
| | 22" | 16965 | 24551 | |
| | 20" | 16523 | 24442 | |
|  | Plastad svart | | | |
| | 24" | *22181 | 80894 | |
| | 22" | 23388 | 80895 | |
| | 20" | 37048 | 81229 | |
| | Rostfri | | | |
| | 24" | 16549 | 24023 | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
| | 22" | 27539 | 24395 | |
| | 20" | 19113 | 21034 | |
| Länkhjul (styck) | | | | |
| | 6,5" massivt 165x30 | 17221 | 27866 | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
| | 5" massivt 125x30 | 27308 | 27865 | |
| Framgaffel (styck) | | | | |
| | Medium | 36916 | 24678 | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
| | Kort | 15798 | 24677 | |
| | Extra kort | 36917 | 26238 | |
| Framgaffelfäste | | | | |
|  | Medium (komplett med lock) | | 28147 | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
| | Lågt + Lock | 36193 | 28633 | Krävs för vissa sitthöjder se tabell sida 2 |
| | | 37249 | 50429 | |
| | Breddat (komplett med lock) | 19884 | 25763 | Breddar ut länkhjulen för ex. bättre sparkutrymme. (gäller från Sitthöjd 36) |
| Benstödsalternativ | | | | |
|  | Benstödsöverdel, standard (vid vinkel) | | | |
| | Passar både höger och vänster sida. | 17333 | 25574-01 | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
|  | Benstödsöverdel, snäv vinkel | | | |
| | Passar både höger och vänster sida. Beställs styck | *16512 | 25570-01 | Fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. (L: 28 cm) Passar endast med 5" länkhjul |
|  | Benstödsöverdel, kort, snäv vinkel | | | |
| | Passar både höger och vänster sida. Beställs styck | *12851 | 25571-01 | Gör så att fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. 7 cm kortare (L: 21 cm) Kompletteras med fotplatta kort |

| Vinkelställbar benstödsöverdel med polstrad vadplatta | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|---------|
|  | Benstödsöverdel Passar både höger-vänster | *11503 | 25660-01 | Benstödsöverdel + konsol + polstrad vadplatta behövs för ett komplett vinkelställbart benstöd. Standardfotplattan används. | | |
| | Konsol för vadplatta | *15753 | 24544-01 | | | |
| | Polstrad vadplatta: 35-37,5 cm 40-50 cm 50-60 cm | *16330 *16497 *36921 | 62105-60 62104-60 62451-60 | | | |
| Vinkelställbar benstödsöverdel med vadplatta plast | | | | | | |
|  | | *24209 | 26100 | Passar både höger-vänster | | |
| Amputationsbenstöd | | | | | | |
|  | Passar både höger och vänster sida | *17944 | 25516-60 | Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled | | |
| Fotplatta/tillbehör | | | | | | |
| Fotplatta med standard infästningsrör | | | | | | |
|  | Sb. 35,0 cm | Höger | 17105 | 25641-1 | <i>Ingår i grundutförandet för respektive storlek</i> Standardfotplatta längd: 33-51cm | |
| | | Vänster | 17106 | 25641-2 | | |
| | Sb. 37,5 cm | Höger | 16513 | 25642-1 | | |
| | | Vänster | 16514 | 25642-2 | | |
| | Sb. 40,0 cm | Höger | 13892 | 25643-1 | | |
| | | Vänster | 13891 | 25643-2 | | |
| | Sb. 42,5 cm | Höger | 17352 | 25644-1 | | |
| | | Vänster | 17353 | 25644-2 | | |
| | Sb. 45,0 cm | Höger | 13894 | 25645-1 | | |
| | | Vänster | 13893 | 25645-2 | | |
| | Sb. 47,5 cm | Höger | 19878 | 25736-1 | | |
| | | Vänster | 19954 | 25736-2 | | |
| | Sb. 50,0 cm | Höger | 17356 | 25646-1 | | |
| | | Vänster | 17357 | 25646-2 | | |
| | Fotplatta med långt infästningsrör (+10 cm) | | | | | |
| | | Sb. 35,0 cm | Höger | 31435 | | 25647-1 |
| | | Vänster | 31436 | 25647-2 | | |
| | Sb. 37,5 cm | Höger | 31437 | 25648-1 | | |
| | | Vänster | 31438 | 25648-2 | | |
| | Sb. 40,0 cm | Höger | *31439 | 25649-1 | | |
| | | Vänster | *31440 | 25649-2 | | |
| | Sb. 42,5 cm | Höger | *30412 | 25650-1 | | |
| | | Vänster | *30109 | 25650-2 | | |
| | Sb. 45,0 cm | Höger | *25952 | 25651-1 | | |
| | | Vänster | *21155 | 25651-2 | | |
| | Sb. 47,5 cm | Höger | *19879 | 25737-1 | | |
| | | Vänster | *31441 | 25737-2 | | |
| | Sb. 50,0 cm | Höger | *20763 | 25652-1 | | |
| | | Vänster | *20764 | 25652-2 | | |

| | | | | |
|---|---|---------------|----------------|---|
|  | Fotplatta med extra kort infästningsrör (– 8 cm) | | | |
| | Sb. 35,0 cm | Höger | 16474 | 25653-1 |
| | | Vänster | 16475 | 25653-2 |
| | Sb. 37,5 cm | Höger | 17354 | 25654-1 |
| | | Vänster | 17355 | 25654-2 |
| | Sb. 40,0 cm | Höger | 20753 | 25655-1 |
| | | Vänster | 20754 | 25655-2 |
| | Sb. 42,5 cm | Höger | 17358 | 25656-1 |
| | | Vänster | 17359 | 25656-2 |
| | Sb. 45,0 cm | Höger | 15751 | 25657-1 |
| | | Vänster | 15752 | 25657-2 |
| | Sb. 47,5 cm | Höger | 19877 | 25658-1 |
| | Vänster | 19955 | 25658-2 | |
| Sb. 50,0 cm | Höger | 45758 | 25658-1 | |
| | Vänster | 45759 | 25658-2 | |
| | | | | Infästningsrör - 8 cm Djup: 13 cm Standardfotplatta längd: 33-51cm |
|  | Hälband | | | |
| | | | *11722 | 24458 |
| | | | | Köp |
|  | Vadband | | | |
| | Sb: 35-37,5 cm | | 16356 | 25356 |
| | Sb: 40-42,5 cm | | *16155 | 25357 |
| | Sb: 45-47,5 cm | | *16357 | 25358 |
| | Sb: 50 cm | | 16358 | 25359 |
| | | | | Köp |
|  | Vadmatta | | | |
| | 75 cm | | 41787 | 63186-60 |
| | 90 cm | | 41788 | 63187-60 |
| | | | | Köp. Plysch Monteras/justeras med kardborre |
|  | Förlängningsdel till fotplatta | | | |
| | Sb: 40-42,5 cm | | 21932 | 50798 |
| | Sb: 45-47,5 cm | | 21933 | 50799 |
| | Sb: 50 cm | | 21934 | 50800 |
| | | | | Monteras på befintlig fotplatta |
|  | Polstring till delade fotplattor | | | |
| | 35 - 40 cm | Höger | 41789 | 63188-60-1 |
| | | Vänster | 41791 | 63188-60-1 |
| | 42,5 – 50 cm | Höger | 41790 | 63189-60-1 |
| | | Vänster | 41792 | 63189-60-1 |
| | | | | Köp. Plysch |
| Armstöd | | | | |
|  | Korta armstöd 25 cm, (st) | | | |
| | Höger | | 11336 | 25172-1 |
| | Vänster | | 11338 | 25172-2 |
| | Långa armstöd 38 cm, (st) | | | |
| | Höger | | *11337 | 25173-1 |
| | Vänster | *11339 | 25173-2 | |
| | | | | <i>Ingår i grundutförandet</i> |
| | Polstring till armstöd (st) | | | |
| | Korta (25 cm) | | * 16648 | 62282-60 |
| | Långa (38 cm) | | * 17178 | 62283-60 |
| | | | | Köp |
|  | Armstödsdyna Hemi (st) | | | |
| | Höger | | *20579 | 25770-60-1 |
| | Vänster | | *20482 | 25770-60-2 |
| | | | | Passar endast till långa armstöd (35 cm). Överdrag i plysch. |

| Lårstöd | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------|--|
|  | Kort modell (50 cm) | Höger | 35543 | 27391-1 | Monteras på befintligt armstöd. |
| | | Vänster | 35544 | 27391-2 | |
| | Lång modell (57 cm) | Höger | 35104 | 27392-1 | |
| | | Vänster | 35105 | 27392-2 | |
| Bord | | | | | |
|  | Bord, transparent plexiglas | | | | Bordet monteras på långa armstöd. |
| | Till Sb: 35,0 cm | | *16014 | 24417 | |
| | Till Sb: 37,5 cm | | *16015 | 25187 | |
| | Till Sb: 40,0 cm | | *13051 | 24418 | |
| | Till Sb: 42,5 cm | | *14779 | 25188 | |
| | Till Sb: 45,0 cm | | *12966 | 24419 | |
| | Till Sb: 47,5 cm | | *19876 | 25731 | |
| | Till Sb: 50,0 cm | | *15235 | 24601 | |
|  | Hemibord, transparent plexiglas | | | | Fästs mot armstödsdynor (ingår i hemibordet) med kardborre. |
| | Till Sb: 35,0 cm | Kort överdrag | 31295 | 26556 | |
| | | Långt överdrag | 36951 | 26563 | |
| | Till Sb: 37,5 cm | Kort överdrag | 30516 | 26557 | |
| | | Långt överdrag | 36952 | 26564 | |
| | Till Sb: 40,0 cm | Kort överdrag | 29165 | 26558 | |
| | | Långt överdrag | 28898 | 26565 | |
| | Till Sb: 42,5 cm | Kort överdrag | 30239 | 26559 | |
| | | Långt överdrag | 30176 | 26566 | |
| | Till Sb: 45,0 cm | Kort överdrag | 31351 | 26560 | |
| | | Långt överdrag | 30110 | 26567 | |
| | Till Sb: 47,5 cm | Kort överdrag | 36950 | 26561 | |
| | | Långt överdrag | 31200 | 26568 | |
| | Till Sb: 50,0 cm | Kort överdrag | 33873 | 26562 | |
| | | Långt överdrag | 30617 | 26569 | |
| | Huvudstöd | | | | |
|  | Huvudstöd | | | | Reglerbar i höjd, djup, vinkel. Kompletteras med huvudstödsfäste + körbygel eller med Huvudstödsfäste komplett nedan. |
| | (26x14 cm) | | *18856 | 28223-60 | |
| Huvudstödsfäste för körbygel | | | | | Monteras på körbygel, se nedan |
| | | *27445 | 25795 | | |
|  | Körbygel | | | | Ersätter körhandtagen. |
| | Till Sb: 35,0 cm | | 36953 | 27433-01 | |
| | Till Sb: 37,5 cm | | *18850 | 25578-01 | |
| | Till Sb: 40,0 cm | | *18851 | 25579-01 | |
| | Till Sb: 42,5 cm | | *18852 | 25580-01 | |
| | Till Sb: 45,0 cm | | *18853 | 25581-01 | |
| | Till Sb: 47,5 cm | | *18854 | 25582-01 | |
| | Till Sb: 50,0 cm | | *19874 | 25730-01 | |
|  | Huvudstödsfäste komplett | | | | Bygel som är avtagbart med snäplås, komplett med fäste för nackstöd. De ordinarie körhandtagen används. |
| | Till Sb: 35,0 cm | | 41845 | 28125 | |
| | Till Sb: 37,5 cm | | 41846 | 28126 | |
| | Till Sb: 40,0 cm | | 41847 | 28127 | |
| | Till Sb: 42,5 cm | | 41848 | 28128 | |
| | Till Sb: 45,0 cm | | 41849 | 28129 | |
| | Till Sb: 47,5 cm | | 41850 | 28130 | |
| | Till Sb: 50,0 cm | | 41851 | 28131 | |

| Ryggalternativ/tillbehör | | | | |
|---|---|---------------|------------|--|
|  | Komfortöverdrag | | | |
| | Sb: 35,0 cm | 36954 | 62956-60 | Köp Med extra tjock polstring på sidorna |
| | Sb: 37,5 cm | 36955 | 62957-60 | |
| | Sb: 40,0 cm | 36956 | 62958-60 | |
| | Sb: 42,5 cm | 36957 | 62959-60 | |
| | Sb: 45,0 cm | 36958 | 62960-60 | |
| | Sb: 47,5 cm | 36959 | 62961-60 | |
| | Sb: 50,0 cm | 36960 | 62962-60 | |
|  | Ryggkilar, plysch | | | |
| | Kort 15 cm | *36961 | 63012-60 | Styck. köp Mörkgrå plysch |
| Lång 30 cm | *40755 | 63013-60 | | |
|  | Ryggkilar, polyetenskum (par) | | | |
| | 9,0 x 2,0 x 13,0 cm (BxHxL) | 41784 | 28030 | Köp Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform. Inkl. självhäftande kardborre. |
| | 11,0 x 2,0 x 18,5 cm (BxHxL) | 41785 | 28139 | |
| | 17,5 x 2,5 x 20,0 cm (BxHxL) | 41786 | 28140 | |
| | | | | |
|  | Breddningssköld rygg (styck) | | | |
| | | 53223 | 28637 | Köp Kan användas för att fördela tryck samt bredda ryggen. |
|  | Ryggförlängare till 3A rygg | | | |
| | Sb. 35-40 cm | 51500 | 28658 | Förhöjer ryggen med 6 cm. Används tillsammans med standardryggklädseln |
| | Sb. 42,5 - 50 cm | 51501 | 28659 | |
| | Sb. 52,5 - 60 cm | 51502 | 28660 | |
| | | | | |
| Övriga anpassningskilar/dynor | | | | |
|  | Komfortkil sittedyna | | | |
| | 35,0 – 37,5 cm | 16355 | 80714 | |
| | 40,0 – 45,0 cm | 13053 | 80715 | |
| | 47,5 – 50,0 cm | 19402 | 80779 | |
| | | | | |
| Bålstöd/ sidodyna | | | | |
|  | Bålstöd | | | |
| | Plysch, polstrat (st) Passar både höger och vänster | 34119 | 27395 | Justerbart i höjd, djup och bredd |
|  | Sidodyna | | | |
| | Höger | *41419 | 63171-60-1 | Köp Ger ett lätt stöd sidledes. Monteras med kardborre under ryggklädseln. |
| | Vänster | *41420 | 63171-60-2 | |
| | | | | |
|  | Sidostopp (styck) | | | |
| | Rak 40 mm | *41421 | 28136 | Kombineras med kil eller sidostödsdyna. Monteras i ryggstöret. |
| Ekerskydd, plast med tryck (Etac´s logga) | | | | |
|  | 24" | *11724 | 25504-28 | Levereras ut med gult eller grått tryck beroende på lagertillgång. Passar inte i kombination med enhandsdrift eller vårdarbromsade hjul. |
| | 22" | *18367 | 25503-28 | |
| | 20" | *36963 | 25502-28 | |

| Enhandsdrift | | | | |
|---|--|---------------|------------------------------------|--|
|  | Drivenhet | | | OBS! Kan ej kombineras med vårdarbroms eller ekerskydd |
| | 24" | 27583 | 26522 | |
| | 22" | 31379 | 26533 | |
| | 20" | 30758 | 26534 | |
| | Teleskopaxel | | | |
| | Till Sb: 35-37,5 cm | 28591 | 27317 | |
| Till Sb: 40-42,5 cm | 27584 | 27318 | • Totalbredd: sittbredd + 21 cm | |
| Till Sb: 45-50 cm | 27585 | 27319 | | • Både drivenhet och teleskopaxel behövs. |
| • Ange i beställningen på vilken sida framdrivningen ska placeras. | | | | |
| Broms | | | | |
|  | Bromsspakförlängare (st) | | | |
| | Passar både höger och vänster sida | *15818 | 25515 | |
| Enhandsbroms komplett | | | | |
| | Höger | *27582 | 27531-1 | Bromsspakförlängare ingår! |
| | Vänster | *27295 | 27531-2 | |
| Vårdarbroms | | | | |
| Vid montering av vårdarbroms i sitthöjd: 36,5 eller 39 cm, kontakta konsulent för konsultation | | | | |
| | - Körhandtag (st) | *37252 | 27625-01 | Beställ 2 st. |
| | - Monteringssats | *37253 | 27627 | Beställ 1 st. |
| | - Vårdarbromsade drivhjul 24" (st) med massiva med rostfri drivring | *35824 | 81348 | Beställ 2 st. |
| <i>Alla tre komponenter behövs för komplett vårdarbroms-set</i> | | | | |
| OBS! Vid montering av vårdarbroms i G-rad (sitthöjd: 36,5 eller 39 cm) behövs monteringsats, sesam nr: 41013 (styck). | | | | |
| Käpphållare | | | | |
|  | Universal | *34219 | 27327 | |
| Höftbälte | | | | |
|  | Med snäpplås , ca 100 cm långt. 2 – delat, fästs i ramen på stolen. | *20589 | 25668 | Köp |
| | Universal med snäpplås , avkortbart (ca 165 cm långt) Helt (ej delat) | *11721 | 62190 | Köp |
| Fäste för bröstsele | | | | |
|  | | 41852 | 28186 | För övre infästning av bröstsele. Monteras på huvudstödsstaget |
| Övriga tillbehör | | | | |
|  | Droppställning | 41783 | 28323 | Komplett |