

Beställningsunderlag säng Scanbed 755

Leverantör: Invacare

Information om Ersättningskedja

Länsservice har olika sängmodeller i sortiment. Då dessa fyller samma funktion så ligger de i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand.

Ersättningskedjan för sängar ser ut så här:

El-säng 90 cm

Levereras	Sesam	Modell	Brukarvikt	Grindar	Madrasshöjd
1:e hand	35201	Scanbed 755	200 kg	Alu grindar, Line (3 ribbor)	18 cm*
2:e hand	38982	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*
3:e hand	53912	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*

El-säng 105 cm

Levereras	Sesam	Modell	Brukarvikt	Grindar	Madrasshöjd
1:e hand	37220	Scanbed 755	200 kg	Alu grindar, Line (3 ribbor)	18 cm*
2:e hand	38983	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*
3:e hand	53914	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*

El-säng 120 cm

Levereras	Sesam	Modell	Brukarvikt	Grindar	Madrasshöjd
1:e hand	36172	Scanbed 755	200 kg	Alu grindar, Line (3 ribbor)	18 cm*
2:e hand	38984	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*
3:e hand	53916	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*

Viktig information

Sänggrindar ska aldrig användas slentrianmässigt även om grindar redan sitter på sängen.

Länsservice plomberar sänggrindarna i nedfällt läge vid utleverans.

Om grindar ska användas måste förseglingen brytas av ansvarig person.


*) Om grind används måste det vara 22 cm mellan madrass och överkant på sänggrind.

TIPS! För att sänka madrasshöjd kan en 6 cm undermadrass användas, mer information se madrassortiment.

VIKTIGT! Sängen ska inte användas av brukare under 12 år eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 20.0

Scanbed 755






Bild	Modell	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	90 cm (madrassmått: 85-90 cm)	*53912	3000755_4203AM1_2	Höjd: 32,5 – 83 cm (utan madrass)
	105 cm (madrassmått: 105 cm)	53914	3000755_5003AM1_3	Grindhöjd: Ca 40cm Madrasshöjd: Max 18 cm
	120 cm (madrassmått: 120 cm)	53916	3000755_5503AM1_3	Brukarvikt: 200 kg

Grundutförandet






4-delad sängbotten
Centrallåsning
100 mm hjul
Gavlar, trä
Grindar (se respektive modell ovan i ersättningskedja)

Tillbehör



*= Lagervara

Lyftbåge				
	Med höjdställbar triangel	*34727	1542093-0154	Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
Stöd- och vändhantag med snabbkoppling				
	H 25 x B 30 cm	*31738	021964-0154	Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
	H 40 x B 30 cm	*30642	1417511-0154	
	H 25 x B 80 cm	*33033	1417510-0154	
Sitt upp stöd				
	Hjälp vid urstigning från säng	*38985	1426899-0154	Komplett med fäste. Monteras i fotändan. Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
Uppresningsstöd				
	Uppresningsstöd, höjd 43 cm	*38986	1534684-0154	Komplett. Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
	Adapterhylsa OBS! Adapterhylsa behövs för montering på Scanbed 750	*29474	420907.60	
Grindskydd				
	Grindskydd polstrat			
	För Scanbed 750/755 För trägrindar, Britt III – med 2 ribbor	*28436	1449412	Köp. Beställs styck Med hel dragkedja.
	För Scanbed 755 För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V -med 3 ribbor (se listan på sida 1)	*34725	1449588	Köp. Beställs styck Med delad dragkedja.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 20.0

	Grindskydd nät			
	För Scanbed 750/755 För trägrindar, Britt III – med 2 ribbor (se listan på sida 1)	28838	1449413	Köp. Beställs styck
För Scanbed 755 För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor (se listan på sida 1)	38742	1449590		
	Grindskydd polstrat, förlängt			
	För Scanbed 755 För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor (se listan på sida 1)			Köp. Beställs styck
	- Förlängt +10 cm	39407	1449591	
- Förlängt +20 cm	39408	1449592		
	Grindskydd för grindar med förhöjningsribba			
	För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor + grindförhöjning på 15 cm (se listan på sida 1)	37264	1558095	Köp. Beställs styck
Manöverdosa				
	Manöverdosa med vippkontroll (Ra)	30739	1426936	Beställningsvara
	Adapterkabel till säng med CA-40 elektronik	55437	60133640	Beställningsvara
Hållare för standard-manöverdosa OBS! passar ej för vippkontrollen ovan				
	Passar för Soft Control (gäller för SB750)	29487	1433835-1015	
	Passar HB-dosa (gäller för SB755)	37086	1532558-0154	
Lågbyggnadssats för lägre höjd				
	Till Scanbed 750	28794	021343.D0	Ger lägsta sänghöjd på 25cm. 75 mm hjul, frigång på 6 cm (utan centrallåsning).
	Till Scanbed 755	*34177	021343-0154	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 20.0

Begränsningsbygel				
	Begränsningsbygel	38987	1510820-0154	Hindrar bendelen från att komma under horisontalplanet vid 15 cm/20 cm förlängning
Förlängning av säng				
OBS! Om förlängd bendel på säng förlängs med 15 cm eller 20 cm, så ska säng kompletteras med begränsningsbygel för att skapa stabilitet i fotändan (artikel: 38987).				
Till Scanbed 755, Alu Grind med 3 ribbor				
	Grindar som förlänger 5, 10, 15 eller 20 cm Ange på beställningen önskad förlängning!	35560	1522787-0125	Beställs i par Passar säng med sesam nr: 35201, 37220, 36172
Till Scanbed 755, Trägrindar med 3 ribbor				
	Grindar som förlänger 10 cm	38988	1574861-0101	Beställs i par Passar säng med sesam nr: 38982, 38983, 38984 53912, 53914, 53916
	Grindar som förlänger 20 cm	38989	1574862-0101	
Grindförhöjning +15 cm				
	Till Aluminiumgrind (styck)	*34726	1538345-0125	Monteras på befintliga grindar och ökar höjden med 15 cm.
	Till Trägrindar (styck)	*33741	1538420-0125	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 20.0