

Beställningsunderlag för uppresningsstöd EVA och ADAM

Leverantör: Swereco

Viktig information för EVA och ADAM


Leverantörens rekommendationer, konsultera konsulent vid funderingar:

- Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämriskerna beaktas.
- Sängbygeln är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna. Klämrisk.
- Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar ska dessa klossar omsluta och sitta fast i sängens ben.
- Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk.
- Produkten bör ej användas tillsammans med dävert.
- Avståndet (A) mellan sängens huvudände och produktens bygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm.




Övrig säkerhetsinformation finns att läsa på leverantörens hemsida i respektive produkts bruksanvisning.

Uppresningsstöd EVA

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<p>Uppresningsstöd EVA kan användas som vändhandtag samt som stöd vid i- och urstigning ur säng.</p> <p>Fästena till byglarna klarar en: Minsta höjd mellan golv och undersida säng: 6 cm Max höjd mellan golv och undersida säng: 35 cm på standard Max höjd mellan golv och undersida säng: 47 cm på hög</p> <p>Sänggramen ska bestå av massivt trä eller metall och Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.</p>				
	EVA Standard, 85 cm komplett med golvstöd + bygel.	43436	151066	Total höjd: 85 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 11,1 kg Brukarvikt: 150 kg
	EVA Hög, 97 cm komplett med golvstöd + bygel.	43437	151068	Total höjd: 97 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 11,8 kg Brukarvikt: 150 kg

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4794	Version 13.0

Uppresningsstöd ADAM

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<p><i>Uppresningsstöd ADAM är avsedd att användas vid låg säng som stöd/vändhandtag samt som stöd/uppresningshandtag vid soffa.</i></p> <p>Fästena till byglarna klarar en: Minsta höjd mellan golv och undersida säng: 6 cm</p> <p>Sängramen ska bestå av massivt trä eller metall och Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.</p>				
	ADAM Standard, komplett med golvstöd + bygel.	54988	151086	Total höjd: 68,5 – 78,5 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 3 kg Brukarvikt: 150 kg
	ADAM Hög, komplett med golvstöd + bygel.	55722	151088	Total höjd: 88,5 – 98,5 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 11,8 kg Brukarvikt: 120 kg

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4794	Version 13.0