

Beställningsunderlag för uppresningsstöd EVA och ADAM

Leverantör: Swereco

Viktig information för EVA och ADAM


Leverantörens rekommendationer, konsultera konsulent vid funderingar:

- Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämriskerna beaktas.
- Sängbygeln är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna. Klämrisk.
- Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar ska dessa klossar omsluta och sitta fast i sängens ben.
- Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk.
- Produkten bör ej användas tillsammans med dävert.
- Avståndet (A) mellan sängens huvudände och produktens bygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm.




Övrig säkerhetsinformation finns att läsa på leverantörens hemsida i respektive produkts bruksanvisning.

Uppresningsstöd EVA

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Uppresningsstöd EVA kan användas som vändhandtag samt som stöd vid i- och urstigning ur säng.				
Fästena till byglarna klarar en:				
Minsta höjd mellan golv och undersida säng:		6 cm		
Max höjd mellan golv och undersida säng:		35 cm på standard		
Max höjd mellan golv och undersida säng:		47 cm på hög		
Sänggramen ska bestå av massivt trä eller metall och Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.				
	EVA Standard, 85 cm komplett med golvstöd + bygel.	43436	151066	Total höjd: 85 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 11,1 kg Brukarvikt: 150 kg
	EVA Hög, 97 cm komplett med golvstöd + bygel.	43437	151068	Total höjd: 97 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 11,8 kg Brukarvikt: 150 kg

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4794	Version 12.0

Uppresningsstöd ADAM

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<p><i>Uppresningsstöd ADAM är avsedd att användas vid låg säng som stöd/vändhandtag samt som stöd/uppresningshandtag vid soffa.</i></p> <p>Fästena till byglarna klarar en: Minsta höjd mellan golv och undersida säng: 6 cm</p> <p>Sängramen ska bestå av massivt trä eller metall och Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.</p>				
	<p>ADAM Standard, komplett med golvstöd + bygel.</p>	<p>54988</p>	<p>151086</p>	<p>Total höjd: 68,5 – 78,5 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 3 kg Brukarvikt: 150 kg</p>
	<p>ADAM Hög, komplett med golvstöd + bygel.</p>	<p>55722</p>	<p>151088</p>	<p>Total höjd: 88,5 – 98,5 cm Total bredd: 33 cm Vikt: 11,8 kg Brukarvikt: 120 kg</p>

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4794	Version 12.0