




Beställningsunderlag gåbord Bure El

Leverantör: DHG

*= Lagervara







Gåbord Bure Space El (mer plats för fötterna)					
Bild	Produkt	Sesam	Lev.art nr	Kommentar	
	Bure Space El - utgående	43211	56-304/100	Bredd:	78 cm
				Höjd:	90–130 cm
				Brukarvikt:	150 kg
				Hjulstorlek:	100 mm
	Bure Space El med Linak ställdon - utgående	53825	56-304L	Hjulstorlek Linak:	125mm
Ingår i grundutförandet					
Justerbara handtag Broms (individuellt på alla fyra hjulen) Batterier med på- och avstängningknapp					

Gåbord Bure El - Smal					
Bild	Produkt	Sesam	Lev.art nr	Kommentar	
	Bure smal El med TMotion - utgående	37830	56-302T	Bredd:	66 cm
				Höjd:	90 - 130 cm
				Brukarvikt:	150 kg
				Hjulstorlek:	125 mm
	Bure smal El med Linak ställdon - utgående	53746	56-302L		
Ingår i grundutförandet					
Justerbara handtag Broms (individuellt på alla fyra hjulen) Batterier med på- och avstängningknapp					


Gåbord Bure El - Double					
Bild	Produkt	Sesam	Lev.art nr	Kommentar	
	Bure Double 2.0	*54597	56-303L/75	Bredd:	64–95 cm
				Höjd:	85–125 cm
				Brukarvikt:	150 kg
				Hjulstorlek:	75 mm
Ingår i grundutförandet					
Justerbara handtag Dubbel eldrift – höj- och sänk samt eldriven breddning av benstativ Broms (individuellt på alla fyra hjulen) Batterier med på- och avstängningsknapp					

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10163	Version 21.0

Tillbehör

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Droppställning				
	Droppställning inkl. hållare	42841	56-338	
Handbromstillsats för brukaren				
	Handbromstillsats för gåbord med 125mm hjul			Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp.
	Manuell broms, 2 bromsar	41286	56-339-1-0	
	Enhandsbroms	42842	56-339-1-1	Bredden på bottenstativet ökar med 2 cm när handbromstillsatsen är monterad.
	Ange på beställningen vilken sida broms-funktionen ska monteras på			
	Handbromstillsats för Bure Double 75mm hjul			
	Manuell broms, 2 bromsar	54861	56-339/75-2-0	
	Enhandsbroms	56070	56-339/75-2-1	
	Ange på beställningen vilken sida broms-funktionen ska monteras på			
Hållare syrgastub				
		33511	56-336	
Sidostöd				
	Ställbart	30221	56-337	Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna.
Ståplatta				
	Passar för Bure El smal			Gör att gåbordet går att använda för mobilisering/förflyttning.
	Standard kort Längd: 31,5 cm	37099	56-333-STD	
	Standard lång Längd: 39,5 cm	36855	56-383-STD	
	Passar för Bure Space			
	Kort, SPACE Längd: 31,5 cm	47899	56-333/SW-SPACE	
	Lång, SPACE Längd: 39,5 cm	47900	56-383/SW-SPACE	
	Passar för Bure Double 2.0			
	Kort, DOUBLE	53384	56-333/SW-DB	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10163	Version 21.0

	Längd: 31,5cm			
	Lång, DOUBLE Längd: 39,5 cm	54084	56-383/SW-DB	
Gåträningssele				
	Gåträningssele standard inklusive 4 fästen	52131	56-388	Monteras under armstöden, enkel montering

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10163	Version 21.0