





Beställningsunderlag gåbord Bure Gas

Leverantör: DHG




*= Lagervara

Gåbord Bure Gas				
Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Bure Space Gas (ger mer plats för fötterna)				
	Bure Space Gas <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	43229	56-307/100	Bredd: 78 cm Höjd: 90 - 130 cm Brukarvikt: 150 kg Hjulstorlek: 100 mm
	Bure Space Gas	*43091	56-307/75	Bredd: 78 cm Höjd: 90 - 130 cm Brukarvikt: 150 kg Hjulstorlek: 75 mm
Bure gas - Smal				
	Bure Smal Gas <i>Utgående – levereras i mån av tillgång på lager</i>	32608	56-301	Bredd: 66 cm Höjd: 90–129 cm Brukarvikt: 150 kg Hjulstorlek: 125 mm
Bure gas - Låg				
	Bure Low Gas	54839	56-322/75	Bredd: 78 cm Höjd: 70–95 cm Brukarvikt: 150 kg Hjulstorlek: 75 mm
	Bure Low S, Gas	54840	56-322-S/75	Bredd: 66 cm Höjd: 70–95 cm Brukarvikt: 150 kg Hjulstorlek: 75 mm
Ingår i grundutförande				
Justerbara handtag				
Broms (individuellt på alla fyra hjulen)				

Tillbehör

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Droppställning				
	Droppställning inkl. hållare	42841	56-338	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10162	Version 13.0

Handbromstillsats för brukaren				
	Handbromstillsats för gåbord med 125mm hjul			Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Bredden på bottenstativet ökar med 2 cm när handbromstillsatsen är monterad.
	Manuell broms, 2 bromsar	41286	56-339-1-0	
	Enhandsbroms <i>Ange på beställningen vilken sida broms-funktionen ska monteras på</i>	42842	56-339-1-1	
	Handbromstillsats för gåbord med 75mm hjul			
	Manuell broms, 2 bromsar	57803	56-339/75-1-0	
	Enhandsbroms <i>Ange på beställningen vilken sida broms-funktionen ska monteras på</i>	57804	56-339/75-1-1	
Hållare syrgastub				
		33511	56-336	
Sidostöd				
	Ställbart	30221	56-337	Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna.
Ståplatta (Gör att gåbordet går att använda för mobilisering/förflyttning)				
	Passar för Bure smal och Low			
	Standard kort	37099	56-333-STD	
	Standard lång	36855	56-383-STD	
	Passar för Bure Space			
	Space Kort	47899	56-333/SW-SPACE	
Space Lång	47900	56-383/SW-SPACE		
Gåträningsssele				
	Gåträningsssele STD inkl. 4 fästen	52131	56-388	Fäst under armstödsdyna, enkel montering

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-10162	Version 13.0