

# Beställningsunderlag rullstol Cross 6

## Leverantör: Etac



### Grundutförande

\*= Lagervara


Sittbredd	Sesam nr Standardram	Sesam nr Lång ram	Lev.art nr standard/lång ram	Kommentar
35,0 cm	*51632	51639	13246001/13246002	<b>Färg:</b> Grå <b>Sitsdjup:</b> 36-42 cm (kort ram) 42-48 cm (lång ram) Med 3A-rygg kan sitsdjupet förlängas +7 cm i varje storlek (sitsförlängningsband ingår) <b>Sitthöjd:</b> 32-51 cm <b>Rygghöjd:</b> 32-45 cm (std: 40 cm) <b>Total bredd:</b> Sittbredd + 21 cm <b>Camber:</b> 2° <b>Brukarvikt:</b> 135 kg
37,5 cm	*51633	51640	13246003/13246004	
40,0 cm	*51634	*51641	13246005/13246006	
42,5 cm	*51635	*51642	13246007/13246008	
45,0 cm	*51636	*51643	13246009/13246010	
47,5 cm	*51637	*51644	13246011/13246012	
50,0 cm	*51638	51645	13246013/13246014	
<b>Tillbehör som ingår i grundutförandet</b>				
<b>Rygg 3A</b>	Kan justera höjd, vinkel och djup		<b>24" drivhjul</b>	Massiva med rostfri drivring
<b>Sits</b>	inkl. sitsförlängningsband		<b>6,5" länkhjul</b>	Massiva (165x30)
<b>Benstöd</b>	Svängbara med standardvinkel samt vinkelställbara fotplattor		<b>Framgaffel</b>	Medium
<b>Armstöd</b>	Korta (25 cm), hög och sänkbara		<b>Brukarbroms med vinklat, rött handtag</b>	
<b>Körhandtag</b>	Höjdregerbara avtagbara		<b>Transportfästen</b>	
<b>Tippskydd</b>	Multi (passar alla sitthöjder)			

### Tänk på detta vid beställning av cross 6...

- Förskriv de komponenter som behövs för önskad sitthöjd, enligt höjdtabell nedan.
- Viktig information som ska anges vid beställning:  
(anges i rutan "övrig information" i WebSesam)
  - Önskad sitthöjd i klartext (om annan än standard) *ex. Önskar sitthöjd 38,5 cm*
  - Önskad drivhjulsbalansering (1-6, standardläge är 4) *ex. Balansläge 3*

### Mall för val av sitthöjd/köregenskaper, se sida 2

## DRIVHJULSPOSITION



● = Standardinställning, om inget annat anges (D4)

Sitthöjden är alltid i standardinställning om inget annat anges

Bak: 45 cm

Fram: 46 cm




Cross 6:ans standard-tippskydd passar till alla sitthöjder.









[För fler sitthöjder, se Cross 6 manual](#)








Sitthöjder	Drivhjul	Position Drivhjul	Länkhjul	Framgaffel	Framgaffel-fäste lågt	Lock till framgaffel-fäste
32,0 cm*	20" - 36918 x2	H-Rad	4" - 36194 x2	Extra kort 36917 x 2	36193 x 2	37249 x 2
34,0 cm*	20" - 36918 x2	G-rad	4" - 36194 x2	Extra kort 36917 x 2	36193 x 2	37249 x 2
<b>OBS! *)</b> - Vid användning av 4" länkhjul sänks brukarvikten till 100 kg - För sitthöjd 32-34 cm kompletteras med kort snäv benstödsöverdel samt fotplattor med kort infästningsrör						
36,0 cm	20" - 36918 x2	F-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2	36193 x 2	37249 x 2
36,5 cm	22" - 36919 x2	G-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2	36193 x 2	37249 x 2
37,0 cm	24" - Standard	H-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2	36193 x 2	37249 x 2
38,0 cm	20" - 36918 x2	E-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
38,5 cm	22" - 36919 x2	F-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
39,0 cm	24" - Standard	G-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
40,0 cm	20" - 36918 x2	D-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
40,5 cm	22" - 36919 x2	E-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
41,0 cm	24" - Standard	F-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
42,0 cm	20" - 36918 x2	C-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
42,5 cm	22" - 36919 x2	D-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
43,0 cm	24" - Standard	E-rad	5" - 27308 x2	Kort- 15798 x2		
44,0 cm	20" - 36918 x2	B-rad	6,5" - std	Kort- 15798 x2		
44,5 cm	22" - 36919 x2	C-rad	6,5" - std	Kort- 15798 x2		
● 45,0 cm	24" - Standard	D-rad	6,5" - std	Medium - std		
46,0 cm	20" - 36918 x2	A-rad	6,5" - std	Medium - std		
46,5 cm	22" - 36919 x2	B-rad	6,5" - std	Medium - std		
47,0 cm	24" - Standard	C-rad	6,5" - std	Medium - std		
48,5 cm	22" - 36919 x2	A-rad	6,5" - std	Medium - std		
49,0 cm	24" - Standard	B-rad	6,5" - std	Medium - std		
51,0 cm	24" - Standard	A-rad	6,5" - std	Medium - std		







## Tillbehör








\* = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev. Art nr	Kommentar
<b>Drivhjul (styck)</b>				
	<b>Massivt däck inkl. drivring</b>			
	24" Massiva med rostfri drivring	<b>36920</b>	27567	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	22" Massiva med rostfri drivring	<b>36919</b>	27555	
	20" Massiva med rostfri drivring	<b>36918</b>	27544	
	<b>Högtrycksdäck (luftpumpat) exkl. drivring</b>			
	<i>OBS! Kräver utredning/konsultation av konsulent inom Länsenheten särskilt stöd. Måste framgå på ordern att beställningen är sanktionerad av hjälpmedelskonsulent.</i>			
	24" högtrycksdäck utan drivring	<b>55237</b>	28860	Drivring beställs separat, se nedan.
	22" högtrycksdäck utan drivring	<b>55249</b>	27546	
	20" högtrycksdäck utan drivring	<b>55250</b>	28420	
<b>Drivringar (styck)</b> Standardhjulen är utrustade med rostfria drivringar				
	<b>Cellgummi</b>			
	24"	<b>*18517</b>	80800	Monteringsskruv behövs för montering av drivring på högtrycksdäck (Sesam: 18596)
	22"	<b>16965</b>	24551	
	20"	<b>16523</b>	24442	
	<b>Plastad svart</b>			
	24"	<b>*22181</b>	82998	Monteringsskruv behövs för montering av drivring på högtrycksdäck (Sesam: 18596)
	22"	<b>23388</b>	80895	
	20"	<b>37048</b>	81229	
	<b>Rostfri</b>			
	24"	<b>16549</b>	24023	<i>Ingår i grundutförandet</i> Monteringsskruv behövs för montering av drivring på högtrycksdäck (Sesam: 18596)
	22"	<b>27539</b>	24395	
	20"	<b>19113</b>	21034	
<b>Länkhjul (styck)</b>				
	6,5" massivt 165x30	<b>17221</b>	27866	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	5" massivt 125x30	<b>27308</b>	27865	
<b>Framgaffel (styck)</b>				
	Medium	<b>36916</b>	24678	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	Kort	<b>15798</b>	24677	
	Extra kort	<b>36917</b>	26238	
<b>Framgaffelfäste</b>				
	Medium (komplett med lock)		28147	<i>Ingår i grundutförandet</i>
	Lågt	<b>36193</b>	28633	Krävs för vissa sitthöjder se tabell sida 2
	Lock till lågt framgaffelfäste	<b>37249</b>	50429	
	Breddat (komplett med lock)	<b>19884</b>	25763	Breddar ut länkhjulen för ex. bättre sparkutrymme. (gäller från Sitthöjd 36)
<b>Benstödsalternativ</b>				
	<b>Benstödsöverdel, standard (vid vinkel)</b>			
	Passar både höger och vänster sida.	<b>17333</b>	25574-01	<i>Ingår i grundutförandet</i>









	<b>Benstödsöverdel, snäv vinkel</b>				
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck	<b>*16512</b>	25570-01	Fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. (L: 28 cm) Passar endast med 5" länkhjul	
	<b>Benstödsöverdel, kort, snäv vinkel</b>				
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck	<b>*12851</b>	25571-01	Fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. 7 cm kortare (L: 21 cm) Kompletteras med fotplatta kort	
  	<b>Vinkelställbar benstödsöverdel med polstrad vadplatta</b>				
	Benstödsöverdel Passar både höger-vänster	<b>*11503</b>	25660-01	Benstödsöverdel + konsol + polstrad vadplatta behövs för ett komplett vinkelställbart benstöd.  Standardfotplattan används.	
	Konsol för vadplatta	<b>*15753</b>	24544-01		
	Polstrad vadplatta: 35-37,5 cm 40-50 cm 50-60 cm	<b>*16330</b>	62105-60		
<b>*16497</b>		62104-60			
<b>*36921</b>	62451-60				
	<b>Vinkelställbar benstödsöverdel med vadplatta plast</b>				
		<b>*24209</b>	26100	Passar både höger-vänster	
	<b>Amputationsbenstöd</b>				
	Passar både höger och vänster sida	<b>*17944</b>	25516-60	Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled	
<b>Fotplatta/tillbehör</b>					
	<b>Fotplatta standard</b>				
	Sb. 35,0 cm	Höger	<b>17105</b>	25641-1	<i>Ingår i grundutförandet för respektive storlek</i>
		Vänster	<b>17106</b>	25641-2	
	Sb. 37,5 cm	Höger	<b>16513</b>	25642-1	
		Vänster	<b>16514</b>	25642-2	
	Sb. 40,0 cm	Höger	<b>13892</b>	25643-1	
		Vänster	<b>13891</b>	25643-2	
	Sb. 42,5 cm	Höger	<b>17352</b>	25644-1	
		Vänster	<b>17353</b>	25644-2	
	Sb. 45,0 cm	Höger	<b>13894</b>	25645-1	
		Vänster	<b>13893</b>	25645-2	
	Sb. 47,5 cm	Höger	<b>19878</b>	25736-1	
		Vänster	<b>19954</b>	25736-2	
Sb. 50,0 cm	Höger	<b>17356</b>	25646-1		
	Vänster	<b>17357</b>	25646-2		

	<b>Fotplatta med långt infästningsrör (+10 cm)</b>				Infästningsrör + 10 cm Djup: 13 cm Standardfotplatta längd: 33-51cm
	Sb. 35,0 cm	Höger	<b>31435</b>	25647-1	
		Vänster	<b>31436</b>	25647-2	
	Sb. 37,5 cm	Höger	<b>31437</b>	25648-1	
		Vänster	<b>31438</b>	25648-2	
	Sb. 40,0 cm	Höger	<b>*31439</b>	25649-1	
		Vänster	<b>*31440</b>	25649-2	
	Sb. 42,5 cm	Höger	<b>*30412</b>	25650-1	
		Vänster	<b>*30109</b>	25650-2	
	Sb. 45,0 cm	Höger	<b>*25952</b>	25651-1	
		Vänster	<b>*21155</b>	25651-2	
	Sb. 47,5 cm	Höger	<b>*19879</b>	25737-1	
	Vänster	<b>*31441</b>	25737-2		
Sb. 50,0 cm	Höger	<b>*20763</b>	25652-1		
	Vänster	<b>*20764</b>	25652-2		
	<b>Fotplatta med extra kort infästningsrör (- 8 cm)</b>				Infästningsrör - 8 cm Djup: 13 cm Standardfotplatta längd: 33-51cm
	Sb. 35,0 cm	Höger	<b>16474</b>	25653-1	
		Vänster	<b>16475</b>	25653-2	
	Sb. 37,5 cm	Höger	<b>17354</b>	25654-1	
		Vänster	<b>17355</b>	25654-2	
	Sb. 40,0 cm	Höger	<b>20753</b>	25655-1	
		Vänster	<b>20754</b>	25655-2	
	Sb. 42,5 cm	Höger	<b>17358</b>	25656-1	
		Vänster	<b>17359</b>	25656-2	
	Sb. 45,0 cm	Höger	<b>15751</b>	25657-1	
		Vänster	<b>15752</b>	25657-2	
	Sb. 47,5 cm	Höger	<b>19877</b>	25658-1	
	Vänster	<b>19955</b>	25658-2		
Sb. 50,0 cm	Höger	<b>45758</b>	25658-1		
	Vänster	<b>45759</b>	25658-2		
	<b>Hälband</b>				
			<b>*11722</b>	24458	Köp
	<b>Vadband</b>				
	Sb: 35-37,5 cm		<b>16356</b>	25356	Köp
	Sb: 40-42,5 cm		<b>*16155</b>	25357	
	Sb: 45-47,5 cm		<b>*16357</b>	25358	
Sb: 50 cm		<b>16358</b>	25359		
	<b>Vadmatta</b>				
	75 cm		<b>41787</b>	63186-60	Köp. Plysch Monteras/justeras med kardborre
	90 cm		<b>41788</b>	63187-60	
	<b>Förlängningsdel till fotplatta</b>				
	Sb: 40-42,5 cm		<b>21932</b>	50798	Monteras på befintlig fot- platta
	Sb: 45-47,5 cm		<b>21933</b>	50799	
	Sb: 50 cm		<b>21934</b>	50800	
	<b>Polstring till delade fotplattor</b>				
	35 - 40 cm	Höger	<b>41789</b>	63188-60-1	Köp. Plysch
		Vänster	<b>41791</b>	63188-60-1	
	42,5 - 50 cm	Höger	<b>41790</b>	63189-60-1	
Vänster		<b>41792</b>	63189-60-1		





Armstöd						
	<b>Korta armstöd 25 cm</b>					
	Höger		<b>11336</b>	<b>25172-1</b>	<i>Ingår i grundutförandet</i>	
	Vänster		<b>11338</b>	<b>25172-2</b>		
	<b>Långa armstöd 38 cm</b>					
Höger		<b>*11337</b>	25173-1			
Vänster		<b>*11339</b>	25173-2			
	<b>Polstring till armstöd (st)</b>					
	Korta (25 cm)		<b>* 16648</b>	62282-60	Köp	
	Långa (38 cm)		<b>* 17178</b>	62283-60		
	<b>Armstödsdyna Hemi</b>					
	Höger		<b>*20579</b>	25770-60-1	Passar endast till långa armstöd (35 cm). Överdrag i plysch.	
	Vänster		<b>*20482</b>	25770-60-2		
Lårstöd						
	<b>Kort modell (50 cm)</b>		Höger	<b>35543</b>	27391-1	Monteras på befintligt armstöd.
			Vänster	<b>35544</b>	27391-2	
	<b>Lång modell (57 cm)</b>		Höger	<b>35104</b>	27392-1	
			Vänster	<b>35105</b>	27392-2	
Bord						
	<b>Bord, transparent plexiglas</b>					
	Till Sb: 35,0 cm		<b>*16014</b>	24417	Bordet monteras på långa armstöd.	
	Till Sb: 37,5 cm		<b>*16015</b>	25187		
	Till Sb: 40,0 cm		<b>*13051</b>	24418		
	Till Sb: 42,5 cm		<b>*14779</b>	25188		
	Till Sb: 45,0 cm		<b>*12966</b>	24419		
	Till Sb: 47,5 cm		<b>*19876</b>	25731		
Till Sb: 50,0 cm		<b>*15235</b>	24601			
	<b>Hemibord, transparent plexiglas</b>					
	Till Sb: 35,0 cm	Kort överdrag	<b>31295</b>	26556	Fästs mot armstödsdynor (ingår i hemibordet) med kardborre.	
		Långt överdrag	<b>36951</b>	26563		
	Till Sb: 37,5 cm	Kort överdrag	<b>30516</b>	26557		
		Långt överdrag	<b>36952</b>	26564		
	Till Sb: 40,0 cm	Kort överdrag	<b>29165</b>	26558		
		Långt överdrag	<b>28898</b>	26565		
	Till Sb: 42,5 cm	Kort överdrag	<b>30239</b>	26559		
		Långt överdrag	<b>30176</b>	26566		
	Till Sb: 45,0 cm	Kort överdrag	<b>31351</b>	26560		
		Långt överdrag	<b>30110</b>	26567		
	Till Sb: 47,5 cm	Kort överdrag	<b>36950</b>	26561		
		Långt överdrag	<b>31200</b>	26568		
	Till Sb: 50,0 cm	Kort överdrag	<b>33873</b>	26562		
	Långt överdrag	<b>30617</b>	26569			

<b>Huvudstöd</b>				
	<b>Huvudstöd</b>			
	(26x14 cm)	<b>*18856</b>	28223-60	Reglerbar i höjd, djup, vinkel. Kompletteras med huvudstödsfäste + körbygel eller med Huvudstödsfäste komplett nedan.
<b>Huvudstödsfäste för körbygel</b>				
		<b>*27445</b>	25795	Monteras på körbygel, se nedan
	<b>Körbygel</b>			
	Till Sb: 35,0 cm	<b>36953</b>	27433-01	Ersätter körhandtagen.
	Till Sb: 37,5 cm	<b>*18850</b>	25578-01	
	Till Sb: 40,0 cm	<b>*18851</b>	25579-01	
	Till Sb: 42,5 cm	<b>*18852</b>	25580-01	
	Till Sb: 45,0 cm	<b>*18853</b>	25581-01	
	Till Sb: 47,5 cm	<b>*18854</b>	25582-01	
	Till Sb: 50,0 cm	<b>*19874</b>	25730-01	
<b>Huvudstödsfäste komplett</b>				
	Till Sb: 35,0 cm	<b>41845</b>	28125	Bygel som är avtagbart med snäpplås, komplett med fäste för nackstöd. De ordinarie körhandtagen används.
	Till Sb: 37,5 cm	<b>41846</b>	28126	
	Till Sb: 40,0 cm	<b>41847</b>	28127	
	Till Sb: 42,5 cm	<b>41848</b>	28128	
	Till Sb: 45,0 cm	<b>41849</b>	28129	
	Till Sb: 47,5 cm	<b>41850</b>	28130	
	Till Sb: 50,0 cm	<b>41851</b>	28131	
<b>Ryggalternativ/tillbehör</b>				
	<b>Komfortöverdrag</b>			
	Sb: 35,0 cm	<b>36954</b>	62956-60	Köp Med extra tjock polstring på sidorna
	Sb: 37,5 cm	<b>36955</b>	62957-60	
	Sb: 40,0 cm	<b>36956</b>	62958-60	
	Sb: 42,5 cm	<b>36957</b>	62959-60	
	Sb: 45,0 cm	<b>36958</b>	62960-60	
	Sb: 47,5 cm	<b>36959</b>	62961-60	
	Sb: 50,0 cm	<b>36960</b>	62962-60	
	<b>Ryggkilar, plysch</b>			
	Kort 15 cm	<b>*36961</b>	63012-60	Styck. köp Mörkgrå plysch
	Lång 30 cm	<b>*40755</b>	63013-60	
	<b>Ryggkilar, polyetenskum (par)</b>			
	9,0 x 2,0 x 13,0 cm (BxHxL)	<b>41784</b>	28030	Köp Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform. Inkl. självhäftande kardborre.
	11,0 x 2,0 x 18,5 cm (BxHxL)	<b>41785</b>	28139	
	17,5 x 2,5 x 20,0 cm (BxHxL)	<b>41786</b>	28140	
	<b>Breddningssköld rygg (styck)</b>			
	20x15x1 cm	<b>53223</b>	28637	Köp Kan användas för att fördela tryck samt bredda ryggen.



	<b>Ryggförlängare till 3A rygg</b>			
	Sb. 35-40 cm	<b>51500</b>	28658	Förhöjer ryggen med 6 cm. Används tillsammans med standardryggklädseln
	Sb. 42,5 - 50 cm	<b>51501</b>	28659	
	Sb. 52,5 - 60 cm	<b>51502</b>	28660	
<b>Övriga anpassningskilar/dynor</b>				
	<b>Komfortkil sittdyna</b>			
	35,0 – 37,5 cm	<b>16355</b>	80714	
	40,0 – 45,0 cm	<b>13053</b>	80715	
	47,5 – 50,0 cm	<b>19402</b>	80779	
<b>Bålstöd/ sidodyna</b>				
	<b>Bålstöd</b>			
	<b>Plysch, polstrat (st)</b> Passar både höger och vänster	<b>34119</b>	27395	Justerbart i höjd, djup och bredd
	<b>Sidodyna</b>			
	<b>Höger</b>	<b>*41419</b>	63171-60-1	Köp Ger ett lätt stöd sidledes. Monteras med kardborre under ryggklädseln.
	<b>Vänster</b>	<b>*41420</b>	63171-60-2	
	<b>Sidostopp (styck)</b>			
	<b>Rak 40 mm</b>	<b>*41421</b>	28136	Kombineras med kil eller sidostödsdyna. Monteras i ryggörret.
<b>Ekerskydd, plast med tryck (Etac´s logga)</b>				
	24"	<b>*11724</b>	25504-28	Levereras ut med gult eller grått tryck beroende på lagertillgång. <b>Passar inte i kombination med enhandsdrift eller vårdarbromsade hjul.</b>
	22"	<b>*18367</b>	25503-28	
	20"	<b>*36963</b>	25502-28	
<b>Enhandsdrift</b>				
	<b>Drivenhet</b>			
	24"	<b>27583</b>	26522	OBS! Kan ej kombineras med vårdarbroms eller ekerskydd
	22"	<b>31379</b>	26533	
	20"	<b>30758</b>	26534	
	<b>Teleskopaxel</b>			
	Till Sb: 35-37,5 cm	<b>28591</b>	27317	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalbredd: sittbredd + 21 cm</li> <li>• Både drivenhet och teleskopaxel behövs.</li> <li>• Ange i beställningen på vilken sida framdrivningen ska placeras.</li> <li>•</li> </ul>
	Till Sb: 40-42,5 cm	<b>27584</b>	27318	
	Till Sb: 45-50 cm	<b>27585</b>	27319	
<b>Broms</b>				
	<b>Bromsspaksförlängare (st)</b>			
	Passar både höger och vänster sida	<b>*15818</b>	25515	Monteras på standardbromsen



<b>Enhandsbroms komplett</b>				
	Höger	<b>*27582</b>	27531-1	Bromsspaksförlängare ingår!
	Vänster	<b>*27295</b>	27531-2	
<b>Vårdarbroms</b>				
	- Körhandtag (st.) - Monteringssats - Vårdarbromsade drivhjul 24" (st.) med massiva med rostfri drivring  <i>Alla tre komponenter behövs för komplett vårdarbroms-set</i>	<b>*37252</b> <b>*37253</b> <b>*35824</b>	27625-01 27627 81348	Beställ 2 st. Beställ 1 st. Beställ 2 st.
<b>Käpphållare</b>				
	Universal	<b>*34219</b>	27327	
<b>Höftbälte/positioneringsbälte</b>				
	Med snäpplås, Längd: 100 cm, 2 – punkts	<b>*53134</b>	27904	Köp Två alternativa fästpunkter på ramen.
	Med snäpplås, Längd: 128 cm, 2 – punkts	<b>53137</b>	28544	
<b>Fäste för bröstsele</b>				
		<b>41852</b>	28186	För övre infästning av bröstsele. Monteras på huvudstödsstaget
<b>Övriga tillbehör</b>				
	Droppställning	<b>41783</b>	28323	Komplett