


# Beställningsunderlag Zitzi Flipper/Delfi Pro


Leverantör: Anatomic Sitt

*Arbetsstolen beställs: underrede 1a eller 1b (med tillbehör) + sittenhet 2 (med tillbehör)*

## 1a. Underrede Zitzi Flipper Pro (Inneunderrede)






Bild	Modell	Rekommenderas till Zitzi Delfi Pro	Sesam nr	Lev.art nr
	Strl. 2 – Manuell (gaskolvstilt)	Strl. 0, 1, 2	<b>38587</b>	844153
	Strl. 3 – Manuell (gaskolvstilt)	Strl. 3 - 4	<b>38588</b>	844155
	Strl. 2 – El (gaskolvstilt)	Strl. 0, 1, 2	<b>38589</b>	844154
	Strl. 3 – El (gaskolvstilt)	Strl. 3 - 4	<b>38590</b>	844156
<b>Kommentar</b>		<b>I grundutförandet ingår:</b>		
<b>Belastningsvikt:</b>	75 kg	<b>Hjul:</b>	12,5 cm	
<b>Max brukarlängd:</b>	160 cm	<b>Körbygel:</b>	Strl. 2	
<b>Höjjusterbar:</b>	23-61 cm			
<b>Manuell tilt:</b>	30°			
<b>Gaskolv (12N):</b>	35-75 kg			
<b>OBS! Lägg alltid till fästsystem i den storlek du behöver, se art nr nedan</b>				

## 1b. Underrede Zitzi Flipper Pro Flex (uteunderrede)


Bild	Modell	Rekommenderas till Zitzi Delfi Pro	Sesam nr	Lev.art nr
	Manuell	Strl. 0 - 4	<b>38591</b>	844261
	El	Strl. 0 - 4	<b>38592</b>	844262
<b>Kommentar</b>		<b>I grundutförandet ingår:</b>		
<b>Belastningsvikt:</b>	75 kg	<b>Länkhjul:</b>	7" massiva	
<b>Max brukarlängd:</b>	160 cm	<b>Bakhjul:</b>	16" massiva	
<b>Höjjusterbar:</b>	29-65 cm	<b>Körbygel:</b>	Strl. 1	
<b>Manuell tilt:</b>	30°	<b>Körbåge:</b>		
<b>Gaskolv (12N):</b>	35-75 kg			
<b>OBS! Lägg alltid till fästsystem i den storlek du behöver, se art nr nedan</b>				

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4891	Version 11.0

## Tillbehör till underrede









Bild	Modell	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<b>Fästsystem Standard</b> (För att fästa ett sittsystem på ett underrede)				
	Strl. 1	<b>39387</b>	285171	Passar till Zitzi Delfi Pro str. 0-1
	Strl. 2	<b>42545</b>	285172	Passar till Zitzi Delfi Pro str. 2
	Strl. 3	<b>38752</b>	285173	Passar till Zitzi Delfi Pro str. 3
<b>Fästsystem Universal</b> (För att kunna alternera ett sittsystem på flera underreden)				
	<b>Komplett adaptersystem</b>	<b>38773</b>	153047	Består av: -1 adapterplatta att montera på underrede -1 adapterplatta att montera på sittsystemet
	Adapterplatta	<b>39635</b>	153048	Extra adapterplatta till underrede
<b>Länkhjul (gäller endast uteunderredet)</b>				
	7" luftpumpade		844221	
<b>Tippskydd (gäller endast uteunderredet)</b>				
	Höger Vänster	<b>36848</b> <b>36035</b>	386107 386108	Tippskydd kan bara monteras på uteunderrede (Zitzi Flipper Pro Flex)

## 2. Sittenhets Zitzi Delfi Pro













Bild	Modell	Sittdjup (cm)	Sittbredd (cm)	Brukarlängd (ca cm)	Sesam nr	Lev.art nr
						
	Strl. 0	14-20	24, 27, 30	60-80	<b>38582</b>	285600
	Strl. 1	17-27	24, 27, 30	70-100	<b>38583</b>	285601
	Strl. 2	24-34	28, 31, 34	90-130	<b>38584</b>	285602
	Strl. 3	30-40	32, 35, 38	120-160	<b>38585</b>	285603
	Strl. 4	37-45	32, 35, 38	140-170	<b>38586</b>	285604
<b>Kommentar:</b>			<b>I grundutförandet ingår:</b>			
Max brukarvikt: 90 kg Max brukarlängd: 160 cm			Sittenhets inkl. grå/svart tyg Ryggdel inkl. grå/svart tyg Övre och nedre monteringsbeslag till bröstsele Armstöd Höftbälte			
<b>OBS!</b> Ryggdel, armstöd och höftbälte ingår i den storlek du valt för sittenhetsen. Önskar du annan storlek på ryggdel, armstöd eller höftbälte måste dessa tillbehör förskrivas						

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4891	Version 11.0






## Tillbehör sittenhets

Bild	Modell	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
<b>Ryggenhet</b>				
<b>Ingår i grundutförandet i den storlek som är vald för sittenhetsen.</b>				
<b>Önskar du annan storlek på ryggdelen lägg till aktuellt artikelnummer på din order</b>				
	Strl. 0 Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3 Strl. 4	<b>x</b> <b>x</b> <b>x</b> <b>34696</b> <b>38746</b>	285010 285011 285012 285013 285018	Höjd: 36 cm Höjd: 36 cm Höjd: 38,5 cm Höjd: 48 cm Höjd: 48 cm
<b>Bålstöd, fast (par)</b>				
	Strl. 0 Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3	<b>38851</b> <b>39468</b> <b>39469</b> <b>34695</b>	285020 285021 285022 285023	Strl. 14-22cm/12,5cm (Bredd /Dj) Strl. 17-26 cm/12,5cm (Bredd /Dj) Strl. 19-28 cm/15 cm (Bredd /Dj) Strl. 22-31 cm/17,5cm (Bredd /Dj)
<b>Bålstöd, vikbart (par)</b>				
	Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3	<b>x</b> <b>x</b> <b>42409</b>	285031 285032 285033	Strl. 17-26 cm/12,5cm (Bredd /Dj) Strl. 19-28 cm/15 cm (Bredd /Dj) Strl. 22-31 cm/17,5cm (Bredd /Dj)
<b>Fotplatta, hel</b>				
	Strl. 0 Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3	<b>38848</b> <b>39385</b> <b>39471</b> <b>38750</b>	285070 285071 285072 285073	32,0 x 26,0 cm (B x L) 31,5 x 19,5 cm (B x L) 34,5 x 22,5 cm (B x L) 38,0 x 26,0 cm (B x L)
<b>Fotplattor, delade (par)</b>				
	Strl. 1 (Zitzi Delfi Pro) Strl. 2 (Zitzi Delfi Pro) Strl. 3 (Zitzi Delfi Pro)	<b>42420</b> <b>42421</b> <b>42422</b>	285079 285080 285081	Individuellt justerbara 15,5 x 19,0 cm (B x L) 16,0 x 22,0 cm (B x L) 18,0 x 25,5 cm (B x L)
<b>Fotlåda</b>				
	Strl. 1 (Zitzi Delfi Pro) Strl. 2 (Zitzi Delfi Pro) Strl. 3 (Zitzi Delfi Pro)	<b>39474</b> <b>39575</b> <b>39102</b>	990041 990042 990043	
<b>Vadstöd</b>				
	Strl. 0 Strl. 1 Strl. 2	<b>x</b> <b>30798</b> <b>29264</b>	281107 281110 281120	Strl. Kудde: 9,5x11 cm Strl. Kудde: 12x14,5 cm Strl. Kудde: 15x15,5 cm
<b>Bord</b>				
	Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3	<b>38849</b> <b>39386</b> <b>23358</b>	285141 285142 285143	Passar bålbredd < 21 cm Passar bålbredd < 25 cm Passar bålbredd < 30 cm

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divise-4-4891	Version 11.0

<b>Huvudstöd Delfi Pro Standard</b>					
<b>I huvudstöd ingår: Fäste, Foder, Stag, Huvudstödsplatta Färg: Svart</b>					
	<b>Standard</b> Strl. 1 Strl. 2	<b>38850</b> <b>39472</b>	285515 285517	A:22 cm    B: 15 cm A:24 cm    B: 19 cm	
	<b>Lång</b> Strl. 1 Strl. 2	<b>40626</b> <b>42598</b>	285516 285518	A:28 cm    B: 16 cm A:28 cm    B: 21 cm	
<b>Huvudstöd Pro Serie</b>					
Inklusive vågrätt stag, Kompletteras med adapterstag och fäste, se nedan					
	<b>Pro Mini</b> Strl. S (22x10 cm) Strl. M (25,5x12 cm)	<b>x</b> <b>26094</b>	77011 77012	10x22 cm (hxb) 12x25,5 cm (hxb)	
	<b>Pro Plush</b> 10" 14"	<b>23298</b> <b>22758</b>	77001 77002	12,5x23,5 cm (hxb) 19,0x33,5 cm (hxb)	
	Justerbar 6-14" Justerbar 8-18"	<b>32934</b> <b>31649</b>	77004 770041	8 cm bred med två leder 15 cm bred med två leder	
	<b>Adapterstag</b> <b>Lodrätt</b>	<b>22930</b>	77028		
	<b>Adapterstag</b> <b>Försjuket</b>	<b>26571</b>	77042		
	<b>Huvudstödsfäste</b>	<b>28914</b>	152210		
	<b>Huvudstödsfäste,</b> <b>sidojusterbart</b>	<b>32240</b>	152212		
<b>Armstöd (par)</b>					
Ingår i grundutförandet i den storlek som är vald för sättenheten. Önskar du annan storlek på ryggdelen lägg till aktuellt artikelnummer på din order					
	Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3	<b>x</b> <b>x</b> <b>34693</b>	285061 285062 285063	Längd: Mått: 23 x 7,5 cm  Höjd: 14-20,5 cm Höjd: 14-20,5 cm Höjd: 19-28,0 cm	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4891	Version 11.0

Positioneringshjälpmedel																				
	<b>Bröstsele, H-Sele Pro</b>		<b>36209</b>	374015	Måttabell: <table border="1" data-bbox="1257 250 1471 443"> <thead> <tr> <th>H-Sele</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS (cm)</td> <td>8,5</td> <td>19,5</td> </tr> <tr> <td>S (cm)</td> <td>11,1</td> <td>31,7</td> </tr> <tr> <td>M (cm)</td> <td>13,9</td> <td>39,2</td> </tr> <tr> <td>L (cm)</td> <td>15,8</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table>	H-Sele	A	B	XS (cm)	8,5	19,5	S (cm)	11,1	31,7	M (cm)	13,9	39,2	L (cm)	15,8	46
	H-Sele	A	B																	
	XS (cm)	8,5	19,5																	
	S (cm)	11,1	31,7																	
M (cm)	13,9	39,2																		
L (cm)	15,8	46																		
Strl. XS		<b>39473</b>	374016																	
Strl. S		<b>32440</b>	374017																	
Strl. M		<b>33155</b>	374018																	
Strl. L																				
	<b>Antirotationsbälte</b>		<b>x</b>	374060																
	Strl. XS		<b>x</b>	375061																
	Strl. S		<b>38425</b>	374063																
	Strl. M		<b>x</b>	374077																
Strl. M, förstärkt																				
	<b>Höftbälte Pro</b>				Ingår i grundutförandet i den storlek som är vald för sättenheten. Önskar du annan storlek på ryggdelen lägg till aktuellt artikelnummer på din order															
	Strl. 0-1		<b>x</b>	285055																
	Strl. 1-2		<b>x</b>	285056																
	Strl. 3		<b>x</b>	285057																
	Strl. 4		<b>x</b>	285058																
<b>Bäckenstöd (par)</b>																				
	Strl. 1-2 (15x7 cm)		<b>38847</b>	285068	Passar till Delfi Pro strl. 0-2															
	Strl. 3 (20x10 cm)		<b>39470</b>	285069		Passar till Delfi Pro strl. 3-4														
<b>Höftstöd (st)</b>																				
	Strl. 1	Hö/Vä	<b>39103</b>	990161	Inkl. överdrag															
	Strl. 2	Hö/Vä	<b>40095</b>	990162	Inkl. överdrag															

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4891	Version 11.0