




Flatbedscanner -inställningar och inscanning av dokument

Första gången man väljer ikonen för flatbedscanner efter byte till Windows 10, måste denna inställning göras.


- Välj önskad dokumentmall i DentalEye
- Klicka på ikonen för flatbedscanner 
- Markera översta raden ...




- Välj **Layout** och ändra till **A4** i listan



- Välj **Save as**
- Då kommer denna ruta att visas. Namnge raden med **Scanna - OK**



- **Ok**
- Vänta tills fönstret stängs ...



- Nu ska dokumentet vara inskannat.
- Nästa gång man kommer in i fönstret för att scanna, kan man direkt välja raden där det står **Scanna - OK**
- Om man använder knappen **Preview** (förhandsgranska) går dokumentet inte in i DentalEye.