

Cytodos inloggningsrutin Cytodos 6.03

Omfattning och ansvar

Arbetsätt för läkare, sjuksköterskor som administrerar cytostatika i Cytodos och ELAS

Syfte

Beskriva arbetsätt när Cytodos ska användas utan integration med grundjournalen (Cosmic).

Innehållsförteckning

Cytodos inloggningsrutin Cytodos 6.03.....	1
Omfattning och ansvar	1
Syfte.....	1
Beskrivning.....	1
Instruktion med bilder	2

Beskrivning

Rutin för arbete med Cytodos utan integration till Cosmic

Eftersom Cytodos inte är integrerat till Cosmic kan olika patienter vara aktiva i Cosmic respektive Cytodos. Alla användare måste vara medvetna om denna risk och alltid säkerställa att byte av patient sker i både Cosmic och Cytodos.

Ny inloggningsrutin

Det är samma inloggningsrutin som tidigare i Cytodos via uthoppet i VAS, enligt följande beskrivning.

Tänk på att all dokumentation skall göras i Cosmic.

- Sätt in SITHS-kortet i tangentbordet eller SITHS-kortsläsaren.
- Öppna VAS och logga in med din läsroll

Öppna Cytodos 6.03 med via uthoppet i VAS.

- Sök patient
- Kontrollera att du valt rätt patient

Välj Integrationer


- Starta Cytodos eller Elas
- öppna Cytodos 6.0 -> Inloggningsruta öppnas
- Välj Medarbetaruppdrag -> OK
- Välj Certifikat -> OK
- Skriv SITHS-korts kod
- Cytodos öppnas

Var noga med kontrollera att samma patient är aktiv i både Cosmic och Cytodos.

Dokumentationen av Cytostatika sker som tidigare. Se lokala lathundar

Instruktion med bilder

- Sätt in SITHS-kortet i tangentbordet eller SITHS-kortsläsaren.
- Öppna VAS och logga in med din läsroll.



Välkommen till VAS
Ange användarID, lösenord och vad du vill logga in som

Viktig information
OBS!
Cosmic är nu huvudjournalssystem, all ny dokumentation sker i Cosmic.
VAS används för att läsa, vissa användare kan under en inledande period även efterregistrera i VAS
För mer detaljer, se VAS på Insidan

Logga in


Användar ID
DKSUSARV

Lösenord


Logga in som:
Systemadministratör (133)
Följ konfigurationsen

Byt lösenord Logga in


- Öppna Cytodos 6.03 med via uthoppet i VAS.
- Sök patient
- Kontrollera att du valt rätt patient




- Välj Integrationer
- Starta Cytodos eller Elas




- Välj Certifikat -> OK
- Skriv SITHS-korts kod



- Välj Medarbetaruppdrag -> OK



- Cytodos öppnas.



CSAM Cytodos - [Sammanfattning för Stella Vaan Den Dubois - 19500304-2222]

Personnummer: 19500304-2222 Namn: Vaan Den Dubois, Stella Tfn.:
 Vårdenhet: (Alla avd/mott) Gatuadress: Kattuvuoma 2 Längd: 165 cm
 Avdelning: (Alla avd/mott) Postadress: 981 29 Kiruna

Regimihistorik (4)

Kursstart	Kursnr	Regim	Ves	Rekv. nr	Rekv. Vårdenhet	Avdelning	Status	Avvik	Andringar	Kommentar
2022-09-20	KIR Cisplatin - Fluorouracil	0.1	72753	1	Intermedicin Sunderby sjukhus	Hematologmottagningen Sunder				
2022-10-27	Hems Dexametab v 1-8	0.1	72810	1	Intermedicin Sunderby sjukhus	Hematologmottagningen Sunder				
2022-10-27	KIR p.o. Capecitabine (Tel...	0.1	72812	1	Intermedicin Sunderby sjukhus	Hematologmottagningen Sunder				
2022-09-20	KIR Karboplatin/5-FU	0.2	72799	1	Intermedicin Sunderby sjukhus	Hematologmottagningen Sunder				

Rekvitionsnr: 73825 Version: 1 Kur: KIR Cisplatin - Fluorouracil
 Längd (cm): 165,00 Vikt (kg): 67,00 Kroppssyta: 1,74 Max kroppssyta: 2,00 Kurlängd (d): n/a
 Serum kreatinin: GFR:
 Diagnos: C01 malign tumör i tungbasen Protokoll: <Ospecifierat>
 Behållje: (Inte vald) Behållsikt: (Inte vald) Beh.fas: (Inte vald) Studiepat.: Nej