


## Kirurgiska munskydd

### Kirurgiska munskydd räknas inte som personlig skyddsutrustning utan går under direktiv för medicinsk utrustning (MDD).

Används för att skydda patienten från mikroorganismer i personalens utandningsluft. Kirurgiska munskydd finns i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass IR och samt IIR. Klass I och II är inte vätskeresistent, det är däremot klass IR och IIR och därför rekommenderas. Munskydd är ett stänkskydd för personalen i situationer då det finns risk för stänk av kroppsvätska, ex blod, urin, kräkning och luftvägs- eller sårsekret.

- Skydd mot droppsmitta för personalen i situationer då droppsmitta är en känd smittväg, ex. vid vård och behandling av patient med infektion orsakad av luftvägsvirus.
- För att skydda mot droppsmitta vid uppdukning av sterilt material, operativa ingrepp och större såromläggningar.

Vid stor risk för stänk används också skyddsglasögon/visir för att skydda ögonen. Innan påtagning av munskyddet och efter avtagning av munskyddet, samt även skyddsglasögon/visir ska händernas desinficeras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.



Kirurgiska munskydd fungerar som en barriär som minimerar direkt överföring av mikroorganismer från vårdpersonal till patient eller till operationsområdet.

### Sätta på ett kirurgiskt munskydd



1. Veckla försiktigt upp munskyddet genom att försiktigt dra i ovan- och nederkant.



2. Böj försiktigt till näsklämman och placera munskyddet över ansiktet så att det täcker näsa och kinder väl.



3. De övre knytbanden bör knytas i en båge om hjässan.



4. De nedre knytbanden bör fästas i en båge om nacken.



5. Justera passformen om näsroten med näsklämman. Använd båda händerna.



6. Kontrollera att knytbanden och näsklämman ger en god passform och sitter säkert på plats. Då munskyddet tagits på korrekt kommer bäraren att andas genom munskyddets material, inte via öppningar i sidorna.

### Ta av ett kirurgiskt munskydd



7. Knyt upp det nedre knytbandet först, sedan det övre. Rör inte utsidan av munskyddet när du tar av dig det.



8. Kasta munskyddet och tvätta dina händer.