

Beställningsunderlag säng Scanbed 755

Leverantör: Invacare

Information om Ersättningskedja

Länsservice har olika sängmodeller i sortiment. Då dessa fyller samma funktion så ligger de i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand.

Ersättningskedjan för sängar ser ut så här:

El-säng 90 cm

| Levereras | Sesam | Modell | Brukarvikt | Grindar | Madrasshöjd |
|-----------|-------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1:e hand | 35201 | Scanbed 755 | 200 kg | Alu grindar, Line (3 ribbor) | 18 cm* |
| 2:e hand | 38982 | Scanbed 755 | 200 kg | Trägrindar Britt V (3 ribbor) | 18 cm* |
| 3:e hand | 53912 | Scanbed 755 | 200 kg | Trägrindar Britt V (3 ribbor) | 18 cm* |

El-säng 105 cm

| Levereras | Sesam | Modell | Brukarvikt | Grindar | Madrasshöjd |
|-----------|-------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1:e hand | 37220 | Scanbed 755 | 200 kg | Alu grindar, Line (3 ribbor) | 18 cm* |
| 2:e hand | 38983 | Scanbed 755 | 200 kg | Trägrindar Britt V (3 ribbor) | 18 cm* |
| 3:e hand | 53914 | Scanbed 755 | 200 kg | Trägrindar Britt V (3 ribbor) | 18 cm* |

El-säng 120 cm

| Levereras | Sesam | Modell | Brukarvikt | Grindar | Madrasshöjd |
|-----------|-------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1:e hand | 36172 | Scanbed 755 | 200 kg | Alu grindar, Line (3 ribbor) | 18 cm* |
| 2:e hand | 38984 | Scanbed 755 | 200 kg | Trägrindar Britt V (3 ribbor) | 18 cm* |
| 3:e hand | 53916 | Scanbed 755 | 200 kg | Trägrindar Britt V (3 ribbor) | 18 cm* |

Viktig information

Sänggrindar ska aldrig användas slentrianmässigt även om grindar redan sitter på sängen.

Länsservice plomberar sänggrindarna i nedfällt läge vid utleverans.

Om grindar ska användas måste förseglingen brytas av ansvarig person.


*) Om grind används måste det vara 22 cm mellan madrass och överkant på sänggrind.

TIPS! För att sänka madrasshöjd kan en 6 cm undermadrass användas, mer information se madrassortiment.

VIKTIGT! Sängen ska inte användas av brukare under 12 år eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4409 | Version 22.0 |

Scanbed 755






| Bild | Modell | Sesam nr | Lev.art nr | Kommentar |
|---|---|---------------|-------------------|--|
|  | 90 cm (madrassmått: 85-90 cm) | *53912 | 3000755_4203AM1_2 | Höjd: 32,5 – 83 cm (utan madrass) |
| | 105 cm (madrassmått: 105 cm) | 53914 | 3000755_5003AM1_3 | Grindhöjd: Ca 40cm Madrasshöjd: Max 18 cm |
| | 120 cm (madrassmått: 120 cm) | 53916 | 3000755_5503AM1_3 | Brukarvikt: 200 kg |

Grundutförandet






4-delad sängbotten
Centrallåsning
100 mm hjul
Gavlar, trä
Grindar (se respektive modell ovan i ersättningskedja)

Tillbehör



*= Lagervara

| Lyftbåge | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|
|  | Med höjdställbar triangel | *34727 | 1542093-0154 | Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång |
| Stöd- och vändhantag med snabbkoppling | | | | |
|  | H 25 x B 30 cm | *31738 | 021964-0154 | Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång |
| | H 40 x B 30 cm | *30642 | 1417511-0154 | |
| | H 25 x B 80 cm | *33033 | 1417510-0154 | |
| Sitt upp stöd | | | | |
|  | Hjälp vid urstigning från säng | *38985 | 1426899-0154 | Komplett med fäste. Monteras i fotändan. Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång |
| Uppresningsstöd | | | | |
|  | Uppresningsstöd, höjd 43 cm | *38986 | 1534684-0154 | Komplett. Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång |
| | Adapterhylsa OBS! Adapterhylsa behövs för montering på Scanbed 750 | *29474 | 420907.60 | |
| Grindskydd | | | | |
|  | Grindskydd polstrat | | | |
| | För Scanbed 750/755 För trägrindar, Britt III – med 2 ribbor | *28436 | 1449412 | Köp. Beställs styck Med hel dragkedja. |
| | För Scanbed 755 För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V -med 3 ribbor (se listan på sida 1) | *34725 | 1449588 | Köp. Beställs styck Med delad dragkedja. |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4409 | Version 22.0 |

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---|
|  | Grindskydd nät | | | |
| | För Scanbed 750/755 För trägrindar, Britt III – med 2 ribbor (se listan på sida 1) | 28838 | 1449413 | Köp. Beställs styck |
| För Scanbed 755 För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor (se listan på sida 1) | 38742 | 1449590 | | |
|  | Grindskydd polstrat, förlängt | | | |
| | För Scanbed 755 För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor (se listan på sida 1) | | | Köp. Beställs styck |
| | - Förlängt +10 cm | 39407 | 1449591 | |
| - Förlängt +20 cm | 39408 | 1449592 | | |
|  | Grindskydd för grindar med förhöjningsribba | | | |
| | För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor + grindförhöjning på 15 cm (se listan på sida 1) | 37264 | 1558095 | Köp. Beställs styck |
| Manöverdosa | | | | |
|  | Manöverdosa med vippkontroll (Ra) | 30739 | 1426936 | Beställningsvara |
| | Adapterkabel till säng med CA-40 elektronik | 55437 | 60133640 | Beställningsvara |
| Hållare för standard-manöverdosa OBS! passar ej för vippkontrollen ovan | | | | |
| | Passar för Soft Control (gäller för SB750) | 29487 | 1433835-1015 | |
| | Passar HB-dosa (gäller för SB755) | 37086 | 1532558-0154 | |
| Lågbyggnadssats för lägre höjd | | | | |
|  | Till Scanbed 750 | 28794 | 021343.D0 | Ger lägsta sänghöjd på 25cm. 75 mm hjul, frigång på 6 cm (utan centrallåsning). |
| | Till Scanbed 755 | *34177 | 021343-0154 | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4409 | Version 22.0 |

| Begränsningsbygel | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--|
|  | Begränsningsbygel | 38987 | 1510820-0154 | Hindrar bendelen från att komma under horisontalplanet vid 15 cm/20 cm förlängning |
| Förlängning av säng | | | | |
| OBS! Om förlängd bendel på säng förlängs med 15 cm eller 20 cm, så ska säng kompletteras med begränsningsbygel för att skapa stabilitet i fotändan (artikel: 38987). | | | | |
| Till Scanbed 755, Alu Grind med 3 ribbor | | | | |
| | Grindar som förlänger 5, 10, 15 eller 20 cm Ange på beställningen önskad förlängning! | 35560 | 1522787-0125 | Beställs i par |
| Till Scanbed 755, Trägrindar med 3 ribbor | | | | |
| | Grindar som förlänger 10 cm | 38988 | 1574861-0101 | Beställs i par |
| | Grindar som förlänger 20 cm | 38989 | 1574862-0101 | |
| Grindförhöjning +15 cm | | | | |
|  | Till Aluminiumgrind (styck) | *34726 | 1538345-0125 | Monteras på befintliga grindar och ökar höjden med 15 cm. |
| | Till Trägrindar (styck) | *33741 | 1538420-0125 | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4409 | Version 22.0 |