

# Beställningsunderlag säng Scanbed 755

Leverantör: Invacare

## Information om Ersättningskedja

Länsservice har olika sängmodeller i sortiment. Då dessa fyller samma funktion så ligger de i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand.

Ersättningskedjan för sängar ser ut så här:

### El-säng 90 cm

Levereras	Sesam	Modell	Brukarvikt	Grindar	Madrasshöjd
1:e hand	35201	Scanbed 755	200 kg	Alu grindar, Line (3 ribbor)	18 cm*
2:e hand	38982	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*
3:e hand	53912	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*

### El-säng 105 cm

Levereras	Sesam	Modell	Brukarvikt	Grindar	Madrasshöjd
1:e hand	37220	Scanbed 755	200 kg	Alu grindar, Line (3 ribbor)	18 cm*
2:e hand	38983	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*
3:e hand	53914	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*

### El-säng 120 cm

Levereras	Sesam	Modell	Brukarvikt	Grindar	Madrasshöjd
1:e hand	36172	Scanbed 755	200 kg	Alu grindar, Line (3 ribbor)	18 cm*
2:e hand	38984	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*
3:e hand	53916	Scanbed 755	200 kg	Trägrindar Britt V (3 ribbor)	18 cm*

## Viktig information

Sänggrindar ska aldrig användas slentrianmässigt även om grindar redan sitter på sängen.

Länsservice plomberar sänggrindarna i nedfällt läge vid utleverans.

Om grindar ska användas måste förseglingen brytas av ansvarig person.


\*) Om grind används måste det vara 22 cm mellan madrass och överkant på sänggrind.

TIPS! För att sänka madrasshöjd kan en 6 cm undermadrass användas, mer information se madrasssortiment.

**VIKTIGT! Sängen ska inte användas av brukare under 12 år eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.**

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 24.0

## Scanbed 755

Bild	Modell	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	<b>90 cm</b> (madrassmått: 85-90 cm)	<b>*53912</b>	3000755_4203AM1_2	Höjd: 32,5 – 83 cm (utan madrass)
	<b>105 cm</b> (madrassmått: 105 cm)	<b>53914</b>	3000755_5003AM1_3	Grindhöjd: Ca 40cm Madrasshöjd: Max 18 cm
	<b>120 cm</b> (madrassmått: 120 cm)	<b>53916</b>	3000755_5503AM1_3	Brukarvikt: 200 kg






### Grundutförandet

4-delad sängbotten  
Centrallåsning  
100 mm hjul  
Gavlar, trä  
Grindar (se respektive modell ovan i ersättningskedja)






### Tillbehör

\*= Lagervara

**OBS! Tillbehör på hyra kan ej beställas till av verksamhet inköpta vårdängar**

Lyftbåge				
	<b>Med höjdställbar triangel</b>	<b>*34727</b>	1542093-0154	Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
Stöd- och vändhantag med snabbkoppling				
	<b>H 25 x B 30 cm</b>	<b>*31738</b>	021964-0154	Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
	<b>H 40 x B 30 cm</b>	<b>*30642</b>	1417511-0154	
	<b>H 25 x B 80 cm</b>	<b>*33033</b>	1417510-0154	
Sitt upp stöd				
	Hjälp vid urstigning från säng	<b>*38985</b>	1426899-0154	Komplett med fäste. Monteras i fotändan. Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
Uppresningsstöd				
	<b>Uppresningsstöd, höjd 43 cm</b>	<b>*38986</b>	1534684-0154	Komplett. Kan levereras ut i färg: beige eller grå beroende på lagertillgång
	<b>Adapterhylsa</b> OBS! Adapterhylsa behövs för montering på Scanbed 750	<b>*29474</b>	420907.60	
Grindskydd				
	<b>Grindskydd polstrat</b>			
	<b>För Scanbed 750/755</b> <b>För trägrindar, Britt III – med 2 ribbor</b>	<b>*28436</b>	1449412	<b>Köp.</b> Beställs styck Med hel dragkedja.
	<b>För Scanbed 755</b> <b>För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V -med 3 ribbor</b> (se listan på sida 1)	<b>*34725</b>	1449588	<b>Köp.</b> Beställs styck Med delad dragkedja.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 24.0

	<b>Grindsydd nät</b>			
	<b>För Scanbed 750/755</b> För trägrindar, Britt III – med 2 ribbor (se listan på sida 1)	<b>28838</b>	1449413	<b>Köp.</b> Beställs styck
<b>För Scanbed 755</b> För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor (se listan på sida 1)	<b>38742</b>	1449590		
	<b>Grindsydd polstrat, förlängt</b>			
	<b>För Scanbed 755</b> För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor (se listan på sida 1)			<b>Köp.</b> Beställs styck
	- Förlängt +10 cm	<b>39407</b>	1449591	
- Förlängt +20 cm	<b>39408</b>	1449592		
	<b>Grindsydd för grindar med förhöjningsribba</b>			
	<b>För aluminiumgrind, Line alt trägrindar, Britt V – med 3 ribbor + grindförhöjning på 15 cm</b> (se listan på sida 1)	<b>37264</b>	1558095	<b>Köp.</b> Beställs styck
<b>Manöverdosa</b>				
	Manöverdosa med vippkontroll (Ra)	<b>30739</b>	1426936	Beställningsvara
	Adapterkabel till säng med CA-40 elektronik	<b>55437</b>	60133640	Beställningsvara
<b>Hållare för standard-manöverdosa <span style="color: red;">OBS! passar ej för vippkontrollen ovan</span></b>				
	<b>Passar för Soft Control</b>	<b>59531</b>	1433835-0154	
	<b>Passar HB-dosa</b> (gäller för SB755)	<b>37086</b>	1532558-0154	
<b>Lågbyggnadssats för lägre höjd</b>				
	<b>Till Scanbed 750</b>	<b>28794</b>	021343.D0	Ger lägsta sänghöjd på 25cm. 75 mm hjul, frigång på 6 cm (utan centrallåsning).
	<b>Till Scanbed 755</b>	<b>*34177</b>	021343-0154	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4409	Version 24.0

<b>Begränsningsbygel</b>				
	<b>Begränsningsbygel</b>	<b>38987</b>	1510820-0154	Hindrar bendelen från att komma under horisontalplanet vid 15 cm/20 cm förlängning
<b>Förlängning av säng</b>				
<b>OBS!</b> Om förlängd bendel på säng förlängs med 15 cm eller 20 cm, så ska säng kompletteras med begränsningsbygel för att skapa stabilitet i fotändan (artikel: 38987).				
<b>Till Scanbed 755, Alu Grind med 3 ribbor</b>				
	Grindar som förlänger 5, 10, 15 eller 20 cm <b>Ange på beställningen önskad förlängning!</b>	<b>35560</b>	1522787-0125	Beställs i par
<b>Till Scanbed 755, Trägrindar med 3 ribbor</b>				
	Grindar som förlänger 10 cm	<b>38988</b>	1574861-0101	Beställs i par
	Grindar som förlänger 20 cm	<b>38989</b>	1574862-0101	
<b>Grindförhöjning +15 cm</b>				
	Till Aluminiumgrind (styck)	<b>*34726</b>	1538345-0125	Monteras på befintliga grindar och ökar höjden med 15 cm.
	Till Trägrindar (styck)	<b>*33741</b>	1538420-0125	

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Maria Sjöberg
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divse-4-4409	<b>Version</b> 24.0