

Beställningsunderlag för Swift Mobil, Swift Mobil tilt

Leverantör: Etac

Viktig information

Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell bedömning ska alltid göras med hänsyn till patientens funktion, miljö och behov av hjälp/tillsyn.

Att tänka på:

- Stå aldrig på fotstöden (vik upp fotplattorna eller vrid dem åt sidan vid in- urstigning)
- Vid i- och urstigning, lås alltid hjulen och tänk på att utställda hjul ge ökad stabilitet (större understödsyta)
- Luta inte överdrivet mycket framåt (tipprisk)

Ersättningskedja Hygienstol standard

1:a hand	Ocean 2	34835
2:a hand	Ocean 2	37415
3:e hand	Swift Mobil	32529
4:e hand	Swift Mobil 2	43250
5:e hand	Swift Mobil 2	52985

Swift mobil/ Swift Mobil 2

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Swift Mobil Utgående – levereras i mån av tillgång på lager.	32529	80209460	Sitthöjd: 45 – 60 cm Höjd fotplatta – sits: 34 – 46 cm Bredd mellan armstöd: 48 cm Total bredd: 58 cm Sitsbredd: 50 cm Sitsdjup: 46,5 cm Brukarvikt: 160 kg
	Swift Mobil 2 Utgående – levereras i mån av tillgång på lager.	43250	80229405	Sitthöjd: 45 – 60 cm Höjd fotplatta – sits: 34 – 46 cm Bredd mellan armstöd: 48 cm Total bredd: (alt. 42/54 cm) Sitsbredd: 58 cm Sitsdjup: 50 cm Brukarvikt: 46,5 kg 160 kg
	Swift Mobil 2	*52985	80229463	Sitsbredd: 58 cm Sitsdjup: 50 cm Brukarvikt: 46,5 kg 160 kg

Grundutförande

Armstöd Benstöd med fasta fotplattor (gäller för 32529, 43250) Benstöd med uppfällbara fotplattor inkl. hälband (gäller 52985) Ryggstöd	Sits med intimurtag fram (gäller 32529/ 32593) Sits med intimurtag fram och öppning bak (gäller 43250, 52985) Bäckengeider Hjul med broms
--	--

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5932	Version 18.0

Ersättningskedja Hygienstol tilt

1:a hand	Ocean Vip	27050
2:a hand	Swift Mobil tilt	32593
3:e hand	Ocean Vip	37398
4:e hand	Ocean Vip Ergo	50173
5:e hand	Swift Mobil tilt 2	52986

Swift Mobil tilt

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Swift Mobil tilt Utgående– levereras i mån av tillgång på lager	32593	80209473	Sitthöjd: 50-65 cm Höjd fotplatta – sits: 34 – 46 cm Bredd mellan armstöd: 48 cm Total bredd: 58 cm Sitsbredd: 50 cm Sitsdjup: 46,5 cm Sitstilt: 0° till 30° Brukarvikt: 160 kg
	Swift Mobil tilt 2	*52986	80229473	

Grundutförande

Armstöd Benstöd med uppfällbara fotplattor inkl. hälband Ryggstöd Sits med intimurtag (Intimurtag: 21,5 x 30,5 cm) Sits med intimurtag fram och öppning bak (gäller 52986)	Bäckengeider Hjul med broms Nackstöd
---	---

Tillbehör

*= Lagervara

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Fotstödsalterantiv				
	Kort benstöd (par) 24 – 36,5 cm	43256	80209520	10 cm kortare än standard
	Ben- och vadvstöd (st)	*32530	80209437	Vinkelställbart. Passar både hö/vä
	Fotplatta till ben- och vadvstöd (st)	*32531	80209443	Ställbar i 6 lägen. Passar både hö/vä
	Hälband (par)	*32532	80209432	Köp <i>Standard på Swift mobil tilt-modellerna</i>
	Amputationsbenstöd	35347	80209510	Passar både hö och vä

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5932	Version 18.0

Armstödsalterativ				
	Breddningssats	32533	80209441	Ökar avståndet mellan armstöden med 6 cm.
	Breddningssats till nyare modell (stolar lev from mars 2011, serienummer från 5755)	34496	80209444	OBS! Behövs inte för de nyaste modellerna: 52985, 52986 då standardarmstöden går både att bredda och smala av +/- 6 cm
	Hemiplegiarmsöd (styck)	*20239	80209035	Köp. Passar både hö/vä
	Armstödslåsning	33890	80209445	Köp. Låser armstödet i nerfällt läge
Sitsar				
	Mjuk komfortsits, sluten baktill Höjd: 2 cm	43152	80209306	Köp. Passar alla modeller av Swift Mobil
	Mjuk komfortsits, sluten baktill Höjd: 4 cm Liten öppning, bredd: 15cm Std-öppning, bredd: 18 cm	36814 *36248	80209507 80209506	Köp. Passar alla modeller av Swift Mobil
	Mjuk komfortsits, öppen baktill Höjd: 2 cm	43251	80209518	Köp. Passar endast Swift mobil 2, Swift mobil tilt 2
	Mjuk komfortsits, öppen baktill Höjd: 4 cm	*43252	80209519	Köp. Passar endast Swift mobil 2, Swift mobil tilt 2
	Stänkskydd	*32535	80209430	Köp. Kläms fast i intimurtaget.
Bäcken(potta)				
	Bäcken, grå OBS - utan lock!	*32538	80209254	Köp.
Ryggalternativ				
	Mjuk rygg (ryggdyna)	*32539	80209448	Köp.
	Komfortskal	36247	80209455	Köp. Mjuk rygg med integrerade armstödsplattor

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5932	Version 18.0

	Bålstöd	35701	80209509	Köp Bålstödet är gjort i polyester (tyg), och rengörs i 60°C.
Nackstöd				
	Komplett med fäste	*32540	80209447	<i>Standard på Swift mobil tilt.</i> Justerbar i höjd, djup och sidled.
Drivhjulssats				
	24"massiva däck (Komplett sats) Endast för standard Swift mobil, ej till tilt-modellen!	*32541	80209436	Inklusive fäste och broms Breddar + 16 cm OBS! När drivhjul används rekommenderas att tippskydd monteras bak (se nedan under säkerhet)
Säkerhet				
	Höft- och bröstbälte			
	Höft-/bröstbälte polstrat Längd: 35-130 cm Inkl. fästen	44782	80209524	Köp Kan antingen användas som höft- eller bröstbälte. Tvådelat bälte i vadderat, snabbtorkande material
	Höftbälte, 120 cm	*32542	80209440	Köp. Fästs med kardborreband i nedre delen av ryggröret.
	Bröstbälte, 160 cm	32543	80209442	Köp. Fästs i ryggstödet. Används alltid i kombination med höftbälte.
	Tippskydd bak Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt bak (ex. lårbensamputation)			
	Tippskydd bak inkl. fäste (par)	32544	80209439	Passar till: Swift Mobil/ Swift Mobil tilt Swift Mobil 2
	Tippskydd bak inkl. fäste (par)	52984	80209459	Passar till: Swift Mobil tilt 2
	Tippskydd fram Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt fram			
	Tippskydd fram (par) inkl. fäste (par)	52592	80209526	Passar till: Swift mobil 2 Swift Mobil tilt 2
	Övrigt			
	Tvärslå 60,5 cm (standard) 66,5cm (till breddningssats)	*10755 32589	80303034 80209452	För ökad trygghet och stöd för brukaren. OBS! Ersätter inte bröst- och höftbälte som säkerhet.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5932	Version 18.0