

## Checklista vid utprovning av rollator

Namn	
Personnummer	

### Förskrivarens genomgång och kontroll av hjälpmedlets funktioner

Förskrivaren ansvarar för att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns. Kontrollera att hjälpmedlet är helt, att bromsar fungerar mm.

Förskrivaren ansvarar för att informera patient om att rollatorn inte får användas innan utprovning.

### Genomgång med patient

- Körhandtagens höjdinställning, cm .....
- Körhandtagens vinkel
- Bromsar; färdbroms och parkeringsbroms
- Sittfunktion på rollatorn
- Hopfällning/uppfällning av rollatorn
- Körteknik på plant underlag
- Körteknik utomhus vid trottoarkant/ett fåtal trappsteg/lutande plan
- Korg, får inte lastas med för tunga varor, max 10 kg, se bruksanvisning.
- Andra tillbehör, t ex bricka, kryckkäppshållare, släpbromsar, hemiplegihandtag.
- Bruksanvisning lämnas
- Lån av rollator lämnas
- Klarar att hantera utprovad rollator i den miljö där den ska användas

I bruksanvisningen finns detaljerad information om rollatorn.

Bruksanvisningen bör läsas av den som ska använda rollatorn och/eller närstående/personal.

När och hur **uppföljning och utvärdering av uppsatt mål** ska göras överenskommes i samband med utprovningen.