

Dränage utav pancreascysta

Undersöknings kod 49953

Med dubbel pigtail kateter (Stent) Biliary Stent från COOK ZEBD7-7 Artikelnr. G21396

Berörda enheter

Behandlingen utförs tillsammans med Endoscopi avdelningen telefon 83306 och med Narkos.

Syfte

Samordning mellan klinikerna görs mellan radiologin och kirurgmottagning som kontaktar berörda enheter

Dukning

- Ultraljud CH5-2
- Nefro/PTC uppduknings set
- Chiba punktions nål
- 3-stegs dilatations set
- 8 Fr introducer (ev. 9 F)
- Ledare DEJ (ev. andra ledare som öppnas vid tillfället)
- NaCl 250 ml påse
- Handskar 2 Par
- Ultraljuds set till CH 5-2 (Angiografins)
- Suturtråd lång utan nål Monocryl 3-0, lång . Om det finns endast med nål kan man klippa bort nålen
- Biliary Stent dubbel Pigtail . Öppnas först när den ska till att användas.(ZEBD-7-7 artnr. 621396)

Utförande

Behandlingen görs tillsammans med gastro som för ner gastroskopet och vägleder Radiologen som med ultraljudet gör punktionen. När man är på plats förs dubbel pigtailen ned i cystan och dräneras där igenom till ventrikeln.

Personal från Endoscopin gör färdigt sin apparat och går upp till sig, vi ringer ner dom närvi börjar tvätta patienten. Telefon 83306