

# Andningsskydd

## Syfte

Att beskriva användning och hantering av andningsskydd.

## FFP3 (engångsprodukt) i kombination med visir eller skyddsglasögon

### Användning

- Används vid luftburen smitta som lungtuberkulos, mässling, vattkoppor
- Används vid influensa, vid risk för aerosolbildning t.ex. inhalationsbehandling, slem sugning, intubation eller bronkoskopi
- Maximal användningstid 8 timmar

### Handhavande av andningsskyddet



**Så tas andningsskyddet på:**

- Placera andningsskyddet över näsa, mun och haka
- Kläm åt metallskenan över näsryggen så att munskyddet sitter bra
- Fäst snörena (eller gummibandet) bakom huvudet
- Justera andningsskyddet så det sitter bra runt näsan och över hakan
- Vid användning av andningsskydd FFP 3 gör ett täthetstest Kupa händerna över näsa och mun och andas in kraftigt.  
Justera andningsskyddet vid behov och upprepa testet

**Så tas andningsskyddet av:**

- Rör inte själva andningsskyddet, bara snörena (gummibanden) bakom huvudet.
- Lossa det nedre bandet först, därefter det övre bandet.
- Lyft andningsskyddet från ansiktet medan du håller i banden