

## Lån av säng

Du har fått låna en säng enligt riktlinjerna i Regionen Norrbotten och Norrbottens kommuner. Sängen är ditt personliga hjälpmedel och får inte lånas ut och/eller överlåtas till annan person.

Sängen ska återlämnas när behovet upphör.

Sängmodell:.....

Individnummer:.....

Användning av sänggrind:  Ja  Nej

Grindskydd:  Ja  Nej

Sängens tillbehör:

Lågbyggnadssats  Lyftbåge  Situp-stöd

Uppresningsstöd  Stöd- och vändhandtag

## Patientansvar

I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska också ingå att svara för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse. Om sängen förstörs eller förkommer kan du bli ersättningsskyldig.

## Viktigt att komma ihåg – Säkerhetsaspekter

- För att minska risken för sår i rygglut och hälar samt att glida ner i sängen, använd sängens rygg- och benjustering. Sängen ska enkelt kunna ändras till hjärtläge, det vill säga, höjd huvudända och sänkt fotända, för att underlätta blodcirkulation och andning.
- Madrass är eget ansvar och rekommenderas vara ca 13cm. En för tjock madrass kan medföra att sängens funktioner inte fungerar optimalt. Är avståndet mindre än 22cm mellan madrass och grindens överkant används grindförhöjning.
- Sängen ska inte användas av person under 12 år eller av person vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.
- I bruksanvisningen finns detaljerad information om hur hjälpmedlet ska handhas och skötas. Bruksanvisningen bör läsas av hjälpmedelsanvändaren och/eller närstående/personal.

Vid flytt, kontakta förskrivaren i god tid.

Kontakta förskrivaren om sängens funktioner slutar fungera.

All service och reparation på utlånade hjälpmedel ska utföras av Hjälpmedelsverksamheten.

## Skötselråd

I bruksanvisningen finns detaljerad information om sängen och hur den ska skötas.

## Förskrivarens genomgång och kontroll av hjälpmedlets funktioner

Förskrivaren ansvarar för att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används på eller av patient. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns.

- Instruera hur sängen ska placeras.
- Instruera om sängens olika funktioner.
- Instruera och informera om sänggrind/ar.
- Informera hur sängen ska skötas och kontrolleras.
- Kontrollera att hjulen är låst.
- Klämrisk finns om grind eller stöd- och vändhandtag används.
- Använd dig av sängens funktioner för bland annat hjärtläge.
- Bruksanvisning lämnas.
- Lånevillkor lämnas.

## Övrig information

.....  
.....  
.....

## Din kontaktperson är:

Förskrivare (yrkestitel, namn).....

Arbetsplats.....

Telefon.....

Har du inte längre behov av sängen ska kontakt tas med förskrivare.

**Hjälpmedelsverksamheten** Service Direkt 0920-712 12