

## Cementering av protetiska konstruktioner

Typ av material	Förbehandling	Cementtyp (enligt Region Norrbottens upphandling)
<p><b>Glaskeramer</b></p> <p><b>Leucitbaserade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPS Empress® CAD</li> <li>Hass Rosetta® BM</li> </ul> <p><b>Litiumdisilikatbaserade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPS e.max®CAD/Press</li> <li>Hass Rosetta® SP/SM</li> <li>Upcera LiSi<sub>2</sub></li> </ul>	<p><b>Labb</b> Tandteknikern ska förbehandla ersättningen med fluorvätesyra (HF).</p> <p><b>Klinik</b> Vid förorening i samband med inprovning ska restaureringen rengöras med <a href="#">Ivoclean</a> och därefter med vanlig etsgel (fosforsyra). Avsluta med att skölja ordentligt med vatten och dehydrera med absolut alkohol.</p> <p>+</p> <p>Kemisk aktivering – <b>silanisering</b> med porslinsprimer av samma fabrikat som cementet.</p> <p><b>Tanden</b> rengörs med pimpsten eller fluorfri pasta följt av bondingsteg för respektive cement.</p> <p><b>OBS!</b> Följ alltid fabrikantens rekommendationer!</p>	<p><b>Ljus- eller dualhärdande (helst aminfritt) resinacement</b></p> <p><b>Skalfasader/skalkronor/≤2mm tjocka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Variolink Esthetic LC</a></li> </ul> <p><b>Kronor ≥2mm tjocka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Variolink Esthetic DC</a></li> <li><a href="#">Panavia F2.0</a></li> </ul> <p><b>OBS!</b> Använd komponenter som tillhör cementet. Blanda inte olika märken. Läs länkade bruksanvisningar.</p>

Typ av material	Förbehandling	Cementtyp (enligt Region Norrbottens upphandling)
<p><b>Oxidkeramer</b></p> <p><b>Zirkonia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procera® Zirkonia</li> <li>BruXZir®</li> <li>Prettau® Zirkonia</li> <li>KaVo Everest®</li> </ul>	<p><b>Labb</b> Rengöring samt kemisk ytbehandling. Försiktig sandblästring med aluminiumoxidpartiklar 50µ-110µ. Ultraljudsbad.</p> <p><b>Klinik</b> Vid förorening i samband med inprovning ska restaureringen rengöras med <a href="#">Ivoclean</a> och alkohol.</p> <p><b>Tanden</b> rengörs med pimpsten eller fluorfri pasta.</p> <p><b>OBS!</b> Undvik att tvätta med fosforsyra och följ alltid fabrikantens rekommendationer!</p>	<p><b>Dual härdande resinacement innehållande 10-MDP</b> (10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosfat) är <b>bästa alternativet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Panavia F2.0</a></li> </ul> <p><b>Andra alternativ Resinacement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Variolink Esthetic DC</a></li> <li><a href="#">Breeze DC</a></li> <li><a href="#">RelyX Unicem Aplicap</a></li> </ul> <p><b>Resinförstärkt glasjonomer cement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">GC Fuji Plus</a></li> </ul> <p><b>OBS!</b> Använd komponenter som tillhör cementet. Blanda inte olika märken. Läs länkade bruksanvisningar.</p>

Typ av material	Förbehandling	Cementtyp (enligt Region Norrbottens upphandling)
<b>Metaller</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koboltkrom</li> <li>Titan</li> <li>Guld</li> </ul>	<p><b>Labb:</b> Rengöring.</p> <p><b>Klinik:</b> Vid förorening i samband med inprovning ska restaureringen rengöras med till exempel <a href="#">Ivoclean</a> och/eller alkohol.</p> <p><b>Tanden</b> rengörs med pimpsten eller fluorfri pasta.</p> <p><b>OBS!</b> Följ alltid fabrikantens rekommendationer!</p>	<p><b>Resinförstärkt glasjonomer cement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">GC Fuji Plus</a></li> </ul> <p><b>Zink-fosfat cement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Harvard cement (handrört pulver/vätska)</a></li> <li><a href="#">Harvard OptiCaps</a></li> </ul> <p><b>Resincement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Breeze DC</a></li> <li><a href="#">RelyX Unicem Aplicap</a></li> </ul>

#### Artikelnummer och leverantör:

- [Ivoclean](#) (637568 GAMA)
- [Variolink Esthetic LC](#) (679022 DAB)
- [Variolink Esthetic DC](#) (679023 DAB)
- [Adhese Universal](#) (Flaska 681506 DAB + VivaPen 664505 GAMA)
- [Monobond Plus](#) (680481 DAB)
- [Panavia F2.0](#) (480-EU GAMA)
- [Clearfil SE-Bond Primer](#) (1982-EU GAMA)
- [Clearfil Porcelain Bond Activator](#) (061-EU GAMA)
- [GC Fuji Plus](#) (1418 GAMA)
- [GC Fuji Plus Conditioner](#) (221 GAMA)
- [RelyX Unicem Aplicap](#) (44366 NORDENTA)
- [Breeze DC](#) (53858 NORDENTA)
- [Harvard cement handrört pulver/vätska](#) (7002203+7002300 GAMA)
- [Harvard OptiCaps](#) (7081350 GAMA)

**OBS!** Vissa cement kan ha flera artikelnummer beroende på flera färger (opak, translucent, etc).