

Percutan Endoscopisk Nefropyelolitectomi i ” GYN-RYGG-SIDO -läge”. Arbetsrutin, AnOpIVA Sunderby Sjukhus

”PCNL”

OP-BORD, UTRUSTNING, PLACERING, UPPDUKNING.

- Gynbord med geldynor på benstöden och geldyna på rumpdelen av gynbordet.
Kilkudde stor och liten. Kudde liten. Extra benrem = lång. Skumdyna Ligasano x 2. Tensoplast.
- C-båge
- 2 sugar (= Sal 307 + förråd C)
- Lithoclast (förråd C-modul)
- Droppställning (NA-förrådet) Blanda: Methylthioninium chloride Proveblue 5mg/ml + Omnipaque och häng upp på droppställningen
- Dry Max & uppsugningsdynor
- Ev Laser
- Uppdukning: SE BILDER ”8A+8B ” .
- Uppställning av apparatur/ utrustning : SE BILDER ” Uppställning Seans 2 ”.

POSITIONERING:

OBS! Sök operatörerna vid narkos-start, de medverkar vid uppläggnen.

- Slajda bordet max mot fotändan.
- Gyn-rygg-sido läge: ca 20-grader från op-sidan. Kilkuddar under op.sidan. Geldyna under rumpdelen som patient ligger på. Kudde mellan undre och övre arm. Skumdyna på övre arm fäst med lång benrem. Ben i benstöd 45-70 grader vinkel först (vid inläggning av Occlusionsballongkateter transuretralt), ändras till ca 20 graders vinkel + benen förs ihop v.b. Skumdyna höft med benrem över eller Tensoplast. **SE BILDER.**

TVÄTTA & KLÄ & KOPPLA:

- Övre: Håravkortning. Descutan. Klorhexidinsprit.
- Nedre: Descutan
- Klä nedre: ”TUR-SET”, koppla allt precis samma som till en ”pigtail”.
- Klä övre: med abs-klisterduk + nefroscopilakanet = klipp ett större hål i incisiondelen, förstärk ev med op-tape. Koppla inflödesslang till NaCl, koppla ljuskabel, koppla sugslang m siliconfattning. Koppla sugslang från handtag-Trilogy till Lithoclast. Passet kopplar vidare till stor sugflaska via K/ K-slang (ej till annan sug-apparat) Vänta med övrigt. Operatör ska först dilatera kanalen!
- Passet kopplar utsugslang från uppsamlingspåsen på övre lakanet till sug.

OBSERVERA:

- **GÖR EN GROV UPPSKATTNING AV VÄTSKEMÄNGD IN/UT .
Markera NaCl-påsarna.**
- PCNL görs med ”Stora nefroscopet” eller ” Mini nefroscopet” (meddelas via op-anmälan). Om ”Mini nefroscopet” ska det vara övertrycksman-schett på NaCl p ga att det inte är något utflöde/utflödesslang från mini-nefroscopet.
- Röntgen läkare brukar börja, gör en kanal med ledare för att operatören ska kunna operera. Röntgenläkaren har med eget material, spara dessa förpackningar.
- Operatörerna kommer först att arbeta med Lithoclasten sedan delar de på sig så den ena arbetar nerifrån med Flexiblet engångs uretäriscop plus laser och den andra fortsätter med Lithoclasten

	DUKA detta på 1 bord	Antal	Hylla
INSTRUMENT/SET	Cysto-Stent-Sten galler	1	71:2
STERILT MATERIAL	Klädset ”TUR-set”	1	STF
	Spolaggregat enkelt	1	STF
	Utsugslang K/K	1	STF
	Kameraskydd utbytbart	1	STF
	Kompress Orange 10x10	1	STF
	Spruta 20 cc (<i>till Omnipaque</i>)	1	Na för-råd/Sal
	Guide wire 0.035	1	Sal
	Occlusionskateter (<i>läs kuffmängd</i>)	1	Sal
	Xylocaingel	1	Sal
	KAD 14 ch	1	STF/Sal
Ev	Omnistrip (<i>fästa ihop KAD + Occlusionskateter</i>)		Sal
FRÅN LÄKEMEDELS-FÖRRÅDET	Metylthioninium chlorid Proveblue 5mg/ml Omnipaque 140 mg/ml = 50ml		
ÖVRIGT Gör detta <u>osterilt</u> och häng upp på dropp-ställning innan op.start.	<u>Blanda:</u> ca 1 ml Metylthioninium chloride Proveblue 5mg/ml i 50ml Omnipaque 140mg/ml. Kopplas i ett infusionsaggregat med luftning. (Detta kopplas till occlusionskatetern när Seans 1 är klar) Blanda mer v.b		

	DUKA detta på 1 bord	Antal	Hylla
INSTRUMENT/SET	PCNL	1	73:7
	Lithoclast EMS	1	72:7
	Ledare (27290 AG) PCN	1	70:8
GROVA PCNL	Nephroscop + vinklad optik	1	71:7
GROVA PCNL	Probe Trilogy FR-247 (3,3 mm x 340 mm)	1	Skepp URO
GROVA PCNL	Fiberljuskabel lång	1	70:1
MINI PCNL	Nefroskop MIP	1	73:7
MINI PCNL	Probe Trilogy FR – 250 (1,5 mm x 440 mm)	1	Skepp URO
STERILT MATERI- AL	Nefroskopilakan	1	STF
	Instrumentbordslakan	1	STF
	Absorberande klisterduk 60x70	1	STF
	Dislocation bag	1	STF
	Kameraskydd	1	STF
	C-arm drape	1	STF
	Spolaggregat dubbelt	1	STF
	Sugslang med siliconfattning (till GROVA PCNL)	1	ÖNH Skepp
	Kardborre	2	Sal
	Knivblad 11	1	Sal
	Gröna kompresser	1	Sal
	Tvättkopp	1	Sal
	Spruta 10cc	1	Sal
	Op-tape	1-2	Sal
	Adapter dränpåse (=till Nefrostomikateter + uribag)	1	Sal
	Stenfångarbehållare	1	Skepp URO
	C-armor drape (v.b)	1	Skepp URO
	Ev		
DUKA EJ UPP	NefrostomiKAD (Ord av Operatör) Finns på Sal		

	DUKA detta på 1 bord	Antal	Hylla
SUTUR	Ev 3/0 Vicryl SH eller 0 Vicryl (<i>fästa nefrostomi- kat</i>)		
FRÅN LÄKEME- DELS- FÖRRÅDET	Ev Omnipaque 140 mg/ml		
FÖRBAND	Island dressing med pad. Absorptionsförband + Filmförband		
ÖVRIGT	NACL 3000 ml. Grov bedömning av mängden vätska in och ut, håll koll!		
	K/K slang + Utsugsslang (<i>till 1 sug & Lithoclasten</i>)		