





Beställningsunderlag för Hjullyft - tyngre brukare

Ersättningskedja

Det finns flera olika modeller av lyftar i sortiment.

Då dessa fyller likvärdig funktion så ligger de i s.k. ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand.


Viktigt att tillbehör beställs för respektive artikel, se nedan i tillbehörslistan

Levereras	Leverantör	Sesam	Yttermått (bredd)	Lyfthöjd	Brukarvikt	Övrigt
1:a hand Viking XL 	Liko	30306	81,5 cm	54 - 191 cm	300 kg	Utgående – levereras i mån av tillgång på lager V-breddat underrede Lyftbygel 670 mm Twin Höjd underrede: 17 cm Kan vid behov kompletteras med snabbkoppling, se nedan tillbehör
2:a hand Viking L 	Liko	27676	69,5 cm	46 - 179 cm	250 kg	Utgående – levereras i mån av tillgång på lager V-breddat underrede Lyftbygel 450 mm Höjd underrede: 16,5 cm Kan vid behov kompletteras med snabbkoppling, se nedan tillbehör
3:e hand Eva 600EE 	DHG (f.d. Handicare)	41518	75 cm	50 – 181 cm	270 kg	Utgående – levereras i mån av tillgång på lager V-breddat underrede Lyftbygel 600 mm Höjd underrede: 16,5 cm Kan vid behov kompletteras med snabbkoppling, se nedan tillbehör
OBS! Viktig info Tillbehör t ex lyftsele kan inte automatiskt kombineras mellan olika leverantörers produkter. Väljs lyft och sele från olika leverantörer behöver man som förskrivare göra en egen riskbedömning och journalföra den. Ansvar för lyftsituation ligger då på förskrivaren						
4:e hand Viking L 	Liko	*51892	69,5 cm	46-179 cm	250 kg	V-breddat underrede Lyftbygel 600 mm Höjd underrede: 16,5 cm Kan vid behov kompletteras med snabbkoppling, se nedan tillbehör

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-1396	Version 12.0









Viking L

*lagervara


Leverantör: Liko				
Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Viking L	*51892	SE2040044	V-breddat underrede Ytermått: 75 - 115 cm Lyftintervall: 50 – 181* cm Brukarvikt: 250kg
Ingår i grundutförandet:				
Lyftbygel 600 mm Manöverdosa				

*) Masten justerbar i tre lägen




Tillbehör Liko-lyftar

Alternativa lyftbyglar				
	Universalbygel 350 mm	34465	3156074	
	Universalbygel 450 mm	26362	3156075	<i>Ingår i grundutförandet på Viking L nr 27676</i>
	Universalbygel 600 mm	30920	3156076	<i>Ingår i grundutförandet på Viking L nr 51892</i>
	Lyftbygel Twin 670 mm	20707	3156077	<i>Ingår i grundutförandet på Viking XL</i>
	Lyftbygelskydd Paddy 30	28370	3607001	Köp Passar: Universalbygel 350, 450 och 600 mm
Våg				
	Liko Scale Max.last: 350 kg	43106	3156228	Måste kompletteras med ledadapter, se nedan
	Ledadapter 12 m	31477	2016504	
	Adaptersats för våg (snabbkoppling) till Lyft Uno Består av: Snabbkoppling, universal Ledadapter 8 mm Q-link 13	34272	3156232	OBS! Kräver lyftbygel med snabbkoppling, se tillbehör ovan.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-1396	Version 12.0

Övrigt				
	Armstöd för Viking L och XL	30307	2047010	Utfällbara armstöd som ger brukaren stöd vid gångträning eller gör det lättare för personalen att manövrera lyften när en tung brukare lyfts.

Tillbehör Handicare-lyftar

Alternativa lyftbyglar				
	SlingBar S lyftbygel 350 mm	x	70200001	
	SlingBar M lyftbygel 450 mm	36279	70200002	
	SlingBar L lyftbygel 600 mm	36940	70200003	<i>Standard på Eva 600 EE</i>
	Polstring Sling BarWrap	37497	70200009	Köp
Våg				
	Charder MH 2500	43107	70100002	Köp. Fästs på lyftbygel till mobillyft. Maxvikt på brukare: 300 kg

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Cecilia Pålsson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-1396	Version 12.0