




Beställningsunderlag arbetsstol barn Real 9300 Plus manuell

Leverantör: Mercado




Information Ersättningskedja

Länsservice har olika ”generationer av arbetsstolar i sortiment. Då dessa fyller likvärdig funktion så ligger de i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand. Skillnader finns i utförandet på de olika modellerna, se nedan.

Arbetsstol manuell Barn – Standard sitthöjd



| Levereras | Bild | Sesam | Leverantör | Sitthöjd | Sittdyna | Ryggdyna | Övrigt |
|--|---|--------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1: a hand |  REAL 9300 | 38256 | Mercado | 42-62 cm | Ergomedic 36x43 cm | Ergomedic 33x36 cm | ·Gastilt: 15°fram/ 8° bak Reglage under armstöd ·Medic ryggmekanism |
| 2: a hand |  Euroflex | 45147 | Eurovema | 45-65 cm | SitRite 36x40 cm | SitRite 37x43 cm | ·Gastilt: 10°fram/ 18° bak Reglage under armstöd |
| Se eget, separat beställningsunderlag för arbetsstol Euroflex från Eurovema | | | | | | | |
| 3:e hand |  REAL 9300 | X | Mercado | 42-62 cm | Ergomedic 36x39 cm | Ergomedic 33x36 cm | ·Gastilt: 15°fram/ 8° bak Reglage under armstöd ·Medic ryggmekanism |

Arbetsstol manuell Barn – Låg sitthöjd

| Levereras | Bild | Sesam | Leverantör | Sitthöjd | Sittdyna | Ryggdyna | Övrigt |
|--|---|--------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1: a hand |  REAL 9300 | 38255 | Mercado | 34-48 cm | Ergomedic 33x35 cm | Ergomedic 27x32 cm | ·Gastilt: 15°fram/ 8° bak Reglage under armstöd ·Medic ryggmekanism |
| 2: a hand |  Euroflex | 45148 | Eurovema | 40-56 cm | SitRite 36x40 cm | SitRite 37x43 cm | ·Gastilt: 10°fram/ 18° bak Reglage under armstöd |
| Se eget, separat beställningsunderlag för arbetsstol Euroflex från Eurovema | | | | | | | |
| 3:e hand |  REAL 9300 | X | Mercado | 34-48 cm | Ergomedic 36x39 cm | Ergomedic 33x36 cm | ·Gastilt: 15°fram/ 8° bak Reglage under armstöd ·Medic ryggmekanism |







| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4282 | Version 23.0 |

Beställningsunderlag Arbetsstol REAL 9300 Plus manuell


| Bild | Modell | Sesam nr | Lev.art nr | Kommentar | |
|--|--|----------|--|---|--|
| REAL 9300 – Standard sitthöjd | | | | | |
|  | REAL 9300 PLUS Utgående – levereras i mån av tillgång på lager | 38256 | 93114502PF | Sitthöjd: 41–61 cm, undersida sits Benstöd: Delade fotplattor Strl. L (28–41 cm) inkl. fäste benstöd Tilt: Fast tilt 15° fram, 8° bak Sits: Ergomedic 36x43 cm Rygg: Ergomedic 33x36 cm | |
| | REAL 9300 PLUS | x | 93739101PF | Sitthöjd: 41–61 cm, undersida sits Benstöd: Mittmonterad fotplatta, Storlek:29x24 cm Längd: 30–38 cm Tilt: Ställbar tilt 8° fram, 15° bak Sits: Ergomedic 36x39 cm Rygg: Ergomedic 33x36 cm | |
| REAL 9300 – Låg sitthöjd | | | | | |
|  | REAL 9300 PLUS Utgående – levereras i mån av tillgång på lager | 38255 | 93114501PF | Sitthöjd: 34-48 cm, undersida sits Benstöd: Delade fotplattor Strl. S (18–24 cm) inkl. fäste benstöd Tilt: Fast tilt 15° fram, 8° bak Sits: Ergomedic 33x35 cm Rygg: Ergomedic 27x32 cm | |
| | REAL 9300 PLUS | x | 93739102PF | Sitthöjd: 34-48 cm, undersida sits Benstöd: Mittmonterad fotplatta, Storlek:29x24 cm Längd: 30–38 cm Tilt: Ställbar tilt 8° fram, 15° bak Sits: Ergomedic 36x39 cm Rygg: Ergomedic 33x36 cm | |
| Ingår i grundutförande | | | | | |
| Stativ Plus: 43x53 cm Ryggmek: Medic hög Armstöd: 30 cm, svart konstläder Hjul: 100 mm XL Bromsspak: 35cm & fotbroms Överdrag: Skydd för sits | | | Klädsel: Grå plysch Sitstilt: Gas, se kommentar respektive stol Brukarvikt: 0–75 kg <i>Tilt-reglage under vänster armstöd</i> | | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4282 | Version 23.0 |









Tillbehör

| Bild | Modell | Sesam nr | Lev.art nr | Kommentar |
|---|---|--------------|------------|---|
| Ryggdyna | | | | |
|  | Ergomedic Plus | | | Färg: Grå Plysch |
| | 30x34 cm | 38580 | BR203546 | |
| | 35x43 cm | 34541 | BR202046 | |
|  | Ergomedic, Låg | | | Färg: Grå Plysch |
| | 27x22cm | 24426 | BR107046 | |
| | 30x26cm | 24047 | BR106546 | |
|  | Ergomedic, Hög | | | Färg: Grå Plysch |
| | 27x32 cm* | 21502 | BR104546 | <i>*) Ingår i grundutförande för stol med låg sitthöjd</i> |
| | 30x34 cm | 31674 | BR103546 | <i>***) Ingår i grundutförande för stol med standard sitthöjd</i> |
| | Ryggmekanism | | | Ryggmekanism kan behöva beställas om man byter från hög till låg rygg eller vice versa. |
| | standard låg | 34542 | BRM 1000 | |
| | standard hög | 34543 | BRM 4000 | |
| | Medic låg | 24427 | BRM 1800 | Se ovan i tabell hur stolen är utrustad i standard. |
| | Medic hög | 37584 | BRM 4600 | |
| Sits | | | | |
|  | Sittdyna, Ergomedic Plus | | | |
| | Sitsen har mycket form, är högre under låren än bak. Ger stöd på varje sida om låren. | | | |
| | 33x35 cm | 39401 | ST205046 | |
|  | Sittdyna, Ergomedic | | | Färg: Grå plysch |
| | Något formad dyna som fördelar trycket och förhindrar framglidning. | | | |
| | 33x35 cm | 31673 | ST105046 | <i>Ingår i grunden för 38255</i> |
| | 36x39 cm | 35238 | ST104546 | <i>Ingår i grunden för x, x</i> |
| | 36x43 cm | 35299 | ST104046 | <i>Ingår i grunden för 38256</i> |
|  | Inkontinensöverdrag Ergomedic Plus | | | Köp. "Baskermodell" som träs över dynan. Plastad frotté, grå |
| | 33x35 cm | x | STC205046 | |
| | 36x43 cm | x | STC204046 | |
| | 40x43 cm | x | STC203046 | |
| | Inkontinensöverdrag Ergomedic | | | |
| | 33x35 cm | 23470 | STC105066 | |
| | 36x39 cm | 33974 | STC104566 | |
| | 36x43 cm | 35300 | STC104066 | |
| | 40x39 cm | 35301 | STC103566 | |
| | 40x43 cm | 35302 | STC103066 | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4282 | Version 23.0 |

| Benstöd Medic Mini | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---|----------|
|  | Mini Medic, hel fotplatta (styck) | | | Fotplatta: B:25 x D:18 cm | |
| | Storlek S | 18-24cm | 35303 | | LS111110 |
| | Storlek M | 23-32cm | 35304 | | LS111210 |
| | Storlek L | 28-41cm | 35305 | | LS111310 |
| | Storlek XL | 38-51 cm | 37523 | | LS111410 |
|  | Mini Medic, delad fotplatta (par) | | | Fotplatta(st): B:12 x D:18 cm <i>*) Strl. S - Ingår i 38255</i> <i>*) Strl. L - Ingår i 38256</i> | |
| | Storlek S* | 18-24cm | 35261 | | LS161110 |
| | Storlek M | 23-32cm | 35262 | | LS161210 |
| | Storlek L* | 28-41cm | 35237 | | LS161310 |
| | Storlek XL | 38-51cm | 34680 | | LS161410 |
|  | Fäste för Mini Medic fotplatta | | | <i>Ingår i grundutförandet</i> Monteras under sitsen | |
| | | | 35013 | | LS119002 |
|  | Mittmonterad hel fotplatta inkl. fäste | | | Mittmonterad hel fotplatta är ett alternativ då fotplatta/fotstöd kan krocka med chassit (pga. bredden) | |
| | Hel fotplatta mini | | 37306 | | LS212110 |
| | Strl: 25x18 cm | | | | |
| | Längd: 30-38 | | | | |
| Hel fotplatta mini | | 37263 | LS212210 | | |
| Strl: 25x18 cm | | | | | |
| Längd: 37-53 | | | | | |
| Hel fotplatta | | x | LS272110 | <i>Ingår i grundutförande för x, x</i> | |
| Strl: 29x24 cm | | | | | |
| Längd L: 30-38 cm | | | | | |
| Bord | | | | | |
|  | Rökfärgat Strl.60x45cm | | 35306 | TA1010 Monteras på höger armstöd. Inkl. fäste. Fästs på armstödsstolpen. OBS! Armstödsplatta måste vara minst 30 cm lång | |
| Armstöd | | | | | |
|  | Med platta ErgoMedic (st) | | | Svart konstläder <i>*) Ingår i grundutförandet</i> | |
| | Längd: 25 cm | | 19613 | | AR101038 |
| | Längd: 30 cm* | | 35674 | | AR102038 |
| Bålstöd | | | | | |
|  | Bålstödskudde, sväng- och ställbar | | 24164 | TS 2038 Monteras på hög rygg. | |
|  | Fäste till bålstöd (styck) | | 24162 | 801768 Både kudde och fäste behövs för komplett bålstöd. Passar både höger och vänster | |
| Körbygel | | | | | |
|  | Körbygel Plus | | 37949 | PB2011 | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4282 | Version 23.0 |

| Höftbälte | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--------|
|  | Storlek S | 51-71cm | 12333 | 802296 | |
| | Storlek M | 63-83cm | 12334 | 802297 | |
| | Storlek L | 83-103cm | 12335 | 802298 | |
| Köp. Fästs under sitsen. Komplett med fäste. | | | | | |
| Nackstöd | | | | | |
|  | Nackstöds kudde | | | Grå plysch. Monteras på hög rygg. | |
| | Plan , storlek 29x16 cm | | 23047 | | NS1046 |
|  | Skålad , storlek 31x18 cm | | | För komplett nackstöd behövs både kudde och fäste. | |
| | | 33367 | NS3046 | | |
|  | Skålad , storlek 30x23 cm | | | | |
| | | 26321 | NS2046 | | |
|  | Nackstödsfäste, höjjusterbar | | | | |
| | Höjd: 28 cm | | 23046 | NS30 | |
| | Höjd: 38 cm | | 22993 | NS20 | |
| | Höjd: 48 cm | | 31347 | NS10 | |
|  | Nackstödsfäste, höjd- och sidojusterbar | | | | |
| | Höjd: 28 cm | | 31704 | NS31 | |
| | Höjd: 38 cm | | 35308 | NS21 | |
| | Höjd: 48 cm | | 35307 | NS11 | |
| Sidostöd | | | | | |
|  | Kudde (styck) | | | Svart konstläder. Justerbara i bredd och höjd. Både kudde och fäste behövs för komplett set | |
| | XS | 15x8 cm | 35309 | | SS1038 |
| | S | 28x8 cm | 35310 | | SS2038 |
| | M | 24x14 cm | 35311 | | SS3038 |
| | L | 30x16 cm | 35312 | | SS4038 |
|  | Fäste, par | | | | |
| | | | 33921 | 802874 | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-4282 | Version 23.0 |